



Varenummer 1000018941

ABENA®  
Nova Form  
with Med-Sorb®

## Tapeble, Abena Nova Form, S2, 690x520mm, hvid, med sensor, New

- ✓ Ble med integrerede sensorer – en del af ABENA Nova løsningen
- ✓ 100 % åndbarhed giver sund hud og optimal komfort
- ✓ 360 graders lækagebeskyttelse - kombination af barrierer og elastikker giver optimal pasform og forebygger lækager
- ✓ Top-Dry-system sørger for tør overflade, hvilket beskytter huden



### Produktbeskrivelse

ABENA Nova er vores intelligente version af ABENAs Premium tapeble for moderat til svær inkontinens. ABENA Nova er en løsning, som leverer data i realtid, der gør det muligt for plejepersonalet at handle rettidigt ved et skift, og derved levere en mere personlig kontinens pleje. Produktet består af: en ble med integrerede sensorer, en personlig clips som sender data en til brugervenlig app. Produktet har et Top-Dry System, som sikrer en tør overflade selv ved gentagne vandladninger og beskytter dermed huden. Den effektive dobbelt indpakkede sugekerne giver hurtigt absorption og høj performance. Odor-systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. De åndbare og anatomisk formede bleer giver en 360 graders lækagebeskyttelse og har en perfekt pasform. Alle produkter er forsynet med opretstående lækagebarrierer, elastikker ved benudskæringen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tapeble
Varemærke	Abena
Vareserie	Nova Form
Størrelse	S2
Farve	Hvid
Features	Med sensor, New
Materiale	Åndbar bagfolie, ECF fluff, elastan, elasticated combi tape, nonwoven, PE, PP, resin, SAP
Længde/dybde	690 mm
Bredde	520 mm
Hoftevidde	60-85 cm
Absorptionsevne	1800 ml
Køn	Unisex
Inkontinensniveau	Svær
Certifikater	CE, Dermatologisk testet, Svanemærket
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 9001, ISO 14001, ISO 11948-1
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

## Brugsanvisning

ABENA Nova tapeble for moderat til svær inkontinens. Fold bleen på langs med bagsiden vendt udad. Sæt først clipsen på bleen, dernæst bleen med clipsen på borgeren. Clipsens blå side skal vende udaf efter montering. Træk bleen fra for- til bagside. Bred den forreste del af bleen ud, så der opstår en skålform mellem benene. Fastgør den nederste tape i begge sider og fastgør dernæst den øverste tape med en nedadgående vinkel for at opnå en sikker og behagelig pasform.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 stk	0.706 m	0.396 m	0.187 m	5703538239939
pk	24 stk	0 m	0 m	0 m	5703538239915



Svanemærket, også kendt som the Nordic Swan Ecolabel, er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med Svanemærket imødekommer strenge miljøkrav ift. råvareproduktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkter er blevet testet for potentielle hudirritationer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at benytte og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (den Europæiske Konformitetskomite) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Unik Top-Dry system, som sikrer hurtig absorption og efterlader en tør overflade i brug – også ved gentagne vandladninger.



Abenas produkter er produceret med Odour System, som sikrer mod lugtgener fra produktet.



Produktet indeholder ikke latex.



Dråbesystem, som viser produktets sugesevne. Jo flere dråber jo højere sugesevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Produktet er udstyret med elastiske tapes, som sikrer komfort og lækagesikkerhed.



Produktet er produceret med unikke lækagebarrierer.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.