

BRUGSANVISNING FOR vippekammel **GØNGE 1** og **2**

(best.nr. 24140 og 241419)

CE

Idet vi tror, at De vil blive tilfreds med deres nye GØNGE, skal vi ganske kort anvise følgende:

- Sæt Dem i Deres hvilestol.
- Når De har fundet den rette placering, placerer De Deres underben og fod i vippekammen:
 - a. således at fodens hæl hviler, hvor de polstrede plader støder sammen (GØNGE 1)
 - eller
 - b. således at fodens hæl "stikker ud" i hullet mellem de to polstrede plader (GØNGE 2)
- I begge tilfælde vil Deres fod og underben finde behagelig støtte på de polstrede plader, da skamlens vanger automatisk indretter deres stilling efter Deres fods og bens vægt.

VEDLIGEHOELDELSE:

** Efterse jævnligt polstringerne og deres fastspænding.

** Udskift slidte eller ødelagte dele:
HELLERE ÉN GANG FOR MEGET END ÉN FOR LIDT !

** Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler.

Vi – dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8900 Randers – erklærer på eget ansvar, at GØNGE 1 og 2 er i overensstemmelse med European Standard EN 1441 (1997) i henhold til bestemmelserne i EU Direktiv 93/42 EEC.

www.danrehab.dk
tel. 8644 7355