

Sit-Ease® aflastningspude



Puden har til formål at give en optimal siddekomfort for mennesker som er plaget af lidelser eller følger efter operation i sædeområdet.

Aflaster bedre og modvirker ikke sårhelingen.

Giver optimal siddekomfort afhjælper de værste gener, for mennesker som er plaget af lidelser eller følger efter f.eks. operation i sædeområdet.

Puden er meget velegnet til alle med sædeproblemer, som f.eks.: hæmorider, cancer recti, hævet scrotum, episiotomier, vulva cancer, perinæoplastik, pilonidalcyster, spincterruptur.

Består af skumunderlag (O30H polyether) skåret i profil til pøllerne.
I profiludskæringerne ligger 2 skumpøller løst ovenpå, disse er skråtskåret i den ene ende.
Puden placeres direkte ovenpå stolen. Pøllerne skal vende op, og den skrå ende fremad

Leveres med velour betræk.

Mål: 21 x 21 x 11 cm (B/D/H)
Vægtfylde: 30 kg./M3

Maks. belastning: 150 kg

Rengøring: Autoklave, maskinvask (60° C) samt tørretumbling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning
33000700	32009	Sit-Ease® aflastningspude	150 kg