

Lina™ Mobil Personløfter

En elektrisk betjent personløfter, som anvendes i hjemmet, på institutioner og plejehjem, hvor der er brug for at transportere eller overflytte brugere mellem seng, kørestol, lænestol og toilet uden manuelle løft.

Lina personløfter er let at betjene og giver hjælperen en ergonomisk korrekt arbejdsstilling i løftesituationen. Skubbebøjle har et godt stort greb, så hjælperen uanset højde opnår god kontrol over personløfteren ved manøvrering.

Anvendelse

Lina personløfter har et stort løfteinterval, der gør det muligt at løfte fra gulv til selv høje senge.

Det elektriske løft og breddeindstillingen af løfterens understel styres med en håndbetjening. Hjælperen opnår derved stor bevægelsesfrihed og har altid en hånd fri til at støtte brugeren under løftet.

Personløfteren er meget stabil og er nem at manøvrere - også ved sving. Ophængsbøjlen er som standard polstret og har 4 ophængspunkter. Som tilbehør leveres forskellige typer og størrelser sejl (rekvirer Lina sejlbrochure).

Sikkerhed

Løfteren har nødstop, mekanisk og elektrisk nødfir og nødløft. Løftmotoren er forsynet med klemsikring, så brugeren ikke ved uheld kan blive klemt under løftebøjlen. Krogene på ophængsbøjlen er udformet, så sejlets stropper ikke utilsigtet kan glide af. Løfteren har indbygget oplader. Når batteriet trænger til opladning, varsles det akustisk og optisk, så der ikke er risiko for, at løfteren uden indikation løber tør for strøm.

Lina mobile personløfter leveres i 2 udgaver:

Model 9500 med 75 mm hjul anvendes, når der er lav frihøjde.
Model 9600 med 100 mm hjul anvendes, når man ønsker en lettere manøvrering.

Lina personløfter bestillings nr.

Model	Best. Nr.	HMI Nr.
9500 / 75 mm hjul	123603.401	35950
9600 / 100 mm hjul	123603.402	35951



Lina person- og ståløfter til alle typer forflytning



Lina™ ståløfter

Anvendes i hjemmet, på plejehjem og institutioner, hvor der er behov for at overflytte en bruger fra f.eks. kørestol til toilet. Når brugeren står op i løfteren, er af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg let at foretage.

Ståløfteren er beregnet til brugere, der kan stå op uden nødvendigvis at have ståfunktion, og som er delvist afhængige af hjælp. Ståløfteren er let at betjene og giver hjælperen en ergonomisk korrekt arbejdsstilling i løftesituationen.

Anvendelse

Lina ståløfter har et stort løfteinterval, hvilket gør det muligt at løfte fra meget lav position til meget høj position. Det elektriske løft og breddeindstillingen af løfterens understel styres med en håndbetjening. Hjælperen opnår derved stor bevægelsesfrihed og har altid en hånd fri til at støtte brugeren under løftet.

Ståløfteren har delte underbensstøtter, som er individuelt indstillelige i dybde, højde og vinkel. Det er derfor nemt at tilpasse underbensstøtterne den enkelte brugers underbenslængde. Fodpladen er aftagelig og forsynet med kant og skridsikker belægning, således at brugerens fødder ikke kan glide bagud.

Ståløfteren er meget stabil og nem at manøvrere - specielt ved sving.

Sikkerhed

Ståløfteren har nødstop, mekanisk og elektrisk nødfir samt nødløft. Løftmotoren er forsynet med klemsikring. Løftkroge har sikkerhedsklips, så sejlets stropper ikke utilsigtet kan glide af. Løfteren har indbygget oplader. Når batteriet trænger til opladning, varsles det akustisk og optisk, så der ikke er risiko for, at løfteren uden indikation løber tør for strøm.

Sejl

Lina brystsejl fås som tilbehør i forskellige størrelser i farven grå. Sejlet er fremstillet i 100 % polyester, som er let at rengøre. Løftestroppeperne er mærket med farvekoder og har flere indstillingsmuligheder. Kan vaskes og tørres ved 90 / 60°. Brystsejlet kan klare en max. brugervægt på 180 kg.

Bestillingsnr.	Størrelse	HMI-nr.
123621.272	S	27009
123621.273	M	27010
123621.274	L	27011
123621.275	XL	36423

Lina ståløfter bestillings nr.

Model	Best. Nr.	HMI Nr.
8100	123603.403	35948



LINA

LINA

8100 Ståløfter
9500 / 9600 Personløfter

ISO 12 36 03

Tekniske data

Lina Care Personløfter

Max belastning	200 kg
Antal løft pr. opladning	ca. 35
Løfteinterval	
75 mm hjul	65,5-197,5 cm
100 mm hjul	67-199 cm
Masthøjde	
med 75 mm hjul	129 cm
med 100 mm hjul	131 cm
Understel	
Længde	109 cm
Bredde, udvendig	64 cm
Breddeindstilling, indvendig	60-117,5 cm
Højde med 75 mm hjul	11 cm
Højde med 100 mm hjul	15 cm
Løftehøjde	
Højeste til løftebøjlsens ophængspunkt	208 cm
Laveste til løftebøjlsens ophængspunkt	76 cm
Vægt	36 kg

Batterier og lader
Batterier 2 stk. à 12V / 2,27 Ah
Monteret med kontrolboks, inkl. styring, batteripakke og lader

Materiale og overfladebehandling
Afrundede flad-ovale stålprofiler med rilsanbehandling, som giver en stærk og holdbar overflade. PU belagt løftebøjle til 4 punktsophæng.

Udstyret med
Håndbetjening med spiralledning.

Tilbehør
Løftesejl. Forskellige typer og størrelse.
Ekstern lader til montering på væg.

Sikkerhed
Nødløft, nødstop og mekanisk og elektrisk nødfir.
Akustisk og optisk ladeindikator.
EN 60-601. CE mærket.

Lina Care Ståløfter

Max belastning	160 kg
Antal løft pr. opladning	ca. 35
Løfteinterval	93 cm (68-161 cm)
Mast højde	89 cm

Understel
Længde 91 cm
Bredde, udvendig 56 cm
Breddeindstilling, indvendig 50-86 cm
Højde 14,5 cm

Underbensstøtter
Længde 13,50 cm
Bredde 18 cm
Højde 15,50 cm
Højde fra fodplade til centrum af underbensstøtten 26 - 50 cm
Dybde 23,50 - 35 cm

Fodplade
Længde 36 cm
Bredde 35 cm
Højde 11 cm
Højde over gulv 5,50 cm

Hjul
Bagerste svingbare m. indv. bremse 100 mm
Forreste, svingbare 100 mm

Vægt 43 kg

Batterier og lader
Batterier 2 stk. á 12V / 2,7 Ah
Monteret med kontrolboks, inkl. styring, batteripakke og lader.

Materiale og overfladebehandling
Afrundede flad-ovale stålprofiler med rilsanbehandling, som giver en stærk og holdbar overflade. Underbensstøtter i Polyurethan

Udstyret med
Håndbetjening med spiralledning.

Tilbehør
Brystsejl. Forskellige størrelser
Ekstern lader til montering på væg
Strop til underbensstøtter.

Sikkerhed
Nødløft, nødstop og mekanisk og elektrisk nødfir.
Akustisk og optisk ladeindikator. CE mærket.

Lina Personløfter og Lina Ståløfter bør i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser efterses 1 gang årligt.

Begge løftere kan skilles ad uden brug af værktøj.

KEBO CARE

Jernholmen 41 • 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 39 80 00 • Fax: 39 39 80 55
info@kebocare.dk • www.kebocare.dk

Maj 2005