

VICAIR®

Invacare® Vicair® Puder



Den optimale løsning for trykaflastning
og positionering

INVACARE
Yes, you can.®

Vicair® Puder

Vicair puderne giver en optimal kombination af trykaflastning, høj kvalitet og stabil positionering.

Puderne, der er klinisk testet, er individuelt justerbare og tilmed vedligeholdelsesfrie. De er sikre og enkle at anvende både for hjælper og bruger, og der er ikke behov for daglig kontrol. Vægten på puderne er utrolig lav med et gennemsnit på mindre end 750 gram.

Unik teknologi med bløde *SmartCells*™

Vicair puderne benytter sig af **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte og aflastning af kroppen.

Vicair puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **SmartCells**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens konturer og danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling.

Puderne er inddelt i flere kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering.

Alle Vicair O2 puder fyldt med grå celler med sort tekst kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 grader.



Optimal positionering og trykaflastning

Vicair er klinisk testet med vældigt gode resultater. Puderne kan bruges i de fleste alvorlige tilfælde af tryksår. Derudover giver puderne en høj grad af stabilitet, der medfører nedsat shear, god komfort og øget bevægelsesfrihed

Mange muligheder

Der er en række behov og hensyn, der skal tages højde for indenfor siddestillingsområdet. Puderne skal være trykaflastende, og samtidig kunne imødekomme forskellige individuelle behov for god positionering.

Det kan være for at korrigere eksisterende fejlstillinger eller for at forebygge nye. For at dække disse behov leveres **Vicair** i flere forskellige modeller: **Vicair Vector O2**, og **Vicair Adjuster O2**, der alle leveres i højderne 60 og 100 mm. Se også særskilte brochurer om andre **Vicair** puder som **Vicair Active O2** og **Vicair AllRounder O2**.

Alle **Vicair** puder kan justeres individuelt.



Standardpuder



Vicair Adjuster O2

Inddelt i 5 kamre for at tilbyde individuelle løsninger til brugere.

Gode justeringsmuligheder ved komplekse positioneringsbehov fx asymmetrisk benlængde eller bækkenstilling og optimal trykaflastning.

Vicair Adjuster O2 inklusiv celler er vaskbar. Se særskilt brochure om **Vicair Adjuster O2**.



Vicair Vector O2

Vicair Vector O2 er inddelt i 9 kamre for at give øget stabilitet til bækkenet, forhindre ind og udrotation af lårene samt fremadskridning på puden. En pude, der giver optimal trykaflastning og samtidig en funktionel stabil siddestilling. **Vicair Vector O2** inklusiv celler er vaskbar. Se særskilt brochure om **Vicair Vector O2**.



Vicair Active O2

Den forreste del er opbygget med en blød ergonomisk formet skumdel for at skabe stabilitet. Bagerst har **Vicair Active O2 SmartCells** for at give trykaflastning under tuber og os sacrum. Se særskilt brochure.



Vicair Multifunctional O2

Opbygget som en **Vicair Adjuster O2** pude, men med lidt længere kamre bagerst på puden for optimal tilpasning til den ekstra dybde på dybdejusterbare stole som fx el-kørestole eller Invacare's komfortkørestole. **Vicair Multifunctional O2** inklusiv celler er vaskbar.

Betræk









Betræk

Alle puderne leveres med slidstærkt, strækbart og komfortabelt betræk. Vælg mellem standard betræk eller inkontinensbetræk.

Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

					
Størrelser	Vægt	Max. brugervægt:	Rengøring af betræk	Rengøring af O2 puder inkl. Celler	
<i>Vicair Puder</i> se skema nedenfor	0,4-1,2 kg	250 kg (Active O2: 200 kg)	90°	60°	

Størrelser, mm (b x d)


	Adjuster O2	Vector O2	Active O2	Multifunctional O2
350 x 400	x	x	x	
350 x 450		x		
400 x 400	x	x	x	
400 x 450	x	x	x	
400 x 500		x		
430 x 430	x	x		
430 x 450		x		
450 x 400	x	x	x	
450 x 450	x	x	x	
400 x 500	x	x	x	
450 x 500	x	x	x	
450 x 550		x		
500 x 450	x	x	x	
500 x 500	x	x	x	
500 x 550		x		
370 x 520				x
400 x 520				x
450 x 520				x
500 x 520				x
600 x 500		x		

Størrelser, mm (h)

Adjuster O2	Vector O2	Active O2	Multifunctional O2
60/100	60/100	100	80

Betræk

Sort



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

