

OrthoWedge

Hælsko til aflastning af forfoden



Tåkappe

Produktet:

Med OrthoWedge flyttes vægten fra forfoden til midt-og hælområdet mhp aflastning af forfoden og fremme healing.

Skoen er åben i tåen og sålens kantede tåområde samt skoens lange velcro remme sikrer, at skoens kan tilpasses selv større bandager. Indersålen kan tages ud for individuel tilpasning ift. Trykaflastning/-fordeling alternativt erstattes med PegAssist Insole.

OrthoWedge passer både til højre og venstre fod og kan lukkes i tåen med en tåkappe, som tilkøbes.

Det anbefales at benytte TwinShoe sammen med OrthoWedge for at forebygge kompensationskader.

OrthoWege er 3,6cm høj.

Anvendelse:

OrthoWedge kan anvendes til behandling af diabetiske fod sår, post-operativt ved Hallux Valgus, Digitus Malleus og andre osteotomier med eller uden osteosyntese.

Vaskeanvisning:

Skoen kan vaskes i hånden med sæbevand. Maskinvask anbefales ikke, da det kan opløse limen.



TwinShoe

Sortiment:

OrthoWedge

Størrelse

XS (33,5-37)
S (37,5-39,5)
M (40-41)
L (42-44)
XL (45-47)

Ref. Nr.

OW0B-ST
OW1B-ST
OW2B-ST
OW3B-ST
OW4B-ST

Tåkappe

Størrelse

XS (33,5-37)
S (37,5-39,5)
M (40-41)
L (42-44)
XL (45-47)

Ref. Nr.

TCO0
TCO1
TCO2
TCO3
TCO4