

Invacare® | **Pronto**®



### Lille og stilfuld

Invacare **Pronto** er lille og stilfuld med gode køreegenskaber. **Pronto** er let at manøvrere rundt med også der, hvor der er begrænset plads. **Pronto** er en ægte centerhjulsdreven el-kørestol med uafhængig hjulophæng, der hele tiden holder alle sine 6 hjul på jorden for at sikre maksimal stabilitet og sikkerhed. **Pronto** er designet, så den giver en god og behagelig kørsel også på ujævn vej og over forhindringer.



**Yes, you can.**®



### Fleksibelt sædesystem

Invacare **Pronto** er som standard forsynet med Invacare's **Flex** sædesystem. **Flex** er et komfortabelt og meget fleksibelt sædesystem med mange kombinationsmuligheder til at finde netop den siddekomfort, der passer til dine ønsker og behov. **Pronto** og **Flex** tilbyder løsninger som: Hejs, tilt, vinkeljusterbar plade- eller stropryg, mange kombinationsmuligheder for rygpuder, sædepuder, armlæn og benstøtter.

### Fleksibel og manøvreduktig

Med ægte centerhjulsdrev og kompakte dimensioner er **Pronto** meget manøvreduktig og har en lille venderadius, der giver dig mulighed for at komme rundt på meget lidt plads. Et patenteret design og affjedringsystem sikrer en jævn og behagelig kørsel, også på ujævn vej og over forhindringer op til 50 mm. **Pronto** er den ideelle el-kørestol for dig, der kører mest indenfor og på faste underlag.

### Tekniske data

<b>Flex</b> sæde	390 - 530 mm	430 - 510 mm	420 mm	-10° - 40°	610 mm	680 mm <sup>1</sup> 970 - 1020 mm <sup>2</sup>	890 - 940 mm
<b>Flex</b> sæde	0° - 20°	1000 mm	50 mm	9° (16 %)	2 x 30 Ah	2 x 180 W	19 km
			<b>1/</b> med forplade oppe <b>2/</b> med sidehængte benstøtter og fodplader nede		Invacare A/S Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby Denmark Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001 denmark@invacare.com www.invacare.dk		
<b>Flex</b> sæde	7 km/t	70 kg (91 kg med batterier)	136 kg				

### Chassisfarve



Blå (standard)

**NB!** Andre farver kan bestilles efter aftale.

© 2013 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Pronto - DK - 04/2013

