

HeelWedge

Tåsko til aflastning af hælområdet

**Produktet:**

Med HeelWedge flyttes vægten fra hælen frem til midt-og forfod mhp aflastning af hælområdet og fremme healing.

Det kantede tåområde sikrer plads til evt. bandager, mens lukningen over forfoden samt velcro remme gør det let at applicere og tilpasse skoen. Indersålen kan tages ud for individuel tilpasning ift. trykaflastning/-fordeling alternativt erstattes med PegAssist Insole.

HeelWedge passer både til højre og venstre fod.

Det anbefales at benytte TwinShoe sammen med HeelWedge for at forebygge kompensationskader.

Anvendelse:

HeelWedge kan anvendes til behandling af diabetiske fod sår, post-operativt og efter korrektion samt ved aflastning af hælen.

Vaskeanvisning:

Skoen kan vaskes i hånden med sæbevand. Maskinvask anbefales ikke, da det kan opløse limen.

Sortiment:**HeelWedge****Størrelse**

XS (33,5-37)
S (37,5-39,5)
M (40-41)
L (42-44)
XL (45-47)

Ref. Nr.

HW0B-ST
HW1B-ST
HW2B-ST
HW3B-ST
HW4B-ST



TwinShoe