

# Plexus Auto Aire Select

Dynamisk, alternerende madrassystem  
med Low-Air-Loss



Maj 06

## Helmadras

- Madrasrammen er af kraftig nylon.
- Helmadrasen er opbygget af 20 udskiftelige luftceller.
- Luftcellerne er af tynd, smidig og stærk nylonfolie.
- I madrassen er indbygget 4 røde luftceller med tryksensorer, der automatisk indstiller lufttrykket i madrassen efter brugerens vægt og fylde.
- I hver enkelt luftcelle er indbygget 'Low-Air-Loss'; små huller med en let luftstrøm, som bortleder fugt og varme, så huden holdes tør.
- Hver enkelt luftcelle kan afmonteres uden værktøj, hvis f.eks. total aflastning af hælene ønskes.
- Luftcellerne er fastgjort på madrasrammen med velcrobånd, så individuel tilpasning er muligt, f.eks. hos en bruger, der har behov for ekstra støtte i lænden.
- Under luftcellerne er placeret en 3 cm tyk madras af koldskum.
- Helmadrasser med bredde på 99-137 cm er forstærkede til brugervægt over 200-450 kg.

## Fodstop (tilbehør)

- Høj luftcelle, der monteres i stedet for to eksisterende luftceller for at hindre spidsfod eller at brugeren glider ned i fodenden.

## Betræk

- På madrassen er monteret et ventilerende, vandskyende, åndbart, oversize betræk med bakteriestatiske egenskaber.
- Det 2 lags quiltede betræk hindrer friktion og shear i forbindelse med forflytninger.

- Betrækkets 'Easy-Slide' effekt sikrer let forflytning af brugeren.

## Auto Aire Select kontrolenhed/pumpe

- Brugervægt op til 450 kg.
- Logisk og brugervenligt display.
- Automatisk eller manuel trykmåling/indstilling af luftmængde.
- Dynamisk eller statisk funktion.
- Alternering med 5 minutters rolig cyklus.
- Madrassen fyldes med luft på ca. 2 min.
- 'Max Inflate' fylder madrassen maksimalt med luft på 3 sekunder, til brug i forbindelse med pleje, aktivering og forflytninger.
- 'Lås af indstillinger' hindrer utilsigtede ændringer.
- 'Alarm' ved strømsvigt og ukorrekt tryk.
- Slinger med 'Quick Release' for hurtig tømning ved hjertestop (CPR) og i forbindelse med forflytninger.
- Indstillinger genoprettes efter strømudfald.

## Rengøring

- Betrækket maskinvaskes ved 60° C.
- Luftcellerne afmonteres og rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.
- Koldskumsmadrassen afmonteres. Nylonbetrækket maskinvaskes ved 60° C eller rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.
- Luftslingerne i rammen afmonteres og aftørres. Rammen maskinvaskes ved 60° C eller rengøres med mild sæbeopløsning eller desinficeringsmiddel.

### Tekniske Data

El 230 V / 50 Hz, 2,5 A

Ledningslængde 4,5 m

Maks. brugervægt 450 kg

	Vare nr.	HMI nr.	Bredde	Længde	Højde	Vægt	Garanti
Plexus Auto Aire Select madras	275027	40662	85 cm	203,2 cm	25 cm	6,8 kg	2 år
Plexus Auto Aire Select madras	275030	39787	99	203,2	25,4	7,7	2
Plexus Auto Aire Select madras	275029	38440	107	203,2	25,4	8,2	2
Plexus Auto Aire Select madras	*		122	203,2	25,4	9,5	2
Plexus Auto Aire Select madras	*		137	203,2	25,4	11,0	2
Plexus Auto Aire Select pumpe	275026	39788	25,4	12,7	30,5	4,3	2

\* Tages hjem på bestilling