




## 1 Nyt design


Vi har nu udviklet og forbedret vores Support positioneringsbæltserie i 19 år, hvilket har givet os stor erfaring om positioneringsproblematikker. Vi er stolte af at kunne præsentere Support Pro serien. Disse nye seler og bæltter har et stærkere materiale, flere funktioner og en mængde forskellige spænder at vælge imellem.



## 2 3 forskellige varianter

**Nyt softmateriale!**

1. **Soft, Sort** Neoprenelignende materiale med stretchegenskaber.
2. **Ekklusiv** Kunstlæder.
3. **Soft, Blå** Neoprenelignende materiale med stretchegenskaber.



## 3 Vask og vedligeholdelse

- ▶ Samtlige seler kan vaskes ved 60°.
- ▶ Samtlige materialer er vand- og smudsafvisende og enkle at tørre af.

## 4 Fleksibel afprøvningspakke

- ▶ Forenkler afprøvningen
- ▶ Hænges enkelt op på f.eks. en dør
- ▶ Indeholder alle seler, bæltter samt spænder



**Nyt materiale**

Er mere slidstærkt og bibeholder sin stretchfunktion

**Længere skulderpolstringer**

For en endnu bedre pasform

**Nye blødere bånd**

Nemme at håndtere samt mere behagelige mod kroppen

**Individuel fremstilling**

Bed os fremstille en sele efter dine ønsker og behov



**Nye bæltepuder**

For bedre pasform og forskellige trækretninger

**Flere forskellige spænder**

Stort udvalg af spænder til forskellige behov

- ✓ Forbedret igennem 19 år for at give stabilitet, trykthed og balance på rette sted
- ✓ Monteres enkelt på forskellige siddesystemer og kørestole


# Positioneringsbælter og seler

Sammenhæng mellem tal og mål:

1 = Diagonalt 2 = Bredde 3 = Højde



**Sternumstøtte**




Sternumstøtte	1	2	3
X- Small:	23	7	10 cm
Small:	33	7	14 cm
Medium:	39	7	17 cm
Large:	51	7	20 cm

**Sternumstøtten** giver en koncentreret støtte over sternum.



**Sternumvest**




Sternumvest	1	2	3
X- Small:	23	7	10 cm
Small:	33	7	14 cm
Medium:	39	7	17 cm
Large:	51	7	20 cm

**Sternumvesten** giver en koncentreret støtte over sternum.



**Krydssele**



Krydssele	Mål, bæltepuder
Small:	16 - 5 cm
Large:	25 - 7 cm

**Krydssele** giver støtte til axelparti.



**H-sele**



H-sele	1	2
X- Small:	19,5	15-27 cm
Small:	26	17-31 cm
Medium:	34	18-38 cm
Large:	41	20-40 cm

**H-selen** giver støtte til både skulder og side. Kan eksempelvis bruges ved rotation for at være med til at holde skulderpartiet tilbage.

Vare-nr.				HMI-nr.	Produktnavn
Pro Soft	Ekklusiv	Soft svart	Soft blå		
374001	3751	37511	375111		Sternumstøtte str. X-Small
374002	3752	37521	375211	30563	Sternumstøtte str. Small
374003	3753	37531	375311	30564	Sternumstøtte str. Medium
374004	3754	37541	375411	30565	Sternumstøtte str. Large
374006	3756	37561	375611	50609	Sternumvest str. X-Small
374007	3757	37571	375711	50610	Sternumvest str. Small
374008	3758	37581	375811		Sternumvest str. Medium
374009	3759	37591	375911	50612	Sternumvest str. Large
374011	3761	37611	376111	30566	Krydssele str. Large
374012	3762	37621	376211	30567	Krydssele str. Small
374015	3783	37651	376511	43086	H-sele str. X-small
374016	3783	37652	376521	43087	H-sele str. Small
374017	3783	37653	376531	43088	H-sele str. Medium
374018	3786	37654	376541	43089	H-sele str. Large

### Fæste mellem skubbehåndtag

Fæste mellem skubbehåndtag bruges, når man skal montere en hovedstøtte eller en sternumstøtte og der ikke umiddelbart er mulighed for montering på den pågældende kørestolsryg.

Fæste mellem skubbehåndtag monteres rundt om kørestolens skubbehåndtag.

Passer rundt om såvel runde som firkantede rør med størrelsen 20–30 mm i diameter. Fæste til hovedstøtte indgår, som en del af produktet.

Vare nr.: 7022



### Montering på stabil rygstøtte

Korrekt montering af positioneringsstøtten er vigtig for at sikre, at støtten får den rette funktion. Trækretningen på de øverste bånd skal være lige bag eller op ad fra axelpartiet.

Spænderne monteres som vist på billeder. Hvis ryglænet slutter nedenfor axelpartiet, findes der forhøjningsstænger, som tilbydes som tilbehør. De nedre befæstningspunkter monteres nedad med medfølgende Triglidespænde.



### Afprøvningspakke for SITTBELT

Indeholder alle størrelser af hoftebæltet.

Spænder, bånd samt vore triglide følger med pakken for en fleksibel afprøvning.



## SittBelt

Et hoftebælte kan være mindst lige så vigtig som en trykafastende siddepude. SittBelt med fire befæstningspunkter og anvendes for at fastholde bækkenet i rette position, samt modvirke fremadskridning og dermed unødigt højt tryk på halebenet og tuber, eller træk i huden. Tilbydes i materialet Soft.

Tilbydes i fire forskellige udformninger.

- SittBelt L med S742 spænde
- SittBelt L med autospænde
- SittBelt L med S40 spænde
- SittBelt S med autospænde



## SittBelt Comfort

Godt positioneringsbælte, som er fremstillet til de stole, hvor der kun er plads til et fæstningspunkt i hver side. Comfortbæltet er et godt alternativ til det traditionelle SittBelt. Tilbydes i materialet Soft.

Tilbydes i to varianter.

- SittBelt Comfort L med S742 spænde
- SittBelt Comfort S med fixlås



## forskellige spænder



**1 Spænde 742** Er let at justere på to sider

**2 Autospænde** Kraftigt spænde i metal

**3 Spænde S40** Stærkere end S742, knap på siden.

**4 Spænde 740** Fixlås, standard på SittBelt.

**5 Sikkerhedsspænde** Forhindrer uønsket åbning af bælte

**6 Flyspænde** Kraftig konstruktion i "flyspændemodell"

**7 Chromeline**

Fleksibelt spænde i metal

### Vare-nr.

#### Pro Soft

374030

374031

374032

374033

374034

374035

374041

374045

374049

374050

374051

#### Ekklusiv

3791

-

3793

-

3792

-

-

3794

-

-

-

#### Soft sort

37911

-

37931

-

37921

-

-

37941

-

37971

37981

#### Soft blå

379111

-

379311

-

379211

-

-

379411

-

-

-

### HMI-nr.

30571

30573

51271

30572

### Produktnavn

SittBelt med S742-spænde str. Large

SittBelt med S740-spænde str. Large

SittBelt med S40-spænde str. Large

SittBelt med Flyspænde str. Large

SittBelt med autospænde str. Large

SittBelt Forstærket str. Large

SittBelt str. M (725 spænde)

SittBelt str. S (725 spænde)

SittBelt str. XS (725 spænde)

SittBelt Comfort Soft str. Large (S742)

SittBelt Comfort Soft str. Small (Fixlås)

### Håndmanchet

Et hjælpemiddel for de brugere, som har besvær med at fiksere hånden/hænderne på styret/kørehåndtaget.

Tilbydes i Support Eksklusiv.

Tilbydes i størrelserne: Small, Medium, Large

#### Mål, håndens længde:

Small 0–100 mm

Medium 100–150 mm

Large 160 –220 mm



#### Vare-nr.

Pro Soft	Exklusiv	Soft sort	Soft blå
-	3775	-	-
-	3776	-	-
-	3777	-	-

#### HMI-nr.

#### Produktnavn

39899	Håndmanchet str. Small (stk.)
39899	Håndmanchet str. Medium (stk.)
3988	Håndmanchet str. Large (stk.)

### Armbind

Armbind monteres diagonalt og benyttes for at afhjælpe ufrivillige bevægelser samt for at hindre overstrækning af de pågældende led.


Tilbydes i Support Eksklusiv & Soft.

Tilbydes i størrelserne: Small, Large

#### Mål, bæltepuder:

Voksen / Large 200 – 50 mm

Barn / Small 160 – 50 mm



#### Vare-nr.

Pro Soft	Exklusiv	Soft sort	Soft blå
-	3781	37811	378111
-	3782	37821	378211

#### HMI-nr.

#### Produktnavn

30575	Armbind str. Large (sæt)
30576	Armbind str. Small (sæt)

### Ankelbespænding

Ankelbespændingen giver en stabil støtte for at forhindre ufrivillig supination og pronation af foden. Velcrobåndene gør det nemt at montere og afmontere ankelbespændingen.

Tilbydes i Support Eksklusiv & Soft.

#### Mål rundt om anklen:

Small 140 – 170 mm

Medium 170 – 200 mm

Large 200 – 250 mm



#### Vare-nr.

Pro Soft	Exklusiv	Soft sort	Soft blå
-	3771	37711	377111
-	3772	37721	377211
-	3773	37731	377311

#### HMI-nr.

#### Produktnavn

30568	Ankelbespænding str. Small (sæt)
30569	Ankelbespænding str. Medium (sæt)
30570	Ankelbespænding str. Large (sæt)

### Vedligeholdelse

Samtlige seler og bæltter kan vaskes ved 60°.



### Mulighed for individuel fremstilling og tilpasning

Efter egne ønsker og behov.

