



## LILLE HJÆLPER KAN HJÆLPE DIG MED DIT HØRETAB



LILLE HJÆLPER kan bruges som supplement til høreapparatet. Sæt høreapparatet i det ene øre og LILLE HJÆLPER i det andet.

LILLE HJÆLPER er god i forsamlinger på 6-10 personer, hvor den gør det nemt at høre alt hvad der bliver sagt.

LILLE HJÆLPER fungerer godt når man ser tv. Man behøver ikke at skru op for lyden og forstyrre andre.

LILLE HJÆLPER sikrer at man ikke går glip af vigtig information for eksempel til et foredrag eller i teateret.

LILLE HJÆLPER kan medbringes til stranden og andre steder hvor man ofte undlader at tage høreapparatet med.

LILLE HJÆLPER kan benyttes når du ønsker at hvile ørerne fra høreapparatet.

LILLE HJÆLPER er smart og nem at bære.

LILLE HJÆLPERs specialudviklede høretelefoner passer til alle størrelser ører.

LILLE HJÆLPER er billig og hurtigt at anskaffe sig.




## TEKNISK INFORMATION

- Volumekontrol med afbryder
- Batteridrevet med 2 stk type-N 1.5Volt
- Mikrofonforstærker med talefilter og omgivelses støjfilter

<b>Operationstid:</b>	100 timer på et sæt batterier
<b>Filtering:</b>	-3dB ved 500Hz til 5kHz
<b>Forstærkning:</b>	30dB ved 2kHz
<b>Max lydtryk:</b>	100dBA for 94dB pink-noise
<b>Støj:</b>	Relativ input noise <10microVolt rms A-vejet
<b>Dynamikområde:</b>	>90dB
<b>CE certificate:</b>	EN50332-1 / Sound pressure LVD / Lavspændings Direktivet

### Frekvensgangen for forstærkeren



CE Patent nr.: PA 2010 70025

For yderligere information besøg vores webside [www.lillehjaelper.com](http://www.lillehjaelper.com)