



Jay J3 pude

Jay J3 puden er en ny generation af puder til brugere i højrisiko gruppen for tryksår. Sunrise Medical har endnu engang bevist at de er én af verdens førende producenter af tryksårsforebyggende puder.

Der er mulighed for at korrigere og tilpasse puden til den enkelte bruger uden at gå på kompromis

med stabiliteten. Jay J3 puden tilbydes med enten standard fluid, variabel fluid samt en air indsats. Der tilbydes 53 forskellige størrelser helt nede fra 30 x 30 cm og op til 60 x 60 cm.

J3 puden har en max. bruger-vægt op til enten 150 eller 227 kg alt efter størrelsen.

>> Sådan sammensættes Jay J3 puden:

Step 1:

Jay J3 puden

Vælg i mellem:

S = Standard - 9,5 cm

D = Dyb - 11 cm (fås ikke i størrelse 30x30, 30x35 eller 35x30 cm)

Step 2:

Størrelse:

		Bredde										
		30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
Dybde	30	Orange	Orange									
	35	Orange	Orange									
	38		Orange	Orange	Grøn	Grøn	Grøn					
	40		Orange	Orange	Grøn	Grøn	Grøn					
	42			Orange	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn	Blå			
	44			Orange	Grøn	Grøn	Grøn	Grøn	Blå			
	46		Orange		Grøn	Grøn	Grøn	Grøn	Blå	Blå	Blå	
	48					Grøn	Grøn	Grøn	Blå	Blå	Blå	
	50						Grøn	Grøn	Blå	Blå	Blå	
	56										Blå	Blå
	60										Blå	Blå

Step 3:

Brønd størrelse

Vælg imellem:

A = ■ Small - Standard 30 - 38 cm bredde (SIAS bredde < 25 cm)





B = ■ Medium - Standard 40 - 48 cm bredde (SIAS bredde 25 - 30 cm)

C = ■ Large - Standard 50 - 60 cm bredde (SIAS bredde > 30 cm)

Step 4:

Indsats

Vælg imellem:

FF = Standard fluid	FV = Variabel fluid	AS = Air, single kammer	AD = Air, dobbelt kammer
			

Step 5:

Betræk

Vælg imellem:

M = Micro climate

I = Inkontinens

J3 - sådan ser eksempel på varenummer ud:

J3 pude	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
J3C	S	4040	B	FF	M

= Jay J3 pude klar til brug