



Den smarte trådløse håndbetjening, som er standardudstyr, giver hjælperen mulighed for at forblive i tæt kontakt med brugeren under hele løftet, hvilket giver optimal sikkerhed og pålidelighed.



Kontrolboksen har et panel med samme funktioner som håndbetjeningen, samt overvågningsfunktioner, der gør Golvo™ mobilfliften til en sikker og pålidelig partner.



Det miljøvenlige batteri, er af letvægtstypen NiMH og har en indbygget beskyttelse med fuld afladning. Det er nemt at kontrollere opladerstatus, også når batteriet ikke er sluttet til liften.



Sejl der er designet til enhver tænkelig løftesituation. Liko™ tilbyder en af verdens mest komplette serier af behagelige sejl.



Løftebøjler, der er fremstillet til mange forskellige løftesituationer, kan nemt udskiftes, takket være snapkoblingssystemet, der er designet af Liko™.



Den digitale vægt LikoScale™ kan anvendes med alle lifte fra Liko™. Vægten kan nemt hægtes på løftebøjlen, og den er nem at anvende og aflæse.

Maks. belastning: 200 kg
Hjul: Forhjul: 75 mm tvillingehjul.
 Golvo- LowBase: 46 mm tvillingehjul
 Baghjul: 75 mm låselige tvillingehjul
Nødsænkingsanordning: Mekanisk og elektrisk
Materiale: Anodiseret aluminium
Fås i følgende modeller:
 Golvo- 8000 ES | 8008 ES | 8008 ES LowBase-



Golvo™ er testet af et godkendt testinstitut og opfylder de gældende krav iht. det medicintekniske direktiv om klasse 1 produkter (MDD 93/42/EEC). Golvo™ opfylder kravene iht. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-60601-1 og CAN/CSA C22.2 No.601.1.fed?

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om medicinsk udstyr. Liko er miljøgodkendt iht. ISO 14001

Hill-Rom and Design and Hill-Rom word mark are trademarks or registered trademarks of Hill-Rom Services Inc.
 Liko and Design and Liko word mark are trademarks or registered trademarks of Liko R&D AB.
 Golvo, LowBase and LikoScale are trademarks or registered trademarks of Liko R&D AB.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Fabrikant
 Liko AB
 Nedre vägen 100,
 SE-975 92 Luleå, Sweden
 info@liko.se
 www.liko.com

Lokal representant in Denmark:
 A.P Botved
 Nørrelundvej 5
 DK-2730 Herlev
 Tlf: 80 37 37 37
 Fax: 70 20 37 37
 info@botved.dk
 www.botved.dk

www.hill-rom.com
www.liko.com

Liko forbeholder sig retten til at foretage ændringer af design, specifikationer og modeller uden forudgående varsel. Den eneste garanti, Liko stiller, er den udtrykkelige skriftlige garanti, der er gældende ved salg eller leje af vores produkter.

© 2010 Hill-Rom SARL, ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

Den komplette mobilflift.



Golvo™ 8000/8008
Golvo™ LowBase™

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

En enestående løsning på løft.

Det kan være svært at vælge mellem en mobillift og en loftlift. Liko™ gør det nemmere at vælge, takket være vores succesdesign Golvo™, som er en enestående mobillift, der tilbyder de samme fordele som en loftlift. Med liftens verdenspatenterede løftfunktioner og fleksible løftebånd, tilbyder Golvo™ mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder end nogen anden mobillift.

Den parallelle spredning af understellet gør det muligt at løfte brugeren i mange forskellige situationer: Fx når der er trang plads under sengen og ved løft til og fra stol. De nedfældelige armstøtter, som er standardudstyr, gør, at Golvo™ er den perfekte mobillift til gangtræning ved genoptræning.

Miljøvenligt robust design og fremstillet i genbrugsaluminium, gør Golvo™ til en stærk og let mobillift, der er pålidelig i alle løftesituationer. Med moderne teknologi som fx trådløs håndbetjening, intelligent kontrolboks og miljøvenligt batteri, er Golvo™ på enhver måde den komplette mobillift.

Med det store udvalg af sejl og tilbehør fra Liko™, er Golvo™ den ideelle mobillift i alle situationer.



Vigtige egenskaber

- **Den lodrette løftebevægelse**, - takket være det fleksible løftebånd -, er den mest logiske og nemmeste måde til løft en bruger.på
- **Parallel og symmetrisk spredning af understellet** giver lettere adgang i mange situationer
- **Nedfældelige armstøtter**, som brugeren og hjælperen kan holde i, giver mere stabilitet, sikkerhed og tryghed
- **Den trådløse håndbetjening** giver hjælperen mulighed for at forblive i tæt kontakt med brugeren under løftet
- **Miljøvenligt robust design** i genanvendeligt aluminium samt et miljøvenligt NiMH-batteri

Til alle løftesituationer.



Nemt løft fra gulv.

Med Golvo™ mobilliften, er det både nemt og problemfrit at løfte en bruger fra gulvet. Det åbne understel giver masser af plads, og den alsidige snapkobling betyder, at liften let kan tilpasse den individuelle løftesituation.



Lodret løftebevægelse.

Med det fleksible løftebånd, er alle løft lodrette, og liften tilpasses til den individuelle bruger og løftesituation. Stabiliteten er optimal, eftersom liften justeres vægten perfekt til tyngdepunktet.



Stabil gangtræning.

Med det fleksible løftebånd og store løfteinterval, giver Golvo™ mobilliften en stabil og sikker gangtræning, som er en meget vigtig del af genoptræning.



Parallel spredning af understellet.

Parallel og symmetrisk spredning af understellet gør det muligt at løfte brugeren i mange forskellige situationer, også når det er vanskeligt at komme tæt på brugeren, og giver samtidig en optimal stabilitet under løftet.



Planløft.

At løfte en bruger i plant leje stiller store krav til både lift og løftetilbehør. Med Golvo™ mobilliften, bliver løftet mere sikret og pålideligt, takket være den parallelle spredning af understellet og den lodrette løftebevægelse.



Lav frihøjde.

Mobilliften Golvo™ LowBase™ giver en enestående mobilliftløsning, og kan uden problemer anvendes til bårer og hospitalssenge med en frihøjde på blot 60 mm.