

Funktionalitet tilpasset dine behov



WINNCARE
N o r d i c

Mange typer og størrelser / Nyhed: Engangssejl




Indholdsfortegnelse

4-5	Sejloplysninger
6-9	Universal Basic (4 modeller)
10-11	Universal Hammock (2 modeller)
12-13	Universal Amputee (2 modeller)
14-15	Universal Comfort (4 modeller)
16	NYHED! Engangssejl
17	Toilet
17	Low Back
18	Gåselesejl
19	Standing sejl
19	Standing 2-bælte sejl



Størrelsesguide. Farvekoder ses på størrelsesindikator ovenfor sejllabel.



Alle UNIVERSAL sejl
uden hovedstøtte, samt
TOILET og LOW BACK

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (mål fra nakke til bagdel)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Alle UNIVERSAL sejl
med hovedstøtte

Y (hoftemål)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (mål fra hoved til bagdel)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm

STANDING sejl

V (brystmål)	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
---------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

WALKING sejl

V (brystmål)	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
---------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---



Åg typer



Sejloplysninger

Størrelsesindikator

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen på side 4. Billedet nedenunder viser rød farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse S (Small).



Påsætning af sejl på Ergolet sejlrogssystem

- Sejlstroppen placeres på den åbne krog (1).
- Stroppen trækkes ned og krogen lukkes automatisk (2).
- Træk opad i sejlstroppen for at låse sejlkrogen op.



Materialer



Polyester

Ekstra holdbart og nemt at rengøre.



Polyester net

Bl.a. velegnet i badesituationer.



Nonwoven

Materiale anvendt til vores engangssejl. Se side 16.

i Matrix. Oversigt over sejl modeller.

Kategori	Navn	Polyester uden HS	Polyester med HS	Polyester net uden HS	Polyester net med HS
Helsejl	Universal Amputee	●	●	○	○
Helsejl	Universal Basic	●	●	●	●
Helsejl	Universal Comfort	●	●	●	●
Helsejl	Universal Hammock	○	○	●	●
Halvsejl	Low Back	●	○	○	○
Halvsejl	Toilet	●	○	○	○
Ståsejl	Standing	●	○	○	○
Ståsejl	Standing 2-Belt	●	○	○	○
Gåselesejl	Walking	●	○	○	○

Universal Basic

Hovedstøtte, net



Model	Vare nr.	HMI nr.
Universal Basic HS net XS	009-09833	85870
Universal Basic HS net S	009-09834	85869
Universal Basic HS net M	009-09835	85866
Universal Basic HS net L	009-09836	85865
Universal Basic HS net XL	009-09837	85862
Universal Basic HS net XXL	009-09838	85861

Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet. Sejlet giver en perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop og hoved.

Sejl i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

SWL XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Type Helsejæl

Materiale type Polyester net

Vask



Løfteåg 2, 3 og 4 punkt

Størrelser XS - XXL



Vælg et
Universal sejl
der passer bedst
til Jeres behov

Skan QR kode for **video** -
påsætning af Universal
Basic sejl



Universal Basic Hovedstøtte



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Basic HS XS	009-09823	85855
● Universal Basic HS S	009-09824	85856
● Universal Basic HS M	009-09825	85857
● Universal Basic HS L	009-09826	85858
● Universal Basic HS XL	009-09827	85859
● Universal Basic HS XXL	009-09828	85860

i Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet. Sejlet giver en perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop og hoved.

SWL	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	Vask	
Type	Helsejil	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL

Universal Basic



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Basic XS	009-09803	85873
● Universal Basic S	009-09804	85874
● Universal Basic M	009-09805	85875
● Universal Basic L	009-09806	85876
● Universal Basic XL	009-09807	85877
● Universal Basic XXL	009-09808	85878

i Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol. Sejlet giver perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop.

SWL	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	Vask	
Type	Helsejil	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL

Universal Basic net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Basic net XS	009-09813	85879
● Universal Basic net S	009-09814	86016
● Universal Basic net M	009-09815	85880
● Universal Basic net L	009-09816	85881
● Universal Basic net XL	009-09817	85882
● Universal Basic net XXL	009-09818	85883

i Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol. Sejlet giver perfekt støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen. Det giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling. Anvendes til brugere med manglende stabilitet af overkrop.

Sejlet i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

SWL	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	Vask	
Type	Helsejil	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester net	Størrelser	XS - XXL

// Praktisk og komfortabel

Perfekt helsejæl med ekstra støtte af lår og krop, samt god siddekomfort. Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opretholdende stilling, der medvirker til en korrekt positionering.


Den viste model er
Universal Basic.





Universal Hammock

Hovedstøtte, net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Hammock HS net XS	009-09683	84967
● Universal Hammock HS net S	009-09684	84978
● Universal Hammock HS net M	009-09685	84979
● Universal Hammock HS net L	009-09686	84983
● Universal Hammock HS net XL	009-09687	84982
● Universal Hammock HS net XXL	009-09688	84980

Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring overkrop og hoved.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, og brugeren får en oplevelse af komfort, stabilitet og tryghed.

Anvendes til mindre aktive brugere, som skal forblive siddende i sejlet i længere perioder.

Anvendes til forflytninger fra liggende stilling. Sejlstoffet er polyester net og er også velegnet i badsituationer.

SWL	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg
Type	Helsejl
Materiale type	Polyester net

Vask	
Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Størrelser	XS - XXL



Skan QR kode for **video** -
påsætning af Universal
Hammock sejl



Universal Hammock net



Model

- Universal Hammock net XS
- Universal Hammock net S
- Universal Hammock net M
- Universal Hammock net L
- Universal Hammock net XL
- Universal Hammock net XXL

Vare nr.

- 009-09673
- 009-09674
- 009-09675
- 009-09676
- 009-09677
- 009-09678

HMI nr.

- 84984
- 84968
- 84969
- 84970
- 84971
- 84972

Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, og brugeren får en oplevelse af komfort, stabilitet og tryghed.

Anvendes til mindre aktive brugere, som skal forblive siddende i sejlet i længere perioder.

Anvendes til forflytninger fra liggende stilling. Sejlstoffet er polyester net og er også velegnet i badsituationer.

SWL

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Type

Helsejæl

Materiale type

Polyester net

Vask



Løfteåg

2, 3 og 4 punkt

Størrelser

XS - XXL





// Stabilitet og tryghed

Universal Amputee har delte benstrop-
per med speciel stropløsning, som gør,
at benstroppeerne ikke skal krydses og
en ekstra blød manchet, som ved
behov kan fastgøres rundt om det
amputerede ben.

Universal Amputee



Universal Amputee Hovedstøtte



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Amputee HS XS	009-09753	84998
● Universal Amputee HS S	009-09754	84999
● Universal Amputee HS M	009-09755	85001
● Universal Amputee HS L	009-09756	85003
● Universal Amputee HS XL	009-09757	85004
● Universal Amputee HS XXL	009-09758	85000

Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Sejlet har en ekstra støtte omkring lår og bækken. Benstropperne har en stor polstret overflade, som letter presset på hele lårbenet.

Anvendes til brugere som er enkelt eller dobbelt benamputeret.
Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	Vask	85°
Type	Helsejil	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL



Universal Amputee



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Amputee XS	009-09743	84992
● Universal Amputee S	009-09744	84993
● Universal Amputee M	009-09745	84994
● Universal Amputee L	009-09746	84995
● Universal Amputee XL	009-09747	84996
● Universal Amputee XXL	009-09748	84997

Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet har en ekstra støtte omkring lår og bækken. Benstropperne har en stor polstret overflade, som letter presset på hele lårbenet.

Anvendes til brugere som er enkelt eller dobbelt benamputeret.
Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	Vask	85°
Type	Helsejil	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL



Skan QR kode for video -
påsætning af Universal
Amputee sejl

Universal Comfort

Hovedstøtte, net



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Universal Comfortsejl HS net XS	009-09773	84960
● Universal Comfortsejl HS net S	009-09774	84961
● Universal Comfortsejl HS net M	009-09775	84962
● Universal Comfortsejl HS net L	009-09776	84965
● Universal Comfortsejl HS net XL	009-09777	84963
● Universal Comfortsejl HS net XXL	009-09778	84964

Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og giver brugeren en følelse af tryk ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

Sejlet i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

SWL	XS-L: 275 kg XL-XXL: 400 kg	Vask	
Type	Helsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester net	Størrelser	XS - XL



Skan QR kode for **video** -
påsætning af Universal
Comfort sejl



Universal Comfort Hovedstøtte



Model

- Universal Comfortsejl HS XS
- Universal Comfortsejl HS S
- Universal Comfortsejl HS M
- Universal Comfortsejl HS L
- Universal Comfortsejl HS XL
- Universal Comfortsejl HS XXL

Vare nr.

- 009-09763
- 009-09764
- 009-09765
- 009-09766
- 009-09767
- 009-09768

HMI nr.

- 84950
- 84952
- 84955
- 84957
- 84958
- 84959

Anvendelse

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Type

Helsejl

Materiale type

Polyester

Vask



Løfteåg

2, 3 og 4 punkt

Størrelser

XS - XXL

Universal Comfort



Model

- Universal Comfortsejl XS
- Universal Comfortsejl S
- Universal Comfortsejl M
- Universal Comfortsejl L
- Universal Comfortsejl XL
- Universal Comfortsejl XXL

Vare nr.

- 009-09843
- 009-09844
- 009-09845
- 009-09846
- 009-09847
- 009-09848

HMI nr.

- 85895
- 85894
- 85893
- 85892
- 85891
- 85890

Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Type

Helsejl

Materiale type

Polyester

Vask



Løfteåg

2 punkt

Størrelser

XS - XXL

Universal Comfort net



Model

- Universal Comfortsejl net XS
- Universal Comfortsejl net S
- Universal Comfortsejl net M
- Universal Comfortsejl net L
- Universal Comfortsejl net XL
- Universal Comfortsejl net XXL

Vare nr.

- 009-09853
- 009-09854
- 009-09855
- 009-09856
- 009-09857
- 009-09858

HMI nr.

- 85884
- 85885
- 85886
- 85887
- 85888
- 85889

Anvendelse

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Sejlet giver en god støtte af kroppen, samt stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

Sejlet i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.

SWL

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Type

Helsejl

Materiale type

Polyester net

Vask



Løfteåg

2 punkt

Størrelser

XS - XXL

NYHED!

Universal Comfort engangssejl



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Comfort engangssejl S	008-04104	110056
● Comfort engangssejl M	008-04105	110059
● Comfort engangssejl L	008-04106	110062

OBS: Sælges i kasser med 10 stk.

Anvendelse

Vælg engangssejlet, når der kræves ekstra høj hygiejnestandard, fx ved risiko for smitte eller infektion.

Sejlet giver en god støtte af kroppen og stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Sejl uden hovedstøtte anvendes til brugere med god hovedkontrol.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL	275 kg	Vask	 
Type	Helsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Nonwoven	Størrelser	S-L

Universal Comfort engangssejl Hovedstøtte



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Comfort engangssejl HS S	008-04114	110065
● Comfort engangssejl HS M	008-04115	110068
● Comfort engangssejl HS L	008-04116	110071

OBS: Sælges i kasser med 10 stk.

Anvendelse

Vælg engangssejlet, når der kræves ekstra høj hygiejnestandard, fx ved risiko for smitte eller infektion.

Sejlet giver en god støtte af kroppen og stabiliserer bækkenet, og det giver brugeren en følelse af tryghed ved forflytningen.

Anvendes til brugere med øget funktionsnedsættelse eller med andre specielle behov.

Sejl med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.

Anvendes til forflytninger fra siddende og liggende stilling.

SWL	275 kg	Vask	 
Type	Helsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Nonwoven	Størrelser	S-L



Farveindikator

Advarer, hvis engangssejlet er blevet for fugtigt/vådt og derfor skal udskiftes.

Udsættes sejlet for vand/fugt, kommer påskriften "DO NOT USE. DESTROY" til syne.

Toilet



Skan QR kode
for video -
påsætning af
Toiletsejl



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Toiletsejl XS	009-09543	72865
● Toiletsejl S	009-09544	72866
● Toiletsejl M	009-09545	72867
● Toiletsejl L	009-09546	72868
● Toiletsejl XL	009-09547	72869
● Toiletsejl XXL	009-09548	72870

i Anvendelse

Sejlet giver brugeren en opretholdende stilling, der letter positionering.

Den store sædeåbning letter af- og påklædningen i forbindelse med toiletbesøg, samt letter den nedre hygiejne.

Anvendes ved forflytning i forbindelse med toiletbesøg.

Anvendes til brugere med en god kontrol af hoved og overkrop.

Anvendes til forflytninger fra siddende og halvsiddende stilling.

SWL	275 kg	Vask	
Type	Halvsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL

Low Back



Skan QR kode
for video -
påsætning af
Low Back sejl



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Low Back XS	009-09633	72919
● Low Back S	009-09634	72920
● Low Back M	009-09635	72921
● Low Back L	009-09636	72922
● Low Back XL	009-09637	72923
● Low Back XXL	009-09638	72924

i Anvendelse

Sejlet giver en god støtte under låret og ryggen fra bækkenet til skulderbladet.

Anvendes til brugere med en god kontrol af hoved og overkrop.

Anvendes til forflytninger fra siddende og halvsiddende stilling.

SWL	275 kg	Vask	
Type	Halvsejl	Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL



Walking



Model
● Walking XXS
● Walking XS
● Walking S
● Walking M
● Walking L
● Walking XL

Vare nr.
009-09572
009-09883
009-09884
009-09885
009-09886
009-09887

HMI nr.
107531
107535
107553
107554
107555
107556

Anvendelse

Sejlet giver brugeren den fornødne tryk/støtte, hvis brugeren skulle miste balancen under træningen. Sejlet er nemt at give brugeren på og har mange tilpasningsmuligheder. Det er muligt at justere spændet omkring maven, længden på benstroppe og ved skulderstroppe.

Anvendes til brugere, som har brug for støtte ved gang eller ståtræning. Anvendes til træning i forbindelse med gangtræning som Ergo Trainer eller stationær personløfter.

Må IKKE anvendes til at løfte i, da sejlet kun er egnet til støtte og sikring mod fald.

SWL	180 kg
Type	Gåselesejl
Materiale type	Polyester

Vask	
Løfteåg	2, 3 og 4 punkt
Størrelser	XXS - XL



Skan QR kode for **video** - påsætning af Walking sejle



Standing



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Ståsejl S	009-09594	72894
● Ståsejl M	009-09595	72895
● Ståsejl L	009-09596	72897
● Ståsejl XL	009-09597	72898
● Ståsejl XXL	009-09598	72899

Anvendelse

Sejlet giver en god støtte omkring ryggen. Derved får brugeren en følelse af tryk ved løftet og i standfunktionen.

Anvendes til brugere med en god kropskontrol og som har standfunktion.

Anvendes til forflytninger fra siddende stilling.

SWL	275 kg	Vask	 85° 
Type	Ståsejl	Løfteåg	Ståløfter
Materiale type	Polyester	Størrelser	S - XXL



Standing 2-Belt



Model	Vare nr.	HMI nr.
● Ståsejl 2-belt XS	009-09563	72874
● Ståsejl 2-belt S	009-09564	72875
● Ståsejl 2-belt M	009-09565	72876
● Ståsejl 2-belt L	009-09566	72877
● Ståsejl 2-belt XL	009-09567	72878
● Ståsejl 2-belt XXL	009-09568	72879

Anvendelse


Sejlet med 2 bæltter kan tilpasses brugere med en stor mave, i det bæltet kan spændes over og under maven.

Sejlet giver en god støtte omkring ryggen, og giver brugeren en følelse af tryk ved løftet og i standfunktionen.

Anvendes til brugere med en god kropskontrol og som har standfunktion.

Anvendes til forflytninger fra siddende stilling.

SWL	275 kg	Vask	 85° 
Type	Ståsejl	Løfteåg	Ståløfter
Materiale type	Polyester	Størrelser	XS - XXL



Skan QR kode for video -
påsætning af Standing sejl



FRA ERGOLET TIL WINNCARE NORDIC

Du har måske tidligere kendt os som Ergolet.
Nu er vi blevet en del af franske WinnCare Group
og har ændret navn til WinnCare Nordic.

Med undtagelse af vores nye navn og logo er alt som det plejer;
Ergolet som produktmærke, produkterne, servicen samt den gode,
velkendte kvalitet fortsætter uforandret.

Den eneste ændring for dig er et kæmpe plus i form af et bredere
udvalg inden for bl.a. senge, madrasser og puder.

Vi sidder altid klar til at hjælpe, så kontakt os endelig via
telefon eller mail, hvis du har spørgsmål.

WINN**CARE**
N o r d i c

Tårnborgvej 12C
4220 Korsør
info@winnCare.dk
+45 70273720
www.winnCare.dk