



VELA Meywalk 4



VELA Meywalk 4 Large



VELA Meywalk 4 Medium



VELA Meywalk 4 Small



VELA Meywalk 4 Micro

VELA Meywalk 4 er en serie af gangvogne til børn og voksne, som gør det muligt at gå sikkert på egen hånd på trods af manglende eller nedsat gangfunktion. Brugeren får frihed til at møde sine omgivelser i øjenhøjde og får mulighed for en hverdag med sociale aktiviteter, mobilitet og fysisk velvære – og så er VELA Meywalk 4 nem at anvende.

VELA Meywalk 4 er designet, så bruger motiveres til bevægelse, samtidig med at kroppens naturlige bevægelsesmønster stimuleres og understøttes. Det unikke affjedrede stel og det dynamiske sæde følger kroppens bevægelse og giver mulighed for optimal funktionel støtte i gangens faser. Den støttende kropsring sikrer en god kropsholdning til aktivitet og bevægelse.

Ind- og udstigning er gjort enkel og sikker for bruger og hjælper. Gangvognen bremses og sædet sænkes til brugers siddehøjde, så bruger kan forflytte sig nemt og sikkert til og fra gangvognen med minimal assistance. Sædet hæves let ved brug af den indbyggede kippøjle.

Det er muligt at have hænderne fri i gangvognen, så bruger kan deltage i aktiviteter og f.eks. spise/drikke selvstændigt i stående stilling. Det bringer glæde og skaber grobund for videre udvikling. Bruger kan få ekstra støtte og stabilitet i stående stilling via en håndbøjle, der kan vinkles til brugers behov.

Der er mange fordele ved at komme op i stående/gående stilling hver dag. Den fysiske gevinst er bla. bedre balance, styrkelse af kroppens muskulatur og knogler, fastholdelse af bevægelighed og øget udholdenhed. Den mobilitet som bruger opnår med en Meywalk 4 stimulerer respiration, kredsløb og fordøjelse, da daglig bevægelse fremmer den naturlige appetit, giver bedre søvn og bedre velvære, så overskuddet til andre aktiviteter øges.

FORDELE

- :: VELA Meywalk 4 stimulerer og understøtter kroppens naturlige bevægelsesmønster
- :: Bruger kan være stående/gående på trods af manglende eller nedsat ståfunktion
- :: Kan "vokse" med brugeren ved hjælp af trinløs højdeindstilling af sæde og kropsring
- :: Nem at indstille uden brug af værktøj, hvilket er en fordel, hvor produktet anvendes af flere brugere
- :: Delbar og nem at transportere, hvis den skal bruges flere steder

STANDARDKONFIGURATION

	VELA Meywalk 4 Micro	VELA Meywalk 4 Small	VELA Meywalk 4 Medium	VELA Meywalk 4 Large	
TEKNISKE DATA	Længde:	77 cm	85 cm	86 cm	100 cm
	Bredde, udvendige mål:	51 cm	62 cm	62 cm	68 cm
	Bredde, indvendige mål:	42 cm	49 cm	50 cm	57 cm
	Sædebredde:				
	Front	7 cm	9 cm	10 cm	10 cm
	Midte	5,2 cm	7,5 cm	7,2 cm	7,2 cm
	Bagerst	11,5 cm	13,5 cm	15,5 cm	15,5 cm
	Sædedybde	24 cm	27 cm	32,5 cm	32,5 cm
	Sædehøjde/skridtlængde*	25-45 cm	44-67 cm	60-84 cm	80-104 cm
	Kropsringshøjde*	52-65 cm	74-99 cm	101-133 cm	120-152 cm
	Størrelse på kropsring (vælges ud fra brugers mål)	70 , 90 cm	70, 90 , 105 og 120 cm	70, 90, 105 , 120 og 130 cm	70, 90, 105, 120 og 130 cm
	Vægt uden tilbehør	13 kg	25 kg	32 kg	34 kg
	Max. belastning	60 kg	100 kg	130 kg	130 kg
	Vægtinterval (fjederfarve) (vælges ud fra brugervægt)	10-15 kg (orange) 15-20 kg (lilla) 20-50 kg (hvid) 45-65 kg (gul)	20-50 kg (hvid) 45-65 kg (gul) 65-80 kg (blå)	45-65 kg (gul) 65-80 kg (blå) 80-100 kg (rød) 100-130 kg (sølv)	45-65 kg (gul) 65-80 kg (blå) 80-100 kg (rød) 100-130 kg (sølv)
	Farve på gangvogn	Sort	Grøn	Rød	Sort
	Stel	Aluminium	Stål	Stål	Stål
	Bestillings nr.	014000	013000	011200	011250
HMI-nummer	105438	80294	62525	62526	

* Højder er angivet ved halv sammenpresning af fjedre.

Standard er markeret med **fed**

Alle VELA Meywalk 4 gangvogne er CE-mærkede og overholder gældende standarder.

Denne gangvogn er godkendt til indendørs brug.

Denne gangvogn leveres som standard med polstrede dele i kunstlæder og polyuretanskum, der er slidstærkt, rengøringsvenligt og nemt at spritte af.

TILBEHØR OG SPECIALLØSNINGER

Alle VELA Meywalk 4 gangvogne kan tilpasses den enkelte brugers behov med det rette tilbehør, fx hoftestøtte eller mavepude, der giver ekstra støtte og kan optimere brugers kropsholdning.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskrivelser findes på meyland-smith.dk

ARBEJDSMILJØ

Alle indstillingsmuligheder kan let anvendes uden brug af værktøj, hvilket er en fordel i dagligdagen samt på institutioner, hvor produktet anvendes af flere brugere.

Den indbyggede kيبøjle sænker sædet, så bruger let kan mobilisere sig fra siddende position til gangvognen, hvilket gør ind- og udstigning nemt for både bruger og hjælper. Det er også muligt at bruge lift til mobilisering i VELA Meywalk 4.