



MADE IN GERMANY 

## Smart, hurtig og effektiv

**Alber twion** er en innovativ hjælpemotor, baseret på en ny teknologi, der gøre det lettere for dig at forcere kantstene, ujævnheder og køre op og ned ad bakker.

**twion** køres og kontrolleres ved hjælp af drivringene på samme måde, som et traditionelt drivhjul.

**twion** er smartere, lettere og hurtigere end tilsvarende hjælpemotorer og kan kommunikere via en App på din Smartphone.

**twion** giver dig frihed og nye muligheder for, at komme hurtigere, lettere og mere sikkert rundt.







### Let, overskuelig og sikker

**Alber Twion** gør det lettere, mere overskueligt og mere sikkert, at manøvrere din manuelle kørestol. **twion** hjælper og giver kraftoverskud ved kørsel på kantstene, ujævnt terræn, over længere afstande eller op og ned ad bakker.

### Forebyggelse og træning

**twion** forebygger skader og overanstrengelser i led og muskler og gør det i stedet for muligt, at træne og styrke disse. **twion** gør det muligt for dig med slidtage i skuldre og håndled stadig at komme rundt, samt mulighed for, at træne/styrke din mobilitet og dit kredsløb.

### Transportabel og handy

**twion** kan monteres på langt de fleste manuelle kørestole. Med et lille beslag monteret på kørestolen, på- og afmonteres **twion** nemt og hurtigt, på samme måde,

som traditionelle drivhjul monteres. Der er mulighed for at skifte mellem standard drivhjul og **twion**, når som helst og hvor som helst.

## Egenskaber



#### twion klar til transport

Den kompakte og lette **twion** hjælpemotor er nem at transportere.



#### Magnetisk ladestik

Monteres hurtig, sikkert og let, og kan ikke monteres forkert.



#### Drivhjul

24" drivhjul, der er lette at på- og afmontere.

## Smartphone App



### Twion, Mobility Plus & smartphones

Smartphones er blevet en fast del af vores moderne samfund og **Alber** ser det derfor, som værende helt naturligt, også at tilbyde sine services tilpasset til smartphones.

**Alber** har i forbindelse med **twion** udviklet en App, kaldet **Mobility Plus**, der er kompatibel med Android-smartphones:

**Mobility plus** giver dig mulighed for at hente informationer, som diagnosticering, service, kørestrækning, kørehastighed, batteristatus, etc. Derudover giver **Mobility Plus** dig mulighed for, at anvende din smartphone til at manøvrere **twion**, samt oprette personlige køreprofiler og opsamle informationer fra ture ved hjælp af den indbyggede GPS.

## Egenskaber og tilbehør



### Drivhjul

Størrelse 24" x 1", 28 eger, max. brugervægt 120 kg, Litium-Ion batterier, batteriindikator, tænd/sluk knap og ladestik.



### Batterilader

Lader med magnetisk ladestik, automatisk frakobling og lysindikator.



### Monteringsbeslag

Monteringsbeslag i aluminium, der passer på de fleste manuelle kørestole.





## Egenskaber og tilbehør



### Farve

**twion** leveres som standard i hvid, men kan som option også fås i sort.



### Drivringe

**twion** leveres som standard med pulverlakerede sorte aluminiumsdrivringe.



### Dæk

**twion** leveres som standard med dæk af typen Swalbe Marathon Plus Evolution.



### Mobility Plus Package

Giver helt nye muligheder for, at hente information om din hjælpemotor. App'en kan installeres på det de fleste Android-smartphones af nyere dato.



### Antitip

Justerbare antitip kan leveres i i forskellige udgaver.

## Tekniske data



Alber twion

6 - 10 km/t



12 - 20 km



37 Volt



2 x 60 W



Alber twion

12,0 kg



120 kg

## Farve



Hvid (standard)



Sort

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2014 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Alber twion - DK - 08/2014



**Yes, you can.®**