



TRiONiC

Velopeds & Walkers

Made for Walking



2015



SVENSK
DESIGN

En rollator til at vandre med

Vi går ind for kvalitet, godt håndværk og velgennemtænkt design. Vi har hele tiden fokus på udvikling af vore produkter og på at lave rollatorer, som du aktivt kan bruge uden at gå på kompromis med dit aktuelle behov for støtte.

Vi tilbyder produkter, som fremmer sundhed, mental velbefindende, glæde ved udendørslivet og muligheder for nye oplevelser og fremskridt.

Vi ønsker at du skal få den bedste produktoplevelse på rollatormarkedet; den allerbedste hjælp, når du færdes i bymæssige omgivelser og udendørs terræn.

Vi kerer os om alle vore kunder og sætter pris på dit samarbejde, dine tilbagemeldinger og tanker, da de vil styrke vore visioner; at frembringe verdens bedste ganghjælpemidler.

Det er også grunden til, at vi ikke nøjes med andet end det allerbedste, i alt hvad vi gør. Vi er ærlige, hårdtarbejdende og har modet til at ændre, hvad vi kan, hvor vi kan.

Velkommen!

Stefan & Johan

Forsidefoto

Ingrid fra Danmark nyder
den skotske natur



Lisbeth på en dejlig september-gåtur i Kapellskär i Sverige

Vær aktiv – fortsæt med at være aktiv

Aktiv livsstil

Hvis du har en aktiv livsstil – er en Trionic Veloped eller Walker dit første valg af ganghjælpemiddel. Det er det bedste af det bedste inden for ganghjælpemidler. Ved at vælge en Trionic, vil du få flere muligheder for at være fysisk aktiv udendørs, at forblive sund og veltrænet, og at leve en fuldt ud aktiv livsstil.

Positiv indvirkning på sundhed

Daglig fysisk aktivitet er det vigtigste mål for at forblive sund og leve længere. Du imødekommer lægens anbefaling for fysisk aktivitet ved at gå i bare 30 minutter hver dag.

Vi er glade for at kunne tilbyde dig et værktøj, der kan gøre dig aktiv og forblive aktiv.

Brugerbefalinger

Kunder og brugere fra hele verden har bedømt Trionics produkter som "Fremragende" med en samlet bedømmelse på 9,7 ud af 10,0 gennem de uafhængige online-tjenester fra Trustpilot.

Min Veloped har ændret mit liv

"Siden en operation for at få fjernet en knude fra min rygsøjle, kan jeg kun gå med to krykker, og dette er en langsom og smertefuld proces. Jeg blev gjort opmærksom på rollatorer, men jeg syntes de så skrøbelige og kedelige ud. Jeg havde lyst til at gå på stranden, eller på byens brosten. Efter at have søgt på internettet, fandt jeg Trionic Veloped, og bestilte en efter kun lidt tøven. Det er det bedste køb, jeg nogensinde har gjort. Nu kan jeg gå længere, lidt hurtigere, har fået selvtillid og er ikke bange for at falde. Det har åbnet min verden igen. Jeg kan ikke anbefale Trionic Veloped nok."

Cathryn Shilling, England

Herligt!!!!

"Dette er et fantastisk redskab til at vandre med. Jeg har været en sporty person hele mit liv, og nu har jeg brug for lidt hjælp til at leve det liv, jeg gerne vil leve. Fordi producenterne har sat sig i brugernes sted, fungerer alt let og intuitivt/automatisk – ingen brug for komplicerede instruktioner. Produktets kvalitet er fremragende. Intelligent håndværk af folk, som har gennemtænkt hver en detalje. Belønningen? – Den er sej!"

Robert Heap, England

Fremragende

"Skønt Veloped Tour er en dyr investering, er den alle pengene værd. Den har givet mig en bevægelsesfrihed, som ingen andre rollatorer kan tilbyde. Jeg kan nu let køre rundt i uvejsomt terræn, på brostensbelagte gader, på kantsten og over huller i vejen. Jeg har til hensigt at tage den med til Europa til brug på en flodcruise fra Budapest til Prag. Forhåbentlig vil den sætte mig i stand til at holde trit med gruppen under gåturene. Jeg kan ikke være mere glad for dette forbløffende produkt"

Loeb Granoff, USA

Fremragende produkt, Fremragende service

"Vi har ikke nogen gode udendørs rollatorer her nede i Australien. Jeg fandt Trionic Veloped'en på internettet og sendte en e-mail til selskabet. Jeg modtog fremragende hjælp og service af grundlæggeren og opfinderen Stefan. Han sørgede for levering til Australien for et rimeligt beløb. Selve Veloped'en er håndværksmæssig i top! Min klient med en hjerneskade har ikke gået rundt på sin ejendom i 2 år, indtil han fik sin Veloped. Han er overvældet, og det er jeg også! Konstruktionen giver en masse stabilitet, da man nærmest går inde i en ramme, i modsætning til at skubbe den foran dig. Dette giver en masse sideværts støtte. Alle rollatorens mekanismer og opbevaringsmuligheder tillader min klient at deltage i funktionelle livsroller. Det er iPhonen indenfor rollatorer"

*Kyle Maloney
Kommunal revalideringsfysioterapeut
Australien*

Besøg vores website: www.trionic.biz for at se flere bedømmelser.



*Alan fra England
er klar til sin
daglige motionstur*

Egenskaber og funktioner



Hjulstørrelsen er vigtig

En rollators eller en gåstols funktion afhænger af hjulenes størrelse. Jo større hjulene er, jo lettere er det at komme forbi forhindringer og ujævne overflader. Komfortniveauet forhøjes også med hjulstørrelsen. Et større hjul fungerer bedre end et lille hjul, især udendørs.

Trionic tilbyder tre forskellige hjulstørrelser: 23 cm (9"), 31 cm (12") og 36 cm (14").



Lufttrykdæk

Walker 12'er/14'er er alle forsynet med lufttrykdæk. Der er flere fordele ved lufttrykdæk, og de giver bare en blødere kørsel og en uimodståelig komfort. Da de ikke forårsager rystelser, som et fast dæk ville gøre, er du mindre udsat for smerter og ubehag i hænder, albuer og skuldre, når du går på ujævnt terræn.



Bremse til alle Terræner

Takket være dette bremsesystem, beregnet til alle terræner, kan du altid stole på en optimal bremseevne, uanset om du går i solskin, silende regn eller i dyb sne. I stedet for almindelig rollatorbremser, som virker direkte på dækoverfladen, er alle Veloped'er og Walker'ere forsynes med kraftige og eksklusive navbremser, som er helt beskyttede mod snavs, vand og sne.

Velopedes og Walkers



Trionic Brems håndtag

Til 2015 har Trionic udviklet et helt nyt og brugervenligt bremsehåndtag. Bremsehåndtaget, der er lavet af en aluminium legering, giver dig en fornemmelse af stabilitet og høj kvalitet. Når parkeringsbremsen aktiveres, er parkeringsudløseren nem at håndtere, og takket være designet, giver den flere måder at aktivere den på.

Aluminiumshåndtaget har en Kraton gummioverflade, og når du er ude at gå i vintervej, undgår du, at dine hænder bliver kolde, når du rører ved metallet.



Aftagelige hjul

Alle Veloped'er og Walker'e har aftagelige hjul. Ved at bruge hurtigudløsningsmekanismen på hjulet, kan du let afmontere hjulene for at formindske transportvægten og størrelsen af din Veloped eller Walker.

Da du hurtigt kan skifte hjulene, giver det dig også mulighed for at bruge to forskellige hjulsæt; et sæt med rigtige terrængående dæk og et andet sæt med bløde dæk til bykørsel.



Foldefunktionen

Trionic Walker: Trionic Walker har en X-formet foldefunktion, og ved at trække i håndtaget, som sidder på sædet, kan du folde den sammen på et øjeblik. Rammen foldes meget kompakt, og transport og opbevaring er en let sag.

Trionic Veloped: Ved et hurtigt tryk på knappen på det teleskopiske foldestang, kan du folde din Veloped til at kunne passere gennem snævre passager. For helt at folde den sammen til transport eller opbevaring, tryk den anden knap på den teleskopiske stang og fold rammen helt sammen.



Patentansøgt:

Trionic Synkronstyring

Undgå vibrerende hjul

Rollatorbrugere nævner ofte vibrerende og skævt drejende hjul som en konkret problemstilling. Når man går på en ujævn overflade med en firhjulet rollator, vil et af de drejende hjul på et eller andet tidspunkt miste jordforbindelsen, begynde at vibrere og genfinder kontakten til jorden i en skæv stilling.

Rollatoren vil derfor ofte stoppe brat op, og der kan være fare for at brugeren snubler og endda falder.

Trionic Synkron

Den nye Trionic gåstol rollator er udstyret med et synkroniseret styringsudstyr (patentansøgning verserer), som fjerner problemet med vibrerende og skævt drejende hjul.

Ved at forbinde de drejelige hjul med hinanden via en trisse/kabel bæltearrangement, vil de to hjul styre samtidigt. Hvis et drejende hjul pludselig mister jordforbindelsen, vil det andet hjul stadig holde det i stilling i din ønskede gåretning.

En ekstra central trisse sikrer, at du vil kunne få glæde af den samme type styring, som din bil har, kaldet "Ackermann Styringsgeometri". Når du drejer, vil det inderste hjul kunne dreje i en lidt mindre skarp vinkel end det yderste hjul.

Trionic synkronstyringsfunktionen bliver ikke påvirket, når du folder eller folder rollatoren ud, takket være det smarte design.

Patent:

Trionic Klatrehjul

Overvinde forhindringer

At overvinde forhindringer, som f.eks. kantsten, træerødder og sten er meget almindelige problemer for rollatorbrugere. Hvis forhindringen er højere end 2-4 cm (afhængig af hjulstørrelse), skal rollatoren løftes for at passere forhindringen. Hvis en bruger bliver nødt til at løfte rollatoren, eller at foretage sig en anden handling for at overvinde forhindringen, har rollatoren fuldstændig tabt sit hovedformål nemlig at yde støtte.

Trionic klatrehjul

Veloped'en er forsynet med en Trionic klatrehjul (patent), som øger mulighederne for at overvinde forskellige former for forhindringer, når man vandrer udendørs. Ved at sprede vægten på to hjul, lidt forskudt i gåretningen, er klatrerækkefølgen delt i to trin.

Klatreevnen er forbedret endnu mere gennem en vinklet ledarm, der gør brug af den skubbekraft, som brugeren bidrager med. Dette giver Veloped'en en enestående funktion, evnen til at klatre en 13 cm høj forhindring, f.eks. en kantsten eller en sten. Ved at klare en lav forhindring, f.eks. en sænket kantsten ved en fodgængerovergang, man skal kun bruge en brøkdel af ens skubbekraft, som et enkelt hjul har brug for. Den nye Veloped med 14" hjul vil klare en sådan forhindring uden man bemærker, at den overhovedet var der.

Den drejede ledarm giver også affjedring. På ujævne overflade vil den hele tiden dreje og affjedre turen. Veloped'ens affjedringen gør en tur i ujævnt terræn til en ren fornøjelse.



Walker

Ny superrollator

9er • 12er • 14er

Ergonomiske fordele

Sammenlignet med andre rollatorer er gåstolens sæde placeret længere fremme på stolen, hvilket betyder, at man kan gå tættere på håndtaget og derfor automatisk får en bedre oprejst og ergonomisk korrekt kropsholdning. Håndtagene har mærker, der angiver højden, og de kan sættes på nøjagtigt det sted, du ønsker uden nogen faste afstande, og de kan også drejes i den vinkel, du vælger.

Transport

Walker'en har aftagelige hjul med hurtigudløser. Om nødvendigt, kan man forminske transportvægten og omfanget ved hurtigt og let at fjerne hjulene fra rammen.

Nem foldning

Ved at trække håndtaget opad, kan man hurtigt og let folde Walker'en sammen. Når rollatoren er foldet sammen står den selv, og på grund af X-foldningsmekanismen er


den meget kompakt. For at folde rollatoren ud, træk håndtagene opad og lås rammen i gå-stilling ved at presse sædet nedad.

Hjulstørrelse, dæk og greb

Vælg mellem forskellige hjulstørrelser, dæktyper og greb for at få Walker udstyret så den dækker dine behov og kan bruges til dine foretrukne aktiviteter. Man kan også vælge mellem forskellige stilarter i sæde- og kurvefarve. Se mere om mulige dæk- og grebvalg på s. 24-25.

All-Aluminium Konstruktion

Rollatoren er en ægte aluminiumsrollator, og hovedrammen, håndtaget og de foldende krydsdele er ikke lavet af plastic. Rammen er lavet af et maskinformet, TIG-svejset og varmebehandlet 6061-T6 aluminiums rørsæt, der reducerer vægten samtidig med at det giver rollatoren stor stivhed. Vitale dele såsom hjulgafler, X-foldning kryds og håndtag er alle fremstillet af høj kvalitets aluminium.



Rollatorfunktioner

Alle rollatormodeller har følgende funktioner:

- Trionic Syncro – et synkroniseret styringssystem.
- Ackermann styringsgeometri.
- Aftagelige hjul med hurtigudløser.
- Kryds-foldemekanisme.
- Ramme lavet af maskinformat 6061 T6 aluminiums rørsæt.
- Intervalfri justering af håndtagets højde og vinkel.
- Justerbart håndtag (vinklen).
- Højdejustering via hurtigudløsende løftestang.
- Terrængående navbremsere til alle vejrforhold.
- All-aluminium bremsegreb med bevægelse- og parkeringsbremsefunktion.
- Vandafvisende og udskifteligt stoftilbehør lavet af 600D polyester.
- 360° synlige reflekser for at øge sikkerheden, når man går i mørke.

Flere produktspecifikationer med videoklip kan ses på www.trionic.biz



Trionic Walker

Trionic rollator 9'eren, med 9" hjul (23 cm) er den mest kompakte model, og den er meget velegnet både til indendørs, såvel som udendørs brug. Takket være dens navbremser er 9'eren udstyret med solide PU-dæk af et meget blødere materiale end andre superrollatorer. Dækkene er ca. 50% blødere end konkurrentens, og dette løfter selvfølgelig komfortniveauet, når du f.eks. rammer forhindringer eller går på brostensbelagte gader. Den har også en særlig slidbane, der giver dig et sikkert greb og optimal sikkerhed.

Med Trionic rollator 12'eren tages et trin op i hjulstørrelse til 12" (31 cm), og denne model er en stor udendørs rollator. For at forøge dit komfortniveau endnu et nyk er Walker 12'eren udstyret med lufttrykdæk. 12'eren er en perfekt følgesvend, når man går på indkøb, når man tager sin daglige gåtur, og når man nyder at være udendørs. Du har mulighed for at vælge mellem 3 forskellige dæktyper afhængig af, hvor du oftest vil bruge din Walker 12.

Trionic tager endnu et skridt ind i fremtiden, ved at introducere Trionic Walker 14. Det er den allerførste rollator med 14" store hjul (36 cm). Et større hjul fungerer simpelthen bedre i ujævnt terræn. Med Walker 14 vil du få en enestående rollatoroplevelse.

På siderne 24-25 kan der ses flere dæk- og håndtagsmuligheder til din Walker.

Detaljerede tekniske specifikationer, mål og vægt, kan ses på s. 30.



Trionic Walker 9'er – Den kombinerede Rollator

Walker 9'eren er et perfekt valg, når man leder efter en rollator til både indendørs og udendørs brug. Med dens 9" hjul og ekstra bløde PU dæk vil man få høj komfort og velafbalanceret kørsel. Den er let og kompakt til let opbevaring og transport.

Størrelse:	M (73-93 cm)
Brugerens højde:	146-186 cm
Hjulstørrelse:	9"/23 cm
Farve:	sort/sort/grå * rød/rød/sort
Inkl.:	Sæde med polstret overtræk Kurv med lynlåslomme 360° refleksbånd



Trionic Walker 12'eren – udendørs Rollatoren

Er du på udkig efter en rollator, som kan klare brosten og ujævne gader? Så vil Walker 12'eren kunne blive din trofaste følgesvend, når du vil en tur udendørs. Dens 12" hjul og luftfyldte dæk sikrer en meget komfortable tur, og den er perfekt til alle by- og udendørsområder.

Størrelse:	M (76-96 cm)
Brugers højde:	152-192 cm
Hjulstørrelse:	12"/31 cm
Farver:	sort/sort/grå * havblå/sort/rød
Inkl.:	Sæde med polstret overtræk Kurv med lynlåslomme 360° refleksbånd



Trionic Walker 14" – Terminator

Hvis du kun ønsker det bedste. Trionic Walker 14'eren er verden første rollator med 14" hjul. Vi kalder den "terminator", da den overhaler alle andre rollatorer. Med dette værktøj kan du gå lange afstande i hurtigt tempo og med stor lethed!

Størrelse:	M (81-100 cm)
Brugers højde:	162-200 cm
Hjulstørrelse:	14"/38 cm
Farver:	sort/sort/grå * grøn/sort/rød
Inkl.:	Sæde med polstret overtræk Kurv med lynlåslomme 360° refleksbånd



Alternativet til rollatoren

Sport • Udflugter • Vandreture • Golf • Jagt

Hvad er en Veloped?

Veloped'en er en genial svensk opfindelse, bedst beskrevet som en "gående trecykel". Den er afprøvet og fuldt godkendt som en "rollator", men dens design og dens funktioner er meget forskellig fra almindelige rollatorer. Med dens særlige design fremmer Veloped'en fysisk aktivitet og udendørs aktiviteter. Den er designet med stor fokus på det at gå, og det er den først rigtige terrængående rollator/gåstol, som kan købes i verden. Når man går i ujævnt terræn, vil Veloped'en ubestrideligt slå enhver konventionel rollator.

3-hjul design

Veloped'ens 3-hjuls design giver en permanent jordkontakt i ujævnt terræn. Ligesom en 3-hjulet barneløbevogn med store hjul er Veloped'en et sandt terrængående redskab.

Design af All-Aluminium

Veloped'ens ramme er udelukkende lavet af aluminium, og der er overhovedet ingen dele, der er lavet af plastic. Rammen er lavet af et TIG-svejset og varmebehandlet 6061-T6 aluminiums rørsæt, der reducerer vægten samtidig med, at det giver rollatoren stor stivhed. Vigtige dele såsom hjulgaffel, ledarm og Trionics klatrehjulsjusterer, håndtag og teleskopisk foldestang er alle fremstillet af højkvalitets aluminium.

Hjuljusterer

Klatrehjulet kan justeres til forskellige forhold og terræn. Det forreste hjul løftes med et enkelt justeringshåndtag for at opnå den bedste manøvredegtighed, for let at kunne dreje og for at kunne bevare klatreevnen. I dens anden stilling, terrængående stilling, har hjulet en affjedrings/klatrefunktion med forøget retningsstabilitet: helt perfekt til terrængående vandring.

Foldning/Transport

Ved et hurtigt tryk på knappen på den teleskopiske foldestang kan Veloped'en foldes, så den kan passere gennem snævre passager. For at folde rollatoren til transport eller opbevaring, tryk på den anden knap på den teleskopiske stang, og fold rammen helt sammen. Man kan også trykke håndtaget til bundpositionen og afmontere hjulene ved at bruge hurtigudløserakslen.

Ergonomiske fordele

Når sædet er rykket fremad, giver Veloped'en masser af plads til at gå inden i rammen. Dette betyder, at man kan gå tættere på håndtagene, som automatisk giver en mere oprejst og ergonomisk rigtig kropsholdning. Det U-formede og ergonomiske håndtag kan bruges i forskellige stillinger, og når man sidder ned, virker det som et ryglæn. Håndtaget kan højdejusteres for bedst at tilpasse brugerens højde.

Almindelige Veloped funktioner

Alle Veloped modeller har de følgende funktioner:

- Trionic klatrehjul – med klatre/affjedringsfunktion.
- To-positioner der kan justeres til terrængående eller bymæssig brug.
- Tre-hjulsdesign som hele tiden holder kontakten til jorden.
- All-aluminiums bremsenav med bevægelse- og parkeringsbremsefunktion.
- Aftagelige hjul med hurtigudløser.
- Ramme af overdimensionerede 6061-T6 aluminiumsrør.
- Ergonomisk håndtag, som på samme tid er et ryglæn.
- Højdejustering med hurtigudløsende løftestang.
- Terrængående navbremses til alt vejr.
- 2-trins teleskopisk foldemekanisme.
- Vandafvisende og udskifteligt stoftilbehør ved hjælp af trykknapper, velcro og/eller bændler.
- I alt 5 reflekser for øget sikkerhed når man går i mørke.

Flere produktspecifikationer med videoklip kan ses på www.trionic.biz.



Veloped Sport

Veloped Sport vil være din tro støtte, når du praktiserer verdens mest undervurderede fysiske aktivitet – at vandre. Det er en fantastisk måde at komme i god form på og at tabe sig, så det at gå kan være det tætteste man kommer på perfekt motion.


For at forbedre dit helbred er intensitetsniveauet af konditionsgang optimal, mens du samtidig opnår en høj grad af fedtforbrænding. Motionsgang er et godt valg, hvis du har til hensigt at tabe dig og forbedre din kondition på en stabil måde. Du kan motionere lidt længere hver gang, og i stedet for at udmatte dig selv, som det kan ske ved intensiv træning, vil du kunne nyde hurtig fremgang, når du arbejder hen imod dit personlige mål. For at opnå den maksimale sundheds- og fedtforbrændingseffekt, skal den ideelle puls være 55-70% af din maksimum puls.

Veloped Sport giver dig komfort, støtte og sikkerhed mens du motionerer. Den nedsætter stresspåvirkning af din krop, som kan være forårsaget af konditionsgang. Den har den samme fordel som en mountainbike har for cyklister, og du kan tage af sted ud i grønne områder, ud på vandrestier, motionsstier og i skoven. Nu kan du nyde konditionsgang fuldt ud – og føle dig sikker og fri til at gå, hvorhen du har lyst til.

Gå i gang i dag!

For at komme i gang, bed om en gratis 12-ugers vandreplan! Du kan også downloade vandreplanen, få yderligere motionsinformation og se mere på www.trionic.biz.

*Gudrun Müller fra
Tyskland nyder sin
daglige motionstur.*





Veloped Sport 12'er

Veloped Sport 12'eren giver dig støtte og sikkerhed, når du dyrker motion udendørs. Den reducerer indvirkningen og presset på dine ankler, knæ, hofter og ryg, og det vil få dig til at holde hele distancen. Udstyret med en 12'er med store hjul og luftfyldte dæk.


Størrelse:	M (75-95 cm) * L (82-102 cm)
Brugers højde:	150-189 cm * 185-205 cm
Hjulstørrelse:	12"/31 cm
Farver:	havblåt/rød/hvid * sort/hvid/hvid
Inkl.:	25 cm dybt sæde, hvorved der er optimal plads til at gå * Kurv med lynlåsomme og regnslag



Veloped Sport 14'er

Med dets store 14" hjul er Veloped Sport 14'er exceptionel, når du er på vej ud på et endnu mere ujævnt terræn, og det klarer større forhindringer end dens lille søskende. Med denne rollatormodel vil du svæve henover en ujævn overflade, og den giver dig unikke muligheder for at holde dig i form.

Størrelse:	M (77-97 cm) * L (84-104 cm)
Brugers højde:	155-194 cm * 185-210 cm
Hjulstørrelse:	14"/36 cm
Farver:	havblåt/rød/hvid * sort/hvid/hvid
Inkl.:	25 cm dybt sæde, hvorved der er optimal plads til at gå * Kurv med lynlåsomme og regnslag



*Greta og hendes mand
i Kungsträdgården
i Stockholm, Sverige*

Veloped Tour

Med Veloped Tour vil du dagligt kunne glæde dig over dens praktiske komfort. Den er velegnet til at tage en lille tur i parken, til at gå ud og handle og til sightseeing. Den rummelige kurv har plads til dine dagligvarer fra supermarkedet, og at bringe dem hjem er en fornøjelse, da du kan drage fordel af rollatorens klatrehjul og luftfyldte dæk.

For at give dig optimal sædekomfort, er sædedybden blevet forstørret til 30 cm. Det længere sæde, i kombination med stive plasticindsatser, giver masser af støtte til dine ben.

Farvedesignet er mørkt og elegant med sølvstriber, som passer til det røde for. Striberne er lavet af 3M Scotchlite refleksstof, og når du går i mørke giver de forbedret trafiksikkerhed.

Veloped Tour har også en praktisk regnslag, som beskytter kurven og sædet. Slaget er i 2 farver, og du kan vælge mellem sølv og sort afhængig af, hvilken side du vender udad.



Veloped Tour 12'er

Veloped Tour 12'er er den perfekte følgesvend i dit daglige liv. Du kan gå tur med hunden, gå på indkøb og tage en tur i den lokale park. De 12" store hjul og luftfyldte dæk giver dig komfort og sikkerhed, når du går i gader med brosten, og det er let at komme forbi kantsten og andre forhindringer på din vej.

Størrelse:	M (75-95 cm) * L (82-102 cm)
Brugers højde:	150-189 cm * 185-205 cm
Hjulstørrelse:	12"/31 cm
Farver:	sort/refleks/rød
Inkl.:	30 cm dybt sæde * Kurv med lynlåslomme og regnslag * Kurv/sæderegnslag



Veloped Tour 14'er

Ved at gå et trin op til 14" store hjul, vil du opleve endnu bedre køreegenskaber. Hvis du bor på landet, er Tour 14'ers mountainbike-type standarddæk perfekte. Hvis du bor i en byen eller i en landsby, se venligst på opgraderingen til Schwalbe Big Apple dæk, som vises på s. 25.

Størrelse:	M (77-97 cm) * L (84-104 cm)
Brugers højde:	155-194 cm * 185-210 cm
Hjulstørrelse:	14"/36 cm
Farver:	sort/refleks/rød
Inkl.:	30 cm dybt sæde * Kurv med lynlåslomme og regnslag * Kurv/sæderegnslag

Veloped Trek

Pak din Veloped Trek og tag af sted på spændende opdagelser. Rollatoren tilbyder en masse muligheder for at bære alt dit udstyr, når du tager af sted for at udforske verden. Med dens alsidige sædetaske og rygsæk er Veloped Trek din perfekte følgesvend til vandreture, camping og rejser.

Sædetasken klikkes fast på sædet, og er let at folde fremad, når du har brug for at sidde og holde pause. Den har tre adskilte indre rum med masser af plads til dit kamera, kort, dine værdigenstande og vand- eller termoflasker. Sædetasken kan også bæres som en skuldertaske og har en vedhæftet polstret strop. Der er et ydre lynlåsrum og to netlommer, hvor du kan have dine mindre ting. På toppen af tasken er der en elastisk snor, hvor du kan opbevare nogle ekstra ting.

Rygsækken kan let være i kurven, der har en lynlås hele vejen rundt, så du let kan komme ned i det største rum i kurven. Skulderstroppen kan gemmes væk i en separat lomme. Din MP3-spiller passer i den lille lynlåslomme på toppen, og der er et hulrum til dine hovedtelefoner. Tilmed er der en ydre lynlåsrum og to side-netlommer, som kan rumme to vandflasker.

Sædedækket, kurven, sædetasken og rygsækken er lavet af robust og vandafvisende 600Dpolyester, med reflekser for, så du kan gå sikkert på trafikerede steder i mørke.

*Alex Morley og hans
kone nyder en vandretur
i Oregon, USA.*





Veloped Trek 12'er

Når du går på opdagelse udendørs, giver Veloped Trek 12'eren dig komfort, støtte og sikkerhed. Den nedsætter virkningen af stress forårsaget af gå- og vandreture.

Med en Veloped Trek kan du nyde de samme fordele, som når man kører på en mountainbike, og du kan tage på ture i bjergene, på vandreture, gå på stier, i skoven, på grusveje og i grønne områder.

Størrelse:	M (75-95 cm) * L (82-102 cm)
Brugers højde:	150-189 cm * 185-205 cm
Hjulstørrelse:	12"/31 cm
Farver:	grøn/sort/orange * havblå/sort/gul
Inkl.:	25 cm dybt komfortsæde * Kurv med lynlås-lomme og regnslag * Sædetaske/Rygsæk



Veloped Trek 14'er

Hilary Ambrose fra England er en af Trionics største fans, når det gælder vandreture. Hendes Veloped Trek har kælenavnet "Monster", og den nye Veloped Trek 14 er i sandhed et monster blandt vandrere.

Den æder grusveje og vandrestier til morgenmad og vil følge dig hen, hvor du har lyst til at gå.

Størrelse:	M (77-97 cm) * L (84-104 cm)
Brugers højde:	155-194 cm * 185-210 cm
Hjulstørrelse:	14"/36 cm
Inkl.:	25 cm dybt komfortsæde * Kurv med lynlås-lomme og regnslag * Sædetaske/Rygsæk
Farver:	grøn/sort/orange * havblå/sort/gul

*Thomas tager sig et hvil,
mens han spiller golf på
Sigt-unabygdens Golf
Club, Sverige*



Veloped Golf

Bliv ved med at spille golf, og gør dig selv den tjeneste at gå golfbaneturen i stedet for at køre i en elektrisk golfvogn. Med Veloped Golf rollatoren vil du klare hele distancen på 18 huller, mens du samtidig får en masse sund motion.

Veloped Golf føler sig godt hjemme på golfbanen, hvor den kan bruge alle fordelene ved klatrehjulet, affjedringen med dens trehjuls-konstruktion og de luftfyldte dæk.

Veloped Golf har to golftasker, som sidder på hovedrammen. De kan rumme et fuldt sæt på 14 golfkøller, og taskerne kan enten være lukkede eller være ladt åbne foran afhængig af, hvordan du helst vil bære dine køller. Tasken har også plads til din vandflaske, noget ekstra tøj, og hvad du ellers kan få brug for på golfbanen.



Veloped Golf 12'er/14'er

Størrelse:	12'er M (75-95 cm) 12'er L (82-102 cm) 14'er M (77-97 cm) 14'er L (84-104 cm)
Brugerhøjde:	12'er M (150-189 cm) 12'er L (185-205 cm) 14'er M (155-192 cm) 14'er L (185-210 cm)
Hjulstørrelse:	12"/31 cm 14"/36 cm
Inkl.:	25 cm dybt sæde * Kurv med lynlåslomme og regnslag * To aftagelige golftasker
Farver:	havblå/sort/rød



Veloped Jagt 12'er/14'er

Størrelse: 12'er M (75-95 cm)
12'er L (82-102 cm)
14'er M (77-97 cm)
14'er L (84-104 cm)

Brugerhøjde: 12'er M (150-189 cm)
12'er L (185-205 cm)
14'er M (155-192 cm)
14'er L (185-210 cm)

Hjulstørrelse: 12"/31 cm
14"/36 cm

Inkl.: 25 cm dybt sæde * Kurv med lynlåslomme og regnslag * Riffeltaske * Rygsæk

Farver: grøn/sort/orange

Veloped Jagt

Veloped Jagt vil være din trofaste følgesvend på din jagttur. Med dens terrængående egenskaber og klatrehjul vil den nemt kunne passere rødder, grus, sten og andre forhindringer på din vej til jagtmarken. Affjedringen, de luftfyldte dæk og tre-hjulkonstruktionen giver den bedste komfort og stabil jordforbindelse.

Selvom du er en erfaren jæger, der er på en farefuld jagttur, kan det være en stor udfordring, hvis du har problemer med knæene, ondt i ryggen, har svage led, overvægt eller andre aldersrelaterede kvaler.

Mange jagtområder er ikke let tilgængelige. Du bliver nødt til at vandre ad stier og grusveje for at nå frem. En rigtig jagtvandrer skal kunne klare det uden problemer i alle ujævne terræner. Standardudgaven af gåstole og rollatorer er ikke egnede til den slags terræn, mens Veloped Jagt er. Geværtasken, som er fastgjort til hovedrammen, aflaster din ryg, og sædet er meget praktisk, når du venter på bytte.

*Roland og hans hunde
i Hälsingland skov,
Sverige*



Du er enestående

Vi er alle forskellige, og vi har forskellige prioriteter og behov. Veloped'er og Walker'e er alle udstyret med høj kvalitets dæk og håndtag som standardudstyr, men du kan også vælge at opgradere disse dele, så de imødekommer dine ønsker.

HÅNDTAG

Alle Veloped'er & Walker'e er udstyret med Ergon GP1 håndtag. De giver dig et meget behageligt greb, mens det samtidig fordeler vægten, som du lægger på det, på en ergonomisk rigtig måde. Håndtagene kan fås i to størrelser (S til håndstørrelse 6.5-8.5 og L til håndstørrelse 8.5-12), og har en smedet aluminiumsklemme til hurtig og nem justering til din ønskede håndtagsvinkel.

DÆK

Alle 12" størrelse hjul er forsynet med Diamond D-249 lufttrykdæk som standard. Det er et universelt dæk med en slidbane, som passer både til bymæssig brug og ujævnt terræn. En løbende centreret rullende linje sikrer komfort, når du går på asfalt. 14"-hjulene leveres med Innova IA-2004 lufttrykdæk som standard, hvilket er et rigtigt terrængående dæk med en slidbane som en mountainbike. Dette dæk udmærker sig i ujævnt terræn, men det kan også bruges som et universelt dæk.



Opgradering af din Rollator



Håndtagsopgradering

Håndtaget på din gåstøtte er af stor betydning. Derfor tilbyder vi dig muligheden for at opgradere til håndtag lavet af et alternativt materiale.

ERGON GP1 BioKork HÅNDTAG

GP1 BioKork håndtag giver det samme maksimale ergonomiske greb for dine hænder som standardhåndtaget. Men den specielle korkkvalitet betyder, at disse håndtag er antibakterielle og allergivenlige. BioKork'en kommer fra bæredygtige skove i Portugal, der er garanteret for deres miljøvenlige produktion. BioKork-håndtagene kan også fås i to størrelser (S for håndstørrelse på 6.5-8.5 og L til håndstørrelse på 8.5-12), og de kan selvfølgelig justeres til den håndtagsvinkel du ønsker.



Dæk-opgradering

Afhængig af hvor du mest vil bruge din Veloped eller Walker, kan du vælge at opgradere til dæk, som passer til dit behov.

CONTINENTAL TourRide – 12"

TourRide dæk er en pålideligt alternativ for mange ubekymrede km's vandring. Den tilbyder en slidbane til alle mulige overflader, den obligatoriske punktering-beskyttelses bælte og en høj-kilometertals forbindelse.

SCHWALBE BIG APPLE – 12" & 14"

Det specielle Ballondæks konstruktion giver dig maksimal luftaffjedring. Den glatte dækprofil, KevlarGuard punkteringsbeskyttelse og de reflekterende kanter gør Big Apple dækket perfekt til hverdagsbrug – dag og nat.



Dækslange-opgradering

Trionic tilbyder en opgradering af den indre dækslange, som giver dig den fordel, at du ikke så ofte skal pumpe dækket.

SCHWALBE INDRE SLANGE – 12" & 14"

En slange er ikke bare en slange. Schwalbe slanger holder længere end andre slanger takket være dens gummiblanding og materialets renhed. Schwalbe-slanger er de eneste slanger, som har den eftertragtede "VSF-All Ride" blåstempling. Ved at opgradere til Schwalbe indre slanger, skal du ikke pumpe dækkene så ofte som med standarddæk.

Tilbehør & Ekstra elementer



MULTIFUNKTIONSPUMPE

Denne smarte pumpe kan bruges både som håndpumpe og som gulvpumpe. En udfoldelig fodpedal holder pumpen stabil, så den virker bedre. T-håndtaget giver et godt håndgreb, og den fleksible slange forhindrer, at ventilen lider skade eller brækker.

Omfatter rammekonsol.



VELOPED STOK/GREJHOLDER

2 stk. grejholder, som også kan bruges som sikkerhedsstrop, når Veloped'en er foldet til transport. Grejholderen er let at sætte på rammen med Velcro-stropper.



WALKER STOKHOLDER

2 stk. stokholdere som er sat fast på det halv-lodrette rammerør på Walker'en. Den øverste del har en smart hurtiglukke-funktion, og stokken kan hurtigt vedhæftes og fjernes igen.

VELOPED OPBEVARINGS-REGNSLAG

Vandtæt regnslag til opbevaring udendørs. Tre hægter med elastiske snore sikrer at overslaget bliver på plads. Farve: sølv.



VELOPED SÆDE/KURVE REGNSLAG

Et alsidigt regnslag som beskytter sædet og kurven med tre muligheder for at fastgøre den bageste del. 2-farvet design: sølv/sort.



WALKER SÆDE/KURVEREGNSLAG

Et aftageligt regnslag som beskytter sædet og kurven på din Walker. 2-farvet design: sølv/sort.





VELOPED FLASKEHOLDER

Universel størrelse plastik flaskeholder som er fastgjort til rammen eller håndtaget på Veloped'en med hurtigudløsende beslag.

Farve: sort



WALKER FLASKEHOLDER

Denne intelligente flaskeholder kan vippes til siden, så det er nemmere at løsne og fastgøre drikkeflasken. Diameteren på drikkeflaskens holder er justerbar (63-73 mm), hvilket gør, at holderen sikkert kan bære en række forskellige slags flasker.



SPORTSFLASKER

Denne robuste vandflaske har en hætte, der kan skrues på med en tud, der kan låses. Hættens trekantede form sikrer et sikkert greb. Flasken er let at fylde og rense. Volume: 50 cl.

Farve: transparent/sort/rød



LED FORLYGTE

Se og bliv set med denne vandtætte og opladelige frontlygte, forsynet med to klare LEDs. Dens belysningsstyrke med effekt fra to lys er meget høj på trods af sit lille og kompakte design. Den intelligente fastgørelse passer både på Veloped'en og Walker'en, og har ikke indvirkning på komforten, når du sidder ned. Inkl. USB opladerkabel.



KABELLÅS

Robust kabellås med rammebeslag og 2 sæt nøgler.


Mål: Ø12 x L 900 mm



LED BAGLYS

Disse to LED baglys gør, at du kan ses overalt. Med blinkende eller stabil virkning og med fleksible stropper kan lyset fastgøres på flere forskellige måder. Den intelligente fastgørelse passer både til Veloped'en og Walker'en. De nye linser gør dig mere synlig fra siden, og øger derved din sikkerhed. Inkl. batterier.

CONTINENTAL TourRide



DÆK MED
PUNKTERINGSBESKYTTELSE
Mål: 12 x 2,5" (310 x 62 mm)

DIAMOND D-249 DÆK
Mål: 12 x 2,125" (310 x 57)

INNOVA IA-2004 DÆK
Mål: 4 x 2,125" (360 x 57 mm)

SCHWALBE BIG APPLE
Dæk med KevlarGuard
Mål: 12 x 2,0" (300 x 50 mm)

14 x 2,0" (350 x 50 mm)

ERGON GP1 GREB

Ergon's originale og banebrydende GP1 håndgreb fortsætter med at sætte standarder. Det giver optimal fordeling af presset på håndtaget og kan fås i to størrelser; det er udstyret med en smedet aluminiumsspændestykke, så det hurtigt og nemt kan justeres i den håndgrebsvinkel, du ønsker.
Grebstørrelse: S (Håndstørrelse: 6,5-8,5)
L (Håndstørrelse: 8,5-12)



ERGON GP1 BioKork HÅNDTAG

GP1 BioKork giver den samme maksimale håndergonomi som GP1 håndtaget. Men den specielle korkkvalitet betyder, at håndtaget er antibakterielt og allergivenligt. Korks naturlige dæmpende egenskab, gør det til et ideelt håndtagsmateriale.



Grebstørrelse: S (Håndstørrelse: 6,5-8,5)
L (Håndstørrelse: 8,5-12)



VELOPED TREK – KURVETASKE/RYGSÆK

20 l rygsæk som nemt kan være i Trek's kurv. De polstrede skulderstropper og lændebæltet kan gemmes væk i en bagsidelomme. Tasken har en stor ydre lynlåsomme og på begge sider netlommer til vandflasker. Den øverste lynlåsomme med hylster passer til din MP3-afspiller og hovedtelefoner.

Farver: grøn/sort/orange * havblå/sort/gul



VELOPED TREK – SÆDEBETRÆK OG KURV

Sædebetræk og kurv passer til farverne på rygsækken og sædetasken. Sædebetrækket er med 4 trykknapper, som fastgøres på sædetasken. Sædedybden: 25 cm. Kurven har et sort regnslag, som er integreret med lynlåsommen. Begge er lavet af vandafvisende og holdbart 600D polyester. Farver: grøn/sort/orange * havblå/sort/gul



VELOPED – SÆDE/SKULDERTASKE

10 l taske, som fastgøres på Veloped Trek-sædet med trykknapper. Den har en polstret skulderstrop og kan fortrinsvis bruges som en skuldertaske. Det største rum i tasken kan deles i tre separate dele for at få plads til kamera, værdigenstande og vandflaske eller termoflasker. Den ydre lynlås-lomme og to netlommer giver nem adgang til mindre ting.

Farver: grøn/sort/orange
havblå/sort/gul



SCHWALBE INDRE SLANGE

Størrelse: 12 x 2,1" / 14 x 2,0"



VELOPED TOUR – KOMFORTSÆDEBETRÆK OG KURV

Komfortsæde med stive indlæg for ekstra støtte. 3M Scotchlite refleksstriber. 30 cm sædedybde. Rummelig kurv med en separat lynlås-lomme til dine værdigenstande. Begge lavet af 600D polyester.

Sædefarve: sort/sølv/rød
sort/rød



VELOPED SPORT – SÆDEBETRÆK OG KURV

Sædebetræk, som sikrer fuld benplads, når du er på motionstur. Sædedybde: 25 cm. Kurv med lynlås-lomme, som passer i farven. Perfekt til ekstra tøj når du er ude at motionere. Begge ting lavet af holdbart 600D polyester med striber, der passer i farven.

Farver: sort/hvid/hvid
havblå/rød/hvid



VELOPED GOLF – SÆDEBETRÆK, KURV, GOLFTASKE & RYGSÆK

Sædebetræk med 25 cm dybde som giver den maksimale plads til at gå. Kurven har et regnslag integreret i lynlås-lommen. Golf-taske sættet består af to aflange tasker, begge med to rum. Den ene golf-taske kan rumme et fuldt sæt på 14 golfkøller. Taskens forside kan være åben, og køller kan skubbes længere fremad. Den valgfri Golf-rygsæk har det samme udstyr, som Trek-versionen, men leveres i en farvesammensætning, som passer til Golfsættet. Alt Golf-tilbehør er lavet af vandafvisende og holdbart 600D polyester.
Farve: havblå/sort/rød

Trionic Walker - Tekniske Oplysninger

Trionic Walker er testet og fuldt godkendt iflg. ISO 11199-2:2005, den relevante standard for rollatorer. Den er registreret som en "Class 1 Medical Device" (medicinsk udstyr), og har et CE mærke.

Mål	Walker 9'eren	Walker 12'er	Walker 14'er
Håndtagshøjde	73-93 cm	76-96 cm	81-100 cm
Brugers højde	146-186 cm	152-192 cm	162-200 cm
Længde	68 cm	81 cm	85 cm
Bredde	66 cm	69 cm	69 cm
Håndtagsbredde	47 cm	50 cm	50 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm	62 cm
Sædebredde	43 cm	46 cm	46 cm
Hjulstørrelse	9"/23 cm	12"/31 cm	14"/36 cm
Mål, når foldet			
Højde	73 cm	76 cm	81 cm
Længde	68 cm	81 cm	85 cm
Bredde	28 cm	28 cm	28 cm
Transport mål - foldet uden hjul			
Længde	60 cm	67 cm	67 cm
Bredde	28 cm	28 cm	28 cm
Højde	67 cm	67 cm	67 cm
Transport vægt - uden hjul			
Transport vægt	66,8 kg	6,8 kg	6,9 kg
Max. bruger vægt	150 kg	150 kg	150 kg
Total vægt*	9,7 kg	10,9 kg	11,9 kg
Total vægt**	-	10,3 kg	11,1 kg

*Walker 12'er/14'er med standard hjul og inderslanger.

**Walker 12'er/14'er med Schwalbe dæk og inderslanger.

	Walker 9'er	Walker 12'er	Walker 14'er
Terrængående Bremse	*	*	*
X-foldemekanisme	*	*	*
<u>Trionic</u> Synkronstyring	*	*	*
Hjul med hurtigudløser	*	*	*
Sæde	*	*	*
360° Reflekterende Bånd	*	*	*
Kurv med Lynlåslomme	*	*	*
Parkeringsbremse	*	*	*
Bevægelsesbremse	*	*	*
Luftrykdæk	*	*	*
Ekstra bløde PU-dæk	*	*	*
Luftrykdæk		*	*
Ekstra bløde PU-dæk	*		

Note: Hvis man sammenligner vægten af Trionic Walker med andre rollatorer. Bemærk venligst, at Trionic Walker er udstyret med navbremses med høj ydeevne og førsteklasses dæk. Walker'ens dæk og bremses giver dig et højt komfortniveau og optimale kørselsegenskaber; disse træk giver nogen vægt, når man sammenligner med almindelige, billige rollatordele.

Trionic Veloped - Tekniske Oplysninger

Trionic Walker er testet og fuldt godkendt iflg. ISO 11199-2:2005, den relevante standard for rollatorer. Den er registreret som en "Class 1 Medical Device" (medicinsk udstyr), og har et CE mærke.

Mål	12'er Medium	12'er Stor	14'er Medium	14'er Stor
Håndtagshøjde	75-95 cm	82-102 cm	77-97 cm	84-104 cm
Brugers højde	150-189 cm	185-205 cm	155-194 cm	185-210 cm
Længde	102 cm	107 cm	102 cm	107 cm
Bredde	76 cm	79 cm	78 cm	79 cm
Håndtagsbredde	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Sædehøjde	58 cm	63 cm	60 cm	65 cm
Sædebredde	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Hjulstørrelse	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm	14"/36 cm
Mål, når foldet				
Højde	75 cm	82 cm	77 cm	84 cm
Længde	106 cm	106 cm	111 cm	111 cm
Bredde	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Transport mål - foldet uden hjul				
Højde	59 cm	68 cm	59 cm	68 cm
Længde	84 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Bredde	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Transport vægt - uden hjul				
Transport vægt	7,2 kg	7,9 kg	7,2 kg	7,9 kg
Max. bruger vægt	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Total vægt*				
Veloped Sport	12,3 kg	13,0 kg	12,8 kg	13,5 kg
Veloped Tour	12,7 kg	13,4 kg	13,2 kg	13,9 kg
Veloped Trek	13,4 kg	14,1 kg	13,9 kg	14,6 kg
Veloped Golf	14,9 kg	15,5 kg	15,4 kg	16,0 kg
Veloped Jagt	13,8 kg	14,5 kg	14,4 kg	15,0 kg

	V -Sport	V-Tour	V-Golf	V-Trek	V-Jagt
Terrængående Bremse	*	*	*	*	*
2- trins foldemekanisme	*	*	*	*	*
Klatrehjulsteknologi	*	*	*	*	*
Fuld jordforbindelseskontakt	*	*	*	*	*
Dobbeltvirkende By/Terræn	*	*	*	*	*
Hjul med hurtigudløser	*	*	*	*	*
Basissæde 25 cm dybt	*		*	*	*
Komfortsæde, 30 cm dybt		*			
Ergonomisk håndtag	*	*	*	*	*
Kurve-regnslag	*	*	*	*	*
Sæde/kurve-regnslag		*			
Reflekser, 5 i alt	*	*	*	*	*
Reflekterende 3M sædestrop.		*			
Kurv med Lynlåslomme	*	*	*	*	*
Golftaske			*		
Riffeltaske					*
Sæde/skuldertaske				*	
Kurvetaske/Rygsæk				*	*
Parkeringsbremse	*	*	*	*	*
Bevægelsesbremse	*	*	*	*	*
Lufttrykdæk	*	*	*	*	*

*Vægtreduktion for alle Veloped 12'er modeller opgraderet til Schwalbe dæk og slanger: -0,6 kg.

*Vægtreduktion for alle Veloped 14'er modeller opgraderet til Schwalbe dæk og slanger: -0,8 kg.

TRIONIC

Ønsker du at høre mere, er du
velkommen til at kontakte os
telefon eller mail.

Du kan også besøge vores
showroom.



Showroom

Bjergbygade 39A
4200 Slagelse

Tlf: 51 15 01 10

Mail: info@gmcare.dk

