

PRODUKTINFORMATION FJERNBETJENING 2.0

*Med **Fjernbetjening 2.0** kan brugerne betjene deres Oticon høreapparater diskret uden behov for andre apparater. Fjernbetjeningen er en diskret og elegant løsning til alle brugere og et tilbehør til høreapparater uden knapper.*

Nem at anvende med fuld diskretion

Fjernbetjeningen er en brugervenlig, ligetil og diskret måde at betjene høreapparaterne på.

Med fjernbetjeningen kan høreapparatbrugerne udføre de mest almindelige daglige justeringer uden at tiltrække opmærksomhed til høreapparaterne.

Brugerne kan justere lydstyrken op/ned og skifte mellem høreapparats programmer.

Fjernbetjeningen betyder fuld diskretion, idet brugerne kan betjene høreapparaterne fra en afstand af op til 1 meter, og fjernbetjeningen og høreapparaterne behøver ikke befinde sig inden for synsvidde af hinanden.

Nem at bruge

Fjernbetjeningens knapper er fuldt synlige og nemme at bruge.

Hver gang der trykkes på en knap, hører og føler brugeren et diskret klik, og en visuel indikation på fjernbetjeningen bekræfter handlingen.



EGENSKABER



Teknisk information Fjernbetjening 2.0

Dimensioner	75.3 x 35 x 12 mm; Vægt (inkl. batterier) 32,7 g
Batteritype	2 x AAAA
Batterilevetid ved normal brug	1 år
Typisk sendeområde	1 meter
Indikator	Grønt LED blinker, når fjernbetjeningen bruges, eller der kun er lidt strøm tilbage på batteriet
Driftstemperatur	10 - 45 °C
Driftsfugtighed	Relativ fugtighed < 85%
Opbevaringstemperatur	-20 - 70 °C