

XENON²
DEN NYE GENERATION
AF DEN LETTESTE I
VERDEN



XENON² – DEN STILRENE, HØJT-YDENDE PRODUKTLINJE

Uanset om du søger det bedste indenfor køreegenskaber, eller den mest kompakte stol i sammenfoldet tilstand, er der en Xenon² til præcis dine behov.

Skal det være det stilrene og strømlinede design på en Xenon² FF? Hvad med den forstærkede stabilitet i en Xenon² Hybrid? Eller den praktiske og let transporterbare Xenon² SA? Uanset hvilken af de tre modeller med mange produkttegenskaber du vælger, vil din Xenon²'s sofistikerede elegance altid tiltrække sig opmærksomheden.



”Musik er hendes passion. Hendes stemme er udtryksfuld: Monika Kuszyńska repræsenterede Polen i det Europæiske Melodi Grand Prix i Wien med sin sang ”In the Name of Love”. Hun er allerede meget succesfuld i Polen, og breder gennem sin sang sit budskab ud til resten af verden.



XENON² FF DEN LETTESTE

Den letteste foldestol i verden.
Åben, fast forramme.
Cool, stilren og strømlinet design.



XENON² HYBRID DEN STÆRKE

Ingen kompromisser når det gælder
stivhed og stabilitet.
Forstærket fast forramme.
Maksimal brugervægt på 140 kg.



XENON² SA DEN FLEKSIBLE

Nem stående forflytning til og fra din kørestol.
Forstærket ramme med svingbare benstøtter.
Den mest kompakte størrelse i sammenfoldet
tilstand for nem transport i bil.





DEN LETTESTE KRYDSRAMMESTOL I VERDEN...

Hvordan skaber man en krydsrammekørestol, der vejer så lidt som 8,8 kg? Ved at bruge førsteklasses materialer til rammen, som fx aerospace aluminium og en innovativ produktionsproces, der er unik for Quickie – ShapeLoc Technology.

Ved at varmebehandle aluminiummet er vi i stand til at forøge styrken, hvilket gør det muligt at gøre væggene i rammens rør tyndere, lettere og strækere end på en konventionel krydsrammestol. Prøv den selv...





...UFORLIGNENDE FOLDEEGENS KABER

I midten af en Xenon² har vi en unik krydsramme som sidder så diskret under sædet, at man knapt bemærker den – det giver et meget minimalistisk og åbent look, som man normalt forbinder med en fastrammekørestol.

Men udseendet er ikke den eneste lighed. Det komplet nydesignede drivhjulsophæng kombineret med den nye krydsramme giver følelsen af fastrammestolens stive og stabile køreegenskaber, men med alle fordelene ved en krydsrammestol.

→ Nem foldemekanisme

De nye aluminiumhængsler på drivhjulsophænget holder også hjulene parallelle når stolen er foldet sammen, så din Xenon² forbliver stabil i enhver situation.





STILFULDT DESIGN

Gør din Xenon2 personlig og skil dig ud fra mængden med en bred palette af 22 ramme-farver. Derudover er der 5 karakteristiske, anodiserede farver at vælge mellem til svinghjul og forgafler. Du kan endda fremhæve din farvestil yderligere med en matchende eller kontrastfyldt farvekant på et EXO-rygpolster.

→ **Gør din Xenon2 personlig**
Vælg mellem 22 iøjnefaldende farver



” **Monika Kuszyńska:** Jeg elsker moderigtigt tøj. Det attraktive design på en Xenon passer perfekt til min kreative stil.



→ **Tilføj farver til dit rygpolster**

Det meget komfortable og stilrene EXO-rygpolster kan vælges med kantbånd i 5 forskellige farver.



→ **Vælg din egen farvestil**

De anodiserede svinghjul og forgafler kan vælges i farverne sølv, blå, rød, orange eller sort for et unikt personligt look.

” **Monika Kuszyńska:** Min Xenon² er som min musik, den føles som en del af mig. Den er som en ledsager når jeg rejser rundt i hele verden. Id.



UTALLIGE JUSTERINGSMULIGHEDER

Præcis som det bør være – designet til at kunne tilpasses dine skiftende behov. Sædehøjden på en Xenon² ændres let ved at justere drivhjulsophænget.

Vil du ændre din kørestols køreegenskaber fra passiv til mere aktiv eller omvendt? Juster nemt tyngdepunktsindstillingen ved at flytte drivhjulsophænget. Og husk at justere rygvinklen, så den passer til din ergonomiske holdning.

❶ Tyngdepunkt

Ændrer køreegenskaber fra meget aktiv til passiv.

❷ Rygvinkel

Den korrekt indstillede rygvinkel er vigtig for din ergonomiske holdning.

❸ Sædehøjde bagtil

Præcis som det bør være – juster højden så den passer til dig.





XENON² FF
DEN LETTESTE



XENON² HYBRID
DEN STÆRKESTE



XENON² SA
DEN MEST FLEKSIBLE

XENON²

Ultra letvægtskørestole
med enestående folde- og
køreegenskaber



Valgmuligheder og ekstraudstyr til Xenon²-serien - Konfigurer din kørestol til dine specifikke behov. Kontakt os for yderligere informationer om ekstraudstyr.



// FOLDERYG

Denne halv-foldbare ryg foldes fremover og gør kørestolen kompakt under transport.



// SURGE® LT DRIVRINGE

Gripton-gummilaget på toppen af drivringens ergonomiske, ovale ring giver maksimalt greb.



// VINKELINDSTILLELIG RYG

Aluminiumsbeslaget er integreret i rammen og giver mulighed for justering fra 75° til 103° i 4° intervaller.



// FLIP-UP-SIDESTYKKER

Dette aftagelige flip-up sidestykke kan bestilles med faste eller justerbare armlæn.



// SPORTSARMLÆN

De svingbare armlæn giver støtte, når det behøves, og kan svinges væk så de ikke sidder i vejen når stolen køres.



// SIDESTYKKE I CARBON

Individuelt og let sidestykke med et unikt look.



// AUTOMATISK SAMMENFOLDENDE FODPLADE

Denne fodplade er vinkel- og dybdejusterbar og fås i carbon eller komposit. Tilvalgsmulighed på stole med fast forramme (FF).



// TRANSPORTBESLAG

Med dette ekstraudstyr er kørestolen godkendt som sæde i et køretøj (crashtestet i overensstemmelse med ISO 7176-19).

TEKNISKE DATA

	Xenon ² FF	Xenon ² Hybrid	Xenon ² SA
Maks. brugervægt:	110 kg	140 kg	125 kg
Sædebredde:	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Sædedybde:	34 - 50 cm	34 - 50 cm	34 - 50 cm
Sædehøjde foran:	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Sædehøjde bagtil:	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Ryghøjde:	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm
Rygvinkel:	75° – 103° i 4° intervaller	75° – 103° i 4° intervaller	75° – 103° i 4° intervaller
Tyngdepunkt:	4 – 13 cm	4 – 13 cm	4 – 13 cm
Camber:	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Rammeversion:	Åben ramme med fast forramme	Forstærket åben ramme med fast forramme	Forstærket åben ramme med swing-away forramme
Totalvægt:	fra 8,8 kg	fra 9,5 kg	fra 10,3 kg
Rammefarver:	22	22	22
Crashtestet:	ja	ja	ja

IMPORTANT NOTE

Due to a recent update, the colours shown may not reflect current availability. For the most up-to-date selection, please refer to the latest order form or contact your local Sunrise Medical representative.

Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: +45 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om specifikationer, valgmuligheder og tilbehør, kontakt venligst Sunrise Medical.
Alle informationer kan ændres uden forudgående varsel.



Hvis du er synshandicappet, kan du se dette dokument som PDF på www.SunriseMedical.dk eller alternativt på anmodning i stort tekstformat.

