

XSEAT® Clinic siddepude

Anatomisk udformet siddepude



Siddepude til forebyggelse af tryksår

XSEAT® Clinic siddepuden kan bruges til forebyggelse og behandling t.o.m. stadie 4 (Højrisiko) i henhold til EPUAP's definitioner og Norton og Braden skalaen ifht. udvikling og behandling af tryksår.

Anatomisk udformet siddepude i skum og gel, som sørger for et ideelt mikroklima, samt med skridsikker bund.

To-lags højelastisk skumkerne og viskoelastisk topstykke. Åndbar åbencellet, brandhæmmende CM HRskum, som kan autoklaveres op til 105° iht. RKI guidelines.

Også velegnet til borgere og patienter med smerteproblematikker. Brugervægten er 20-120 kg.


Betræk

Aftageligt brandhæmmende, ånd- og strækbart inkontinensbetræk. Betrækket er bakterie og -virussikkert og kan desinficeres og vaskes op til 95° - kan tørretumbles på laveste temperatur. Betrækket er PVC-fri og har skjult lynlås.

Kontakt vores sundhedsfaglige produktspecialister for at høre nærmere om brugen af produktet

XSEAT® Clinic siddepude

Anatomisk udformet siddepude



Kontakt vores sundhedsfaglige produktspecialister for at høre nærmere om brugen af produktet

XSEAT Clinic siddepude

Anatomisk udformet siddepude

Varianter

Varenr.	Varebeskrivelse	Mål B/D/H		Varenr.	Varebeskrivelse	Mål B/D/H
943616	XSEAT® Clinic siddepude	38x40x8 cm.		943635	Betræk XSEAT® Clinic pude	38x40x8 cm.
943617	XSEAT® Clinic siddepude	40x40x8 cm.		943636	Betræk XSEAT® Clinic pude	40x40x8 cm.
943618	XSEAT® Clinic siddepude	40x42x8 cm.		943637	Betræk XSEAT® Clinic pude	40x42x8 cm.
943619	XSEAT® Clinic siddepude	41x46x8 cm.		943638	Betræk XSEAT® Clinic pude	41x46x8 cm.
943620	XSEAT® Clinic siddepude	42x42x8 cm.		943639	Betræk XSEAT® Clinic pude	42x42x8 cm.
943621	XSEAT® Clinic siddepude	42x44x8 cm.		943640	Betræk XSEAT® Clinic pude	42x44x8 cm.
943622	XSEAT® Clinic siddepude	42x46x8 cm.		943641	Betræk XSEAT® Clinic pude	42x46x8 cm.
943623	XSEAT® Clinic siddepude	42x52x8 cm.		943642	Betræk XSEAT® Clinic pude	42x52x8 cm.
943624	XSEAT® Clinic siddepude	45x42x8 cm.		943643	Betræk XSEAT® Clinic pude	45x42x8 cm.
943625	XSEAT® Clinic siddepude	45x44x8 cm.		943644	Betræk XSEAT® Clinic pude	45x44x8 cm.
943626	XSEAT® Clinic siddepude	45x46x8 cm.		943645	Betræk XSEAT® Clinic pude	45x46x8 cm.
943627	XSEAT® Clinic siddepude	46x51x8 cm.		943646	Betræk XSEAT® Clinic pude	46x51x8 cm.
943628	XSEAT® Clinic siddepude	48x42x8 cm.		943647	Betræk XSEAT® Clinic pude	48x42x8 cm.
943629	XSEAT® Clinic siddepude	48x44x8 cm.		943648	Betræk XSEAT® Clinic pude	48x44x8 cm.
943630	XSEAT® Clinic siddepude	48x46x8 cm.		943649	Betræk XSEAT® Clinic pude	48x46x8 cm.
943631	XSEAT® Clinic siddepude	50x42x8 cm.		943650	Betræk XSEAT® Clinic pude	50x42x8 cm.
943632	XSEAT® Clinic siddepude	51x44x8 cm.		943651	Betræk XSEAT® Clinic pude	51x44x8 cm.
943633	XSEAT® Clinic siddepude	51x46x8 cm.		943652	Betræk XSEAT® Clinic pude	51x46x8 cm.
943634	XSEAT® Clinic siddepude	52x52x8 cm.		943653	Betræk XSEAT® Clinic pude	52x52x8 cm.

Kontakt vores sundhedsfaglige produktspecialister for at høre nærmere om brugen af produktet