


CareSlope®

Bærbare ramper til kørestole

Produkter designet, patenteret og produceret i Japan af Care-Medics

Distribueret af Excellent Systems A/S





CareSlope ramper

Materialer: Letvægts glasfiber og aluminium.
Den skridsikre overflade er lavet i et blødt materiale.
Ramperne CS-240 C og CS-285 C er forstærket med kulfiber.

Brug: Ramperne kan bruges både inde og ude.

Belastning: Max 300 kg. **KUN** beregnet til manuelle kørestole.

Synlighed: Der er reflekstape på alle hjørner for optimal synlighed.

Tilgængelighed: Alle ramper er 70 cm brede og passer til smalle gangarealer.

Vedligeholdelse: Foretag selv simple reparationer med reservedele.

Tablet for tilpasning:

| CareSlope ramper | Stigningsvinkel: 5° Trinhøjde i cm | Stigningsvinkel: 8° Trinhøjde i cm | Stigningsvinkel: 10° Trinhøjde i cm | Stigningsvinkel: 15° Trinhøjde i cm |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | Meget lidt hjælp | Lidt hjælp | Moderat hjælp | Meget hjælp |
| CS-65 | 5 cm | 9 cm | 11 cm | 15 cm |
| CS-100 | 8 cm | 13 cm | 17 cm | 24 cm |
| CS-120 | 10 cm | 16 cm | 20 cm | 30 cm |
| CS-150 | 13 cm | 20 cm | 25 cm | 37 cm |
| CS-175 | 15 cm | 24 cm | 30 cm | 43 cm |
| CS-200 | 17 cm | 27 cm | 34 cm | 50 cm |
| CS-240 C | 20 cm | 33 cm | 41 cm | 60 cm |
| CS-285 C | 24 cm | 39 cm | 49 cm | 73 cm |

Brug venligst en længde på rampen, der er 4 gange den samlede trindhøjde.


CareSlope dimensioner:

| Type | Kant højde | Længde x bredde | Vægt | Pakkehøjde |
|----------|------------|-----------------|-------|------------|
| CS-65 | 2,5 cm | 65 cm x 70 cm | 3 kg | 8 cm |
| CS-100 | 2,5 cm | 100 cm x 70 cm | 5 kg | 8 cm |
| CS-120 | 2,5 cm | 120 cm x 70 cm | 6 kg | 8 cm |
| CS-150 | 2,5 cm | 150 cm x 70 cm | 8 kg | 10 cm |
| CS-175 | 2,5 cm | 175 cm x 70 cm | 9 kg | 10 cm |
| CS-200 | 2,5 cm | 200 cm x 70 cm | 10 kg | 10 cm |
| CS-240 C | 2,5 cm | 240 cm x 70 cm | 12 kg | 10 cm |
| CS-285 C | 3,5 cm | 285 cm x 70 cm | 15 kg | 11 cm |




CareSlope M

- Brug: Ramperne kan bruges både inde og ude.
- Belastning: Max 300 kg. **KUN** beregnet til manuelle kørestole.
- Synlighed: Der er reflekstape på alle hjørner for optimal synlighed.
- Tilpasning: Kan tilpasses 80 cm trindhøjde.
- Kombination: CS-150 til CS-285 C kan kombineres valgfrit.




Størrelse og pris på mellemrepos:

| Varenavn | Varenr. | Vægt | Max belastning | Materialer |
|-------------|---------|-----------|----------------|--------------------------|
| Mellemrepos | CS-M | ca. 12 kg | 300 kg | Rustfrit stål, aluminium |



CareSlope C

| | |
|---------------|--|
| Brug: | Bruges ved høje trin, hvor der ikke er plads til en lang rampe. |
| Installation: | Hjørnereposet er nemt at installere uden brug af værktøj. |
| Transport: | Pladerne kan nemt skilles ad og benene foldes. |
| Belastning: | Max 300 kg. KUN beregnet til manuelle kørestole. |
| Synlighed: | Der er reflekstape på alle hjørner for optimal synlighed. |
| Tilpasning: | Kan tilpasses 71 cm trindhøjde. |
| Kombination: | Overdel: CS-65, CS-100, CS-120 og CS-150. Underdel: CS-150, CS-200 og CS-240 C. |



Størrelse og pris på hjørnerepos:

| Varenavn | Varenr. | Vægt | Max belastning | Materialer | Manøvreområde for kørestol |
|-------------|---------|---|----------------|-----------------------------|--|
| Hjørnerepos | CS-C | Total: 39,6 kg Plade: 9 kg x 2 Kant L: 1,5 kg x 2 Kant S: 0,8 kg x 2 | 300 kg | Rustfrit stål, aluminium | ca. 100 cm x 100 cm (indenfor de gule linjer) |



www.ex-as.com



info@ex-as.com



Møllevvej 2 - 8544 Mørke - DK



+45 86377133