




Zibo Athene

...gør en forskel



Tekniske data

80x200 cm HMI nr.: 52222 Varenr.: 10-007040	Str.: 85x200 cm HMI nr.: 54701 Varenr.: 10-007042
83x200 cm HMI nr.: 87639 Varenr.: 10-007041	90x200 cm HMI nr.: 53092 Varenr.: 10-007186

Kan rekvireres i flere størrelser

Curera

Opskåret skumsiddepude

Puden kan anvendes i både almindelige stole og kørestole. Puden anvendes til at forebygge tryksår hos brugere i lav- og medium-risikogruppen.

Opbygning

Puden er fremstillet af koldskum som er opskåret i tern, som former sig anatomisk korrekt efter brugeren. På den måde giver puden størst mulig trykaflastning og en effektiv tryksårsforebyggelse.

Slidstærkt betræk

Det slidstærke betræk er åndbart samt strækbart og kan maskinvaskes ved 90 grader.

Brugervægt	120 kg
Kerne	Koldskum, 50 kg/3m
Garanti	1 år