



En god støtte for både bruger og plejepersonale, f.eks. i forbindelse med personlig hygiejne eller ved pålægning af sejl



Anvendelse

- Bensejl anvendes til at løfte et ben eller en arm ved hjælp af en mobil personløfter eller loftlift.
- Anvendes i forbindelse med forskellige former for pleje, fx personlig hygiejne eller sårpleje af ben
- Kan også anvendes ved pålægning af sejl eller terapeutiske strømper, hvis brugeren ikke selv er i stand til at løfte benet eller armen.



Materialer/Egenskaber

- Materialet er polyester med en mindre polstring med en opkradset polyester indvendig.
- Max løftekapacitet: 150 kg.
- Størrelse: Onesize
- Bredde: 21,5 cm
- Længde: 80 cm
- Varenummer: 008-04500
- HMI-nummer: 111549



Teknisk information

SWL 150kg



Se brugermanualen for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan variere i forskellige situationer. Winnicare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.



Winnicare Nordic ApS
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Tlf.: +45 70 27 37 20
E-mail: info@winnicare.dk

WINNCARE
N o r d i c