

Kimuhime trykmåler

Sikre bandagen ligger med den lægeordnede kompression

Kikuhime trykmåler fra TT Meditrade har i mange år været foretrukket af sygeplejersker og læger på klinikker, sygehuse og ikke mindst hjemmepleje, for at sikre bandagen ligger korrekt med den lægeordnede kompression.



Kikuhime trykmåleren er brugervenlig og giver bemærkelsesværdige præcise resultater.

Kikuhime trykmåleren er et vigtigt redskab for praktikere, der ønsker at sikre, at det korrekte tryk af sub-bandage tryk opnås, og for at forbedre venøst tilbageløb og fremme heling af venøse bensår.

Kikuhime kan bruges til træning, evaluering af teknik, forskning og rutine patientovervågning.

Ved at bruge medfølgende Easy Glide kan sensoren let fjernes, når det korrekte tryk er opnået, uden at skade eller fjerne bandagen.

Selvom sensoren primært er beregnet til måling af subbandage tryk (lille sensor anbefales) kan Kikuhime trykmåleren anvendes til en række andre tryk relaterede kontroller f.eks bestemmelse sacrum tryk (store sensor anbefales).

Kikuhime trykmåleren kan tilsluttes med 2 sensorer som tillader måling af tryk ved forskellige punkter under kompressionsbandagen.

Anvendelsesområder:

- Subbandage trykmåler til under kompressions bandager og kompressions strømper.
- Anvendes til f.eks. oplæring af nyt personale.
- Kontrol af subbandage tryk, hvis man som ny behandler er usikker, eller erfaren men blot ønsker sikkerhed for bandagens tryk er korrekt.
- Pædagogisk metode til at vise patienten, hvordan subbandage trykket ændres under gang, som er god motivere til patienten for motion
- af lægmuskel (muskel-venepumpe).
- Verificering af forskelligt subbandage tryk på malleol og bagved malleol - begrundelse for anvendelse af pelotter.
- Kontrol af kompressionsstrømper f.eks. ved opfølgingsbesøg/efterbehandling (forebyggelse af nye venøse bensår).

