

## Zibo Zlide

# Praktiske glideduge med forskellige grader af elasticitet

Zibo Zlide er udviklet til påsætning af sejl, forflytninger samt af- og påklædning af borgere og patienter. Glidedugen er ekstra holdbar pga. materialets dobbeltvævning, og den har derved mindre tendens til at flosse i kanterne ved hyppig brug. Zibo Zlide findes i ruller og som enkeltstykker.



**Udfordring:** Forflytninger af borgere eller patienter med hel eller delvis funktionsnedsættelse kan være fysisk krævende for plejepersonalet. Desuden kan en forflytning være ubehageligt for den person, der skal forflyttes.

### Anvendelsesområder

Glidedugen er brugt til påsætning af sejl, forflytninger samt af- og påklædning af borgere og patienter. Zibo Zlide mindsker friktion og gør det lettere for plejepersonalet at forflytte borgeren eller patienten - uanset vedkommendes mobilitetsniveau - og uden at forflytningen bliver en belastning for personalet.

### Flere udgaver og elasticiteter

Zibo Zlide fås i to udgaver - rød og grøn - der har forskellige grader af elasticitet. Hver enkelt glidedug har derfor også sit eget funktionsområde. Glidedugene kan placeres direkte under personen eller et trækstykke.

**Rød Zibo Zlide:** Det bedste valg ved af- og påklædning. Glidedugen er meget elastisk, lydløs og føles blød mod huden. Særligt velegnet til forflytninger og pleje af personer med demens, hjerneskadede eller terminale patienter.

**Grøn Zibo Zlide:** En glidedug med et bredt funktionsområde. Særligt velegnet til generelle forflytninger i seng eller kørestol samt på- eller aftagning af løftesejl. Mindre elastisk end den røde Zibo Zlide.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.

## Zibo Zlide

# Praktiske glideduge med forskellige grader af elasticitet

Glidedugene Zibo Zlide mindsker friktion og gør det lettere for plejepersonalet at forflytte borgeren eller patienten - uanset vedkommendes mobilitetsniveau.



### Glat og vandtæt overflade

Glidedugene har en silicone-belægning på begge sider, hvilket betyder at personalet ikke kan vende dem forkert. Belægningen gør overfladen vandtæt, og mindsker friktionen i alle retninger.

### Forskellige elasticiteter

Udgaverne har forskellige grader af elasticiteter og kan derfor anvendes til forskellige opgaver inden for forflytninger samt af- og påklædning.

### Nem og hurtig rengøring

Glidedugene har ingen syninger eller huller og rengøres derfor hurtigt og nemt ved at tørre dugen over med desinficerende midler.

### Praktiske enkeltstykker

Glidedugene kommer i små praktiske æsker med 20 stykker á 1 x 1,5 m. i hver. Findes også i æsker med 10, hvor stykkerne er pakket i en pose.



### Holder til rulle

Holderen kan fås i to udgaver, så den kan indeholde en eller to ruller. Kan monteres vertikalt eller horisontalt.

## Zibo Zlide

Ruller:

### Rød: 1,5x100 m

Varenr.: ZZ15100RED  
HMI nr.: 128489

### Rød: 1x100 m

Varenr.: ZZ1100RED  
HMI nr.: 129707

### Rød: 1x10 m

Varenr.: ZZ110RED  
HMI nr.: 132002

### Grøn: 1,5x100 m

Varenr.: ZZ15100GREEN  
HMI nr.: 128486

### Grøn: 1x100 m

Varenr.: ZZ1100GREEN  
HMI nr.: 129704

### Grøn: 1x10 m

Varenr.: ZZ110GREEN  
HMI nr.: 132005

Vægdispenser:

### 1 rulle - 100 cm.

Varenr.: ZZ100X1

### 1 rulle - 150 cm.

Varenr.: ZZ150X1

### 2 ruller - 150 cm.

Varenr.: ZZ150X2

Stykker:

### Rød: 1x1,5 m, 20 stk.

Varenr.: ZZ115RED  
HMI nr.: 128476

### Grøn: 1x1,5 m, 20 stk.

Varenr.: ZZ115GREEN  
HMI nr.: 128480

### Grøn: 1x1,5 m, 10 stk. m. pose

Varenr.: ZZ115GREENPOSE  
HMI nr.: 128480

Udgaver	Rød	Grøn
Elasticitet	Blød	Standard
Velegnet til	Påklædning	Allround

**Anvendelse:** Kan placeres direkte under personen eller et trækstykke.

**Rengøring:** Tåler aftørring sæbe og/eller desinfektionsmiddel. Kan skylles op i hånden eller maskinvaskes på skåneprogram uden skyllemiddel.

Glidedugene kasseres, når de er slidte eller personen ikke skal benytte dem længere.