

## Transferbrædt

Transferbrædt fremstillet i kraftig 6 mm hvid Polypropylen eller PVC. Grundet den lave gnidningsmodstand lettes forflytning fra fx kørestol. Transferbrædt kan belastes med op til 130 kg (ved max. afstand på 20 cm).

Polypropylenbrædt leveres i 2 størrelser: 650 x 245 x 6 mm (L x B x H) eller 800 x 245 x 6 mm (L x B x H). PVC bræddet fås kun i størrelse 800 x 245 cm.



**PT1a.** Transferbrædt af Polypropylen



**PT1b.** Transferbrædt af PVC

## Drejesæde standard



**P6.** Drejesæde mørkeblå med skridsikker underside.  
Diameter 45 eller 50 cm.

Drejesædet består af 2 slags forskellige tekstiler, der er forbundet på midten. Undersiden er glat, og derved gøres det lettere at dreje. Undersiden har en skridsikker belægning. Sædet kan anvendes i en bil, eller i øvrigt hvor drejbarhed er ønsket.

Diameter: 45 eller 50 cm.  
Max. belastning: 100 kg.

## Drejesæde "Magic Turn"



**PT2.** Drejesæde mørkeblå med skridsikker underside.  
Diameter 37 eller 44 cm.

Drejesædet består af 2 slags forskellige tekstiler, der er forbundet på midten. "Magic Turn" drejesædet er med ekstra komfort, idet polstringer er tykkere, ligesom det drejer extra let. Undersiden har en skridsikker belægning. Sædet kan anvendes i en bil, eller i øvrigt hvor drejbarhed er ønsket.

Diameter: 37 eller 44 cm.  
Max. belastning: 130 kg.

## Drejeskive "Magic Turn"



**PT3.** Drejeskive med skridsikker underside.  
Diameter 37 cm.

Mobilex drejeskive består af 2 slags forskellige tekstiler, der er forbundet i midten. Undersiden er glat, og derved gøres det lettere at dreje. Undersiden er belagt med skridsikker belægning. Drejeskiven er en hjælp fx. med forflytning stående fra kørestol til seng.

Kan også bruges i vådrum, da såvel oversiden samt undersiden har anti-skrid belægning.

Diameter: 37 cm.  
Max. belastning: 130 kg.

## Omlejring hjælpemidler

### Glidelagen



**PT4.** Glidelagen

Glidelaget har på begge siden en ekstremt lav friktion, og derved minimeres friktionen som overføres af patienterne.

Det endeløse glidelagen fås i 3 størrelser.  
Max. belastning: 250 kg.  
Materiale: Nylon



**PT5.** Glidelagen med håndtag

Glidelagen med håndtag hjælper ved positionering af siddende eller liggende patienter eller flytning af liggende patient, for eksempel fra sengen til en bære. Bl.a. ved anvendelse af to glidelagen er lettes placering af løftesejl under patienten.

Leveres i størrelse 100 x 200 cm  
Max. belastning: 130 kg  
Materiale: Nylon

### Ensrettet glidemåtte



**PT6.** Ensrettet glidemåtte

Ensrettet glidemåtte er en glidemåtte der forhindrer brugerne i at glide fremad i kørestolen.

Leveres i størrelse: 45 x 50 cm

### Støttebælte



**PT8.** Støttebælte med håndtag

Mobilex støttebælter anvendes som support og hjælp ved aktivering og flytning af brugere. De diagonale håndtag giver hjælperen mulighed for at få et godt ergonomisk greb. Støttebælterne er et godt hjælpemiddel, når man skal hjælpe en bruger op at stå eller til at sætte sig, støtte ved gang, gangtræning eller ved flytning fra seng til kørestol. Støttebæltet har non-slip på indersiden, samt et regulerbart spænde.

Måler: 117 x 14 cm (M) eller 140 x 14 cm (L)  
Max. belastning: 180 kg