

Mobiglide Transferbrædt

Mobilglide transferbrættet er lavet af 6 mm hvid gennemsigtig polypropylen eller 6 mm hvid PVC. Den lave friktionsmodstand på transferbrættet gør det meget lettere at overflytte sig til eller fra kørestolen.

Skridsikre strimler fås som tilbehør, som kan fastgøres på undersiden af brættet for at forhindre dem i at glide af.

Transferbrædt af polypropylen fås i tre størrelser: 650 x 245 mm, 800 x 245 mm og i en buet form 800 x 280 mm. Transferbrædt af PVC fås kun i størrelsen 800 x 245 mm.

Transferbrædt kan belastes med op til 130 kg (ved max. afstand på 20 cm).



PTr1a. Transferbrædt af polypropylen eller PVC



PTr1c. Buet transferbrædt af polypropylen

Mobiglide patientomlejringsbræt

Mobiglide patientomlejringsbræt lavet af brudsikker 6 mm HDPE har et lavt gnidningsmodstand på toppen og hjælper med patientomlejring fra seng til seng. På hospitaler eller plejehjem kan det også bruges i røntgen, fordi materialet tillader røntgenstråling at passere igennem.

Skridsikre strimler fås som tilbehør, som kan fastgøres på undersiden af brættet for at forhindre dem i at glide af.

Mobiglide patientomlejringsbrædt fås i størrelse 1500 x 700 mm.
Transferbrædt kan belastes med op til 200 kg (ved max. afstand på 10 cm).



PTr1d. Mobiglide patientomlejringsbræt

Mobiglide omlejningsprodukter

Endeløse glidelagen



PTr2a. Endeløse glidelagen

Mobiglide endeløse glidelagenet har på begge siden en ekstremt lav friktion, og derved minimeres friktionen som overføres af patienterne.

*Det endeløse glidelagen fås i 3 størrelser.
Max. belastning: 250 kg.
Materiale: Nylon*

Glidelagen med håndtag



PTr2b. Glidelagen med håndtag

Mobiglide glidelagen med håndtag hjælper ved positionering af siddende eller liggende patienter eller flytning af liggende patient, for eksempel fra sengen til en bære. Bl.a. ved anvendelse af to glidelagen er lettes placering af løftesejl under patienten.

*Leveres i størrelse 100 x 200 cm
Max. belastning: 250 kg
Materiale: Nylon*

Flad glidelagen



PTr2c. Flad glidelagen (skal bruges parvis)

Mobiglide glidelagen reducerer friktionsmodstanden med forflytning eller positionering af patienterne i sengen.

Glidelagen skal bruges parvis.

*Størrelse: 150 x 100 cm eller 200 x 100 cm
Max. belastning: 250 kg
Materiale: Nylon*

Ensrettet glidemåtte



PTr2d. Ensrettet glidemåtte

Mobiglide ensrettet glidemåtte er et endeløst rør, der f.eks. bruges som en kørestolspude. Den indre velouroverflade kan kun glide i en retning og forhindrer således brugeren i at glide utilsigtet fremad. Glidemåtten gør det også lettere for brugeren at vende tilbage til sin oprindelige siddestilling.

*Størrelse: 45 x 50 cm
Max. belastning: 250 kg*

Mobiglidle transferhandsker



PTr2e. Mobiglidle transferhandsker

Mobiglidle transferhandskerne gør det lettere at glide under patienten, f.eks. for at kontrollere niveauet af et anti-decubitus-produkt. Omlejring eller transfer kan også udføres lettere.

*Leveringsomfang: 1 par
Størrelse: 50 x 20 cm*

Støttebælte



PTr3. Støttebælte

Mobilex støttebælter anvendes som support og hjælp ved aktivering og flytning af brugere. De diagonale håndtag giver hjælperen mulighed for at få et godt ergonomisk greb. Støttebælterne er et godt hjælpemiddel, når man skal hjælpe en bruger op at stå eller til at sætte sig, støtte ved gang, gangtræning eller ved flytning fra seng til kørestol. Støttebæltet har non-slip på indersiden, samt et regulerbart spænde.

*Måler: 117 x 14 cm (M) eller 140 x 14 cm (L)
Max. belastning: 180 kg*

Drejesæder



PTr1. Drejesæde mørkeblå med skridsikker underside.

Standard drejesædet består af 2 slags forskellige tekstiler, der er forbundet på midten. Indersiden er glat, og derved gøres det lettere at dreje. Undersiden har en skridsikker belægning. Sædet kan anvendes i en bil, eller i øvrigt hvor drejbarhed er ønsket.

*Diameter: 45 eller 50 cm.
Max. belastning: 100 kg.*



PTr2. Drejesæde mørkeblå med skridsikker underside.

"Magic Turn" drejesædet består af 2 slags forskellige tekstiler, der er forbundet på midten og med ekstra komfort, idet polstringer er tykkere, ligesom det drejer extra let. Undersiden har en skridsikker belægning. Sædet kan anvendes i en bil, eller i øvrigt hvor drejbarhed er ønsket.

*Diameter: 37 eller 44 cm.
Max. belastning: 130 kg.*



PTr3. Drejeskive med skridsikker underside.

"Magic Turn" drejeskive består af 2 slags forskellige tekstiler, der er forbundet i midten. Indersiden er glat, og derved gøres det lettere at dreje. Undersiden er belagt med skridsikker belægning. Drejeskiven er en hjælp fx. med forflytning stående fra kørestol til seng.

Kan også bruges i vådrum, da såvel oversiden samt undersiden har anti-skrid belægning.

*Diameter: 37 cm.
Max. belastning: 130 kg.*