

Zibo EasyTurn

Glide- og trækklagen med lavfriktions-glideflade

Zibo EasyTurn serien er en kombination af glidelagener og trækklagen. Den nedsatte friktion på glidelagenet sætter brugere, som har vanskeligt ved at vende sig på almindelige lagener, i stand til at vende sig, og gør det nemmere at forflytte brugere.



Friktionsnedsættende midtersektion

Zibo EasyTurn glidelagenet har en friktionsnedsættende midtersektion, som udelukkende er glat i tværgående retning, så brugeren ikke glider ned i sengen ved gærdeløft. Med 10-15 cm glide-fri bomulds-sikkerhedszone ved kanterne af sengen, sidder man sikkert på sengekanten.

Kombination af glide- og trækklagen

Såfremt brugeren har brug for hjælp til vending, kan Zibo EasyTurn-lagen med fordel anvendes sammen med trækklagenet. Med trækklagenet 2D kan brugeren hjælpes fra side til side i sengen. Med trækklagenet 4D kan brugeren hjælpes både op og ned i sengen samt fra side til side.

Åndbart materiale

Zibo EasyTurn-serien består af åndbare materialer, der tillader kropsfugt at trænge uhindret igennem og blive transporteret bort for at skabe et tørt miljø.

Den positive forskel

Sømmene på Zibo EasyTurn-lagenerne er fine sammenføjninger af materialerne. Syningerne er sænket og med dobbeltvending for at skåne den sarte hud. Det er et godt bevis på, at "de positive forskelle ligger i detaljerne".

Indikationsområder

Tryksår, muskelsvækkelse – fx sclerose, smerte ved bevægelse – fx gigt, osteoporose, muskel- og knogleskader samt generel nedsat mobilitet.


Vaskeanvisning

Zibo EasyTurn kan vaskes ved 85 grader og kan tørretumbles. Undgå vask sammen med andre hårde materialer fx lynlåse.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.

Zibo EasyTurn

Glide- og trækklagen med lavfriktions-glideflade



Glide-fri zoner

Med 10-15 cm glide-fri bomulds-sikkerhedszone ved kanterne af sengen, sidder man sikkert på sengekanten.

Friktionsnedsættende midtersektion

Zibo EasyTurn glidelagenet har en friktionsnedsættende midtersektion, som udelukkende er glat i tværgående retning, så brugeren ikke glider ned i sengen ved gærdeløft.

Sænket syninger

Sømmene på EasyTurn-lagenerne er fine sammenføjninger af materialerne. Syningerne er sænket og med dobbeltvending for at skåne den sart hud.

Tekniske data

Zibo EasyTurn fås i flere udgaver:

FOOT - 85x200 cm

Område med satin: **70x75 cm**
HMI nr.: 135189
Varenr.: ZETF70075

MAXI - 85x200 cm

Område med satin: **70x200 cm**
HMI nr.: 130823
Varenr.: ZET70200

MIDI - 85x200 cm

Område med satin: **70x150 cm**
HMI nr.: 130826
Varenr.: ZET70150

MINI - 85x200 cm

Område med satin: **70x110 cm**
HMI nr.: 130830
Varenr.: ZET70110

Trækklagen 4D - 140x200 cm

HMI nr.: 130837
Varenr.: ZETT4DHT

Brugervægt: 0-150 kg

Kan hægtes på personløftere: Nej

Brandtest: SS 876 00

Materiale: Glideparti: 100 % polyester
Sideparti: 35 % polyester, 65 % bomuld

Rengøring: Zibo EasyTurn kan vaskes ved 85 grader og tørretumbles ved svag varme

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.