

# Rumba Behandlingsstol



Stolen er udviklet som et alternativ til sengen, på baggrund af et samarbejde med Kolding sygehus, og giver optimale betingelser for hurtig mobilisering af ambulante og dagkirurgiske patienter og forbedrer sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

Patienter får god komfort og øget selvhjulpethed, samtidig med at personalet får bedre arbejdsmiljø og hospitalets drift forbedres.

Patienten kan selv ændre stolens indstillinger via en fjernbetjening og behøver derfor ikke at få hjælp fra sundhedspersonalet for at ændre siddestilling.

Personalets arbejdsmiljø højnes, da stolens højde kan indstilles elektrisk og personalet derved både kan arbejde siddende eller stående uden at gå på kompromis med deres arbejdsstilling.

Stolens udseende skaber et mere hjemligt miljø, der støtter den op-ad-gående-patient og fungerer derfor som et medvirkende aspekt til at få patienten hurtigere udskrevet.

Udstigningshjælp assisterer patienten i at rejse og sætte sig på en skånsom måde, uden at skulle tilkalde personalet.

Stolen giver patienten optimal komfort henover mange timer, da siddeenheden er opbygget med samme siddestillingsteknologi som ved el-kørestole, hvor brugeren sidder komfortabelt hele dagen.

Stolen kan nemt flyttes rundt på afdelingen uden at skulle tilkalde en portør, da den har 100 mm letkørlige hjul og er nem at håndtere.

Centralbremse på baghjulene og klikbremse på forhjulene sikrer en stabil stol, når man rejser sig op og sætter sig ned.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
5387211	VELA Rumba Behandlingsstol	127728

# Rumba Behandlingsstol

Er designet så den lever op til de hygiejne- og desinficeringskrav, der er i sundhedssektoren.

For optimal hygiejne er alle stolens overflader – også træoverflader – rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere.

Antallet af syninger er minimeret og der er kantbånd på eventuelle overgange mellem polstrede og hårde overflader samt ved armlæen og ryglæen. Dette for at der ikke kommer snavs i samlinger og rengøring lettes.

Alle dele på stolene tåler desinfektion med f.eks. alkohol eller klor ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold.



## Tekniske data:

	Rumba Behandlingsstol
CE-mærket iht.	MDD 93/42/EEC
EMC-test	IEC 60601-1-2
Elektrisk input	100-240V~50/60Hz 2.5-1.2A
Duty cycle	10% maks. 2 min./18 min.
Batteri	Li-ion, 25,2V / 1,8 Ah
Opladningstid (fuldt opladet)	8 timer
Anvendelsestid, batteri* * baseret på brugsmønster i sundhedssektoren	En dags brug*
Lader	Integreret i stol via ledning
Siddehøjde	47-85 cm
Ryglænsindstilling	53 ° bagud
Fodstøtte	40° vinkling
Trendelenburgfunktion	Ja
Udstigningshjælp	Ja
Sæde	52 x 51 cm (B/D)
Ryglæn	45 x 51 cm (B/H)
Nakkestøtte	55 x 35 cm
Nakkestøtte, højdeindstilling	0-14 cm
Armlæns pude	13 x 63 cm
Armlæns højde og -funktion	Fra 3 cm under sædeniveau til 27 cm over sædeniveau
Brugervægt	140 kg
Vægt	91 kg