



# GL5.2

## Mobil personløfter

***– gør det lettere at forflytte, reducerer risikoen for arbejdsskader hos plejepersonalet, og forbedrer komforten og sikkerheden for både plejer og bruger.***

GL5.2 mobile personløftere er de gulvbaserede alternativer til de loftmonterede løftesystemer i Guldmanns produktsortiment.

GL5.2 fås i to forskellige modeller, der har en løftekapacitet på henholdsvis 155 og 205 kg. Begge varianter har elektrisk løfte- og bredderegulering, der gør det let at komme rundt under trange forhold.

### Løft til og fra gulvet

Personløfteren giver mulighed for at løfte direkte fra gulv til en stol eller seng. Det gør GL5.2 til en ideel løsning, hvis der opstår et uforudset løftebehov, hvor der ikke er en loftlift til rådighed.

### Løft til og fra sengen

GL5.2 sikrer effektive løft til og fra sengen. Den kan løfte højt og række langt, og det betyder, at brugeren kan anbringes korrekt midt i sengen eller i en kørestol.

### Tunge løft

Med en løftekapacitet på 205 kg kan GL5.2 også løfte bariatriske patienter.

### Horisontale løft

Med dens avancerede løftehøjde- og rækkeviddedesign er GL5.2 også velegnet til horisontale løft med Guldmanns planløftebøjler og -bårer.



### Egenskaber for GL5.2

- Lav rækkevidde – den kan løfte direkte fra gulvet.
- Høj rækkevidde – den kan uden problemer løfte høje brugere i store sejl.
- Fleksibel – med passende sejltype/tilbehør kan GL5.2 klare alle løfte- og forflytningsbehov.
- Brugervenlig – let at anvende for både høje og lave personer.
- Sikker – GL5.2 er solid, stabil og pålidelig – designet til intensiv brug i professionelle arbejdsmiljøer.
- Visuel indikator, der advarer, hvis personløfteren overbelastes, og batterikapaciteten vises i tre intervaller:
  - Lav 0-25 %
  - Medium 25-50 %
  - Høj 50-100 %
- Afgiver lydssignal ved lav batteristand på ca. 25 %.
- En visuel serviceindikator lyser op, når der skal udføres vedligeholdelse.
- Solide, lydløse og hurtige Linak-aktuatorer.
- Moderne design – kan oplades på selve løfteren eller eksternt, så den kan tilpasses det miljø, den anvendes i.
- Alsidige egenskaber – GL5.2 gør det let at håndtere en lang række løfte- og forflytningssituationer, mens den samtidig er ergonomisk fornuftig og sikker at anvende for både plejer og bruger.

| Time to care |

V. Guldmann A/S  
Tlf. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.dk