

GO with the  
*flow!*

Mere fleksibel  
i **Sagittalplan**

Tilpasset til sko med lavere hælhøjde  
**7 mm**

Let løft i forfoden  
**Mere plads i tåboksen**

Jævn og smidig  
**Passer fint mod indersiden  
i skoen**

- Til aktive brugere med dropfod
- Mindre modstand ved muskelsvaghed
- Større bevægelsesomfang

YPSILON® *flow* 1/2

ToeOFF® *flow* 2 1/2

# Nu introducere vi **FLOW** teknologien

Den erfaring og de fremskridt som Allard har gjort, efter mere en 20 år, indenfor teknik og kompositfremstilling af Ankel-Fod-Ortoser, har skabt en helt ny patenteret recept-løsning i forhold til at møde funktion- og komfortbehovet hos endnu flere brugere.

- ½ hælhøjde
- Mere plads i tåboxen
- Mere fleksibel
- Nyt Koncept
- Nyt patent
- Testet på over 45 patienter
- Jævn underside

ToeOFF<sup>®</sup> flow 2 ½  
YPSILON<sup>®</sup> flow ½

15 mm hælhøjde\*

7 mm hælhøjde

**FLOW** er  
tilpasset sko med  
lavere hælhøjde.


**FLOW** har  
mere fleksibilitet  
i Sagittalplan.

*\*den angivne hælhøjde er et gennemsnit, varierende imellem størrelserne..*

Fodsåleens underside på FLOW er mere jævn, tyndere og mere smidig, så den bedre passer til sålen i skoen.



ToeOFF® 2.0



**FLOW** har et lavere tåløft, som giver mere plads i tåboksen.



# ToeOFF<sup>®</sup> flow 2 ½

## YPSILON<sup>®</sup> flow ½



### Cifferforklaring.

**2** indikerer samme vingeform som på ToeOFF<sup>®</sup> 2.0.

**½** indikerer "halv" hæløjde

Alle eksisterende produkter findes naturligvis stadigvæk i sortimentet.

ToeOFF<sup>®</sup>FLOW 2½ og YPSILON<sup>®</sup>FLOW ½ giver dig yderlig en mulighed for at finde nøjagtig den rigtige funktionelle løsning til hver enkelt brugers behov

- Optimal bevægelsesomfang i Sagittalplan
- Lavere hæløjde, kun 7 mm
- Lavere kurvatur på fodpladen
- Mere plads i tåboxen
- Jævn og smidig mod indersiden af skoen
- Blød overgang gennem hele gangcyklussen
- Giver et større bevægelsesomfang
- Til den aktive bruger

Tailor Product Selection to Specific Patient Needs				
	FLOW		STEADY	
	Ypsilon <sup>®</sup> FLOW	ToeOFF <sup>®</sup> FLOW	ToeOFF <sup>®</sup>	BlueROCKER <sup>®</sup>
Allows Range Of Motion	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●○○○○
M-L Stability	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
A-P Stability	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
Dorsiflexion Assist	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
Spasticity Control	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
Proximal Control	●●○○○	●●●○○	●●●●○	●●●●●