

# Q700 M HD

El-kørestol for personer med  
brugervægt op til 250 kg



El-kørestol med centerstyring.  
Udviklet til brugere med stor  
kropstørrelse og/eller høj  
brugervægt



Q700 M HD

# Q700 M HD

El-kørestol til personer med stor kropstørrelse og/eller høj brugervægt.



## UNIK SIDDEKOMFORT OG GODE JUSTERINGSMULIGHEDER

- SEDEO PRO siddesystem sikrer optimal stabilitet og komfort i siddende stilling.
- Hurtige og alsidige tilpasningsmuligheder.
- Enkel betjening og god køreergonomi for bruger og ledsager.
- Smal og smidig base med enkel manøvrering.
- Komplet tilbehørsprogram.
- Enklere service og vedligeholdelse med blandt andet simple batteriskift og lys placeret, så de er beskyttet mod skader.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER Q700 M HD

|                              |               |                           |                |
|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>Totallængde</b>           | Fra 107 cm    | <b>Maks. kantklatring</b> | 7,5 cm         |
| <b>Totalbredde</b>           | Fra 62 cm     | <b>Venderadius fra</b>    | 56-63 cm       |
| <b>Sædebredde</b>            | 50-66 cm      | <b>Drivhjul</b>           | 14"            |
| <b>Sædedybde</b>             | 46-56 cm      | <b>Svinghjul</b>          | 6"             |
| <b>Sædehøjde u/pude</b>      | 42-79 cm      | <b>Totalvægt</b>          | Fra 145 kg     |
| <b>Sædehøjde m/pude</b>      | 54-90 cm      | <b>Maks. brugervægt</b>   | 250 kg         |
| <b>Ryghøjde</b>              | 50-62 cm      | <b>Maks. hastighed</b>    | 6 & 8 km/t     |
| <b>Rygvinkel</b>             | Man. 90°-130° | <b>Maks. rækkevidde</b>   | 25 km          |
| <b>Tilt</b>                  | 0°-50°        | <b>Lys og indikatorer</b> | Ja             |
| <b>Benstøttevinkling</b>     | Elektrisk     | <b>Batteri</b>            | 60 eller 80 Ah |
| <b>Maks. sikker hældning</b> | 7,5°          | <b>Batterioplader</b>     | Impulse IP65   |

\*) Følgende forhold vil have en negativ indvirkning på kilometertal: Batteristørrelse, forhindringer, ujævnt terræn, brug af stolen på skrånninger, temperaturer under nul grader, samt hyppig brug af elektriske sædefunktioner.

## ET LILLE UDPLUK AF LØSNINGER OG TILBEHØR



**LEDSAGERSTYRING:** Q700 M HD har god køreergonomi for ledsager. Vælg mellem flere ledsagerstyringer til forskellige anvendelsesområder og behov.



**OMGIVELSESKONTROL** Styr dine omgivelser såsom mobiltelefon, dørtelefon, pc, lyd anlæg, TV eller andet udstyr ved hjælp af bluetooth eller IR direkte fra joysticket eller kontaktpanelet på stolen.



**DIREKTE KONTAKTPANEL TIL SIDDEFUNKTIONER** giver mulighed for at ændre siddestilling, mens du kører. For eksempel hvis sædet skal tiltes under kørsel på skrånende terræn.



**SPECIALSTYRINGER:** Stort udvalg af styringer til finger, hånd, arm, fod, hoved, hage og mund, som nemt kan monteres på stolen.



*Billedet viser JAY Balance Cushion DC Fluid som er velegnet til brug i el-kørestole.*

**JAY** puder bidrager til stabilitet og positionering, når du sidder. Ønsker du at bruge JAY puder, kan Q700 M HD udstyres med et fladt sæde.



**WHITMYER:** Komplet og anerkendt sortiment af hovedstøtter til positionering og støtte af nakke og hovede.



**KINETIC BALANCE:** positionering af produkter med unikke egenskaber. Brugervenligt design.

# SEDEO PRO SIDDESYSYSTEM

God sidde- og kørekomfort både inde, ude og i bilen.



## STABILITET OG KOMFORT TIL DEM, SOM SIDDER MEGET

- Med SEDEO PRO er det enkelt at opnå rigtig støtte i siddesystemet for en tryk, god og kontrolleret sidde- og kørestilling.
- Siddesystemets tilt og rygvinkeljustering giver mulighed for en god hvilestilling, hvor personen kan læne sig godt tilbage og få fuldt stræk i benene. Selv i hvilestilling giver armlænene god og behagelig støtte.



## SIMPEL JUSTERING

- Med SEDEO PRO siddesystemet er det kort vej til en god sidde- og kørestilling. De fleste indstillinger foretages ved hjælp af ét værktøj - en fem millimeter unbrakonøgle - og kan udføres med brugeren, siddende i stolen.



### RYG

Sedeo pro ryggen er fleksibel og kan justeres efter forskellige behov. Sidestøtterne kan justeres individuelt og kan også justeres for asymmetri. Ryggen har velcrostrøpper til tilpasning til forskellige krumninger. Ryggens design og sidestabiliteten kan justeres mens brugeren sidder i stolen. Hvis behovene ændrer sig, er det nemt at tilpasse ryggen. Hvis standard rygpuden i SEDEO PRO-serien ikke passer, kan du vælge mellem rygpuder med forskellige designs.



### SIDDEPUDER

SEDEO PRO siddepuder har en anatomisk form, der giver stabilitet til siddestillingen gennem god støtte til sæde og lår. Formen samt materialeanvendelsen sikrer gode tryksårforebyggende egenskaber. Hvis du ikke kan finde den rigtige pude i vores udvalg af SEDEO PRO siddepuder, kan kørestolen leveres med fladt sæde til brug med andre siddepuder



### NAKKESTØTTE

Nakkestøtten giver støtte og stabilitet til hovedet. Det bløde, aftagelige betræk giver ekstra komfort. SEDEO PRO nakkestøtter fås i to forskellige designs/størrelser.



**ARMLÆN** Armlænene giver god støtte til armene i alle positioner, også når ryggen er tilbagelænet. Armlænene kan justeres i højde, vinkel og bredde for optimal aflastning af armene. Armlænsbolstringen kan justeres i dybden. Armlænene kan klappes op for nemmere forflytninger og fx adgang til borde. Standard armlænsbolstringen har en beskyttende kant, der beskytter bolstringen mod beskadigelse. Andre armlænsbolstringer med forskellige designs fås som tilbehør.



**BENSTØTTER** Vælg manuel eller elektrisk justering af benstøttevinkel. SEDEO PRO benstøtterne er længdekompenenserende og sikrer god støtte til ben i alle positioner.



# IMPROVING PEOPLE'S LIVES<sup>®</sup>

Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Sunrise Medical forbeholder sig retten til eventuelle trykfejl, og at produkter og detaljer vist på billeder kan være udgået, ændret eller afvige i farve eller udseende. Kontakt Sunrise Medical, hvis du har spørgsmål. Hvis du er svagtseende, kan denne brochure ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.dk](http://www.SunriseMedical.dk).

Sunrise Medical ApS  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
+45 70 22 43 49  
[info@sunrisemedical.dk](mailto:info@sunrisemedical.dk)  
[www.sunrisemedical.dk](http://www.sunrisemedical.dk)