

MagniLink Vision Basic FHD



Nem at anvende

MagniLink Vision Basic FHD er et letanvendeligt læsekamera, der tilbyder brugere med nedsat syn alle de nødvendige funktioner. Simpelthen et moderne og fleksibelt læsekamera, der er både ergonomisk og brugervenligt.

Plug and play

Tilslut dit MagniLink Vision Basic FHD til et stik, start produktet og du er klar til at tage dit læsekamera i brug!

Enkelt for alle

MagniLink Vision Basic FHD er utroligt nem at bruge, hvilket gør den meget populær også blandt ældre brugere.

Læsekameraet har taktile betjeningsknapper, som er betjeningsvenligt placeret direkte under skærmen. Du kan vælge imellem et kontrolpanel med tre drejknapper eller et med fem trykknapper. Skærmen er 24" i størrelse og den kan justeres i højden, samtidig med at den kan vippes.

Stabil læseplade

MagniLink Vision Basic FHD er udstyret med et læsebord af høj kvalitet, som har friktionsbremser i X- og Y-retningen.

Bremserne kan bruges til større modstand, når læsebordet flyttes sideværts og/eller i dybden. De kan også bruges til at låse læsebordet under transport.

Billedkvalitet og design

Læsekameraet har et flimmerfrit og stabilt billede med høj kontrast og klare farver. MagniLink Vision Basic FHD er ergonomisk designet for maksimal brugervenlighed og har en skærm med et slankt design for et moderne udtryk.

Funktioner og fordele

- Høj kvalitet og god service samt 3 års garanti.
- Brugervenligt kontrolpanel med logiske og taktile drejknapper eller trykknapper.
- Skærm i widescreen-format med høj kontrast og lysstyrke.
- Stabil og robust læseplade.
- Høj billedkvalitet (FHD) med stabil, flimmerfrit billede.
- Moderne LED-belysning for jævnt lysniveau over hele læsebordet.
- God ergonomi.



Panel med tre drejknapper



Panel med fem trykknapper





Lyt og læs på samme tid

Der er også en version af MagniLink Vision Basic med TTS, hvor du får det bedste fra begge verdener – et læsekamera af høj kvalitet og en læsemaskine i samme produkt. Systemet er udstyret med en indbygget højttaler og software til en talefunktion, så du kan få læst dine tekster op. Dette fører til øget læsehastighed, udholdenhed og en mere afslappet læsning. Den talte tekst synkroniseres med teksten på skærmen. Du vælger selv, hvordan du vil have teksten præsenteret, fx ord for ord eller linje for linje.

Let at bruge

For at lave OCR en tekst og få den læst højt, brug den medfølgende eksterne controller – tryk blot på den orange knap og teksten bliver konverteret til tale!

TTS-muligheden kan ikke vælges efterfølgende, men skal bestilles på købstidspunktet, da højttaleren er fabriksinstalleret.



Teknisk specifikation

Model	MagniLink Vision Basic FHD 24"
Forstørrelse	2,0-70x
Vægt	12,5 kg
Højde	53 - 63 cm*
Dybde	47 cm
Fod, bredde	42,5 cm
Skærmdimensioner	54 x 32 cm (BxH)
Dimensions læseplade	42,5 x 40 cm (BxD)

*Varierer afhængig af højdeindstilling



Kontrolpanelet er meget enkelt at bruge med logiske og taktile knapper.

MagniLink Vision Basic FHD

LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens førende producenter af hjælpemidler til personer med nedsat syn, og vores mission er at gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.



LVI Danmark ApS

Hørkær 24, st. tv.
2730 Herlev, DANMARK
Tel: +46 (0)57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk
WWW.LVI.DK



LVI Low Vision International

Verkstads-gatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE