

Sådan skal
badning føles




EFFEKTIV OG SIKKER BADNING PÅ ALLE MOBILITETSNIVEAUER

Symbliss[®] badesystem

Badning bør være en af livets enkleste glæder

For en plejemodtager kan badning være en af de store ægte fornøjelser. Ud over de indlysende hygiejnefordele er den fulde kropsnedsænkning og sanselige oplevelse af afslapning og varme, når man nyder et bad, uovertruffen.



Men badning er ikke uden udfordringer

Den tid, det tager at bade en plejemodtager, kan være meget krævende for plejepersonalets ressourcer. **Komplekse arbejdsgange i forbindelse med badning** kompliceres af **risikoen for skader** på både plejepersonalet og plejemodtageren. Det kræver ofte træning med specialudstyr. Og det er ikke altid vellidt af plejemodtageren på grund af kognitive bekymringer og bekymringer om værdigheden.

FAKTA

Færre medarbejdere til at pleje flere og flere ikke-selvhjulpne plejemodtagere

Aldersgruppen 80+ er den hurtigst voksende. Og manglen på plejepersonale inden for langtidspleje har aldrig været så stor.¹

Antallet af mennesker, der lever med demens, vil kun stige

Mere end 60 % af mennesker i langtidspleje lever med demens. Dette forventes at stige i løbet af det næste årti.^{2,3}

Faciliteter til langtidspleje er under stigende pres for at forbedre plejekvaliteten

Tidspres forringer plejepersonalets evne til at levere individuel pleje, hvilket kan bidrage yderligere til kognitiv forringelse.

KOMPLEKS ARBEJDSGANG

Plejemodtagere har **forskellige fysiske og kognitive** behov

Forflytnings-
intensiv og
fysisk krævende

Badning i sengen
opfattes som **hurtigere**

Forstyrrende
friktionsmomenter

Plejepersonalet
har **forskellige**
kompetence-
niveauer

MED ET RISIKONIVEAU

Risiko for **skader**
på **plejepersonalet**

Risiko for, at
plejemodtageren
glider under
badning

Risiko for
infektion

Risiko for **aggression**
fra plejemodtageren

Symbliss® badesystem



Effektiv

**badning af
plejemodtagere på
alle mobilitetsniveauer**

Symbliss®-systemet, herunder badekar og bade stol, muliggør problemfrie arbejdsgange.

Den alsidige bade stol kan bruges til transport til og fra bade værelset samt under baderutinen, og under på- og afklædning. Desuden minimerer det den tid, der bruges, og de risici, der er forbundet med flere forflytninger.

Symbliss® er designet til plejemodtagere på alle mobilitetsniveauer og understøtter deres involvering i en række plejeopgaver, og hjælper med at opretholde deres funktionelle mobilitet.

Sikker

**badning for
plejepersonale og
plejemodtagere**

Symbliss® har adskillige sikkerhedsfunktioner og designaspekter, der har vist sig at fremme ergonomiske arbejdsstillinger, reducere fysisk anstrengelse og lette manøvre dygtigheden under bade processen.⁵

Plejepersonalets sikkerhed understøttes yderligere af systemets højdejustering, stolens unikke vippebevægelse og ergonomiske gribe punkter.

Systemets design gør rengøring og desinfektion effektiv, samtidig med at risikoen for krydskontaminering minimeres.

Velvære

**og komfort
for krop og sjæl**

Symbliss®-badekar og -bade stol er designet til at understøtte demenspleje og fremmer værdighed og komfort og kan bidrage til at forbedre produktiviteten ved at reducere friktionsmomenter.

Symbliss® har et spa-lignende design med flere sensoriske muligheder og giver mulighed for en terapeutisk og rolig wellness-pause.

Rutinemæssig badning i badekar har positive virkninger på både den mentale og fysiske sundhed, herunder reduceret stress og angstniveau samt øget blodgennemstrømning.⁴



Jævn og enkel betjening under hele badeprocessen

Symbliss®-badestolen er en alsidig lift, der kan bruges til plejemodtagere på alle mobilitetsniveauer. Den er designet til problemfri integration med forflytningsenheder, hvilket reducerer risikoen for skader og forbedrer effektiviteten.

Sådan skal badning føles. Fra seng til bad og tilbage igen.



KLARGØRING

Adgang og klargøring

FORFLYTNING

Fra soveværelse til badeværelse

FORFLYTNING

Afklædning og toiletbesøg

FORFLYTNING

Nedsænkning i badekarret

I BADEKARRET

Vask

I BADEKARRET

Velvære

FORFLYTNING

Udstigning af badet

FORFLYTNING

Tør og klæd på

FORFLYTNING

Ud af badeværelset til seng eller aktiviteter

RENGØRING OG DESINFEKTION

Rengøring og desinfektion af produktet

Dokumenteret ergonomisk sikkerhed og nem manøvrering for et enkelt medlem af plejepersonalet⁵

I en uafhængig laboratorieundersøgelse, der evaluerede plejepersonalets arbejdsstilling under badeprocessen, blev det påvist, at Symbliss®-badekar og -badestol muliggør en god arbejdsstilling under hele badecykklussen.

I gennemsnit brugte plejepersonalet kun 4,2 sekunder i en fremadbøjet stilling (>30°) - langt under den internationale standard på 60 sekunder.^{5,6}

Desuden viste Symbliss®-badestolen sig at være nem og sikker at manøvrere i overensstemmelse med internationale retningslinjer.^{5,6}



Muliggør gode arbejdsstillinger⁶ og optimeret adgang til vask

Symbliss®-systemets højdejusterbarhed, elektriske vippestolsbevægelse og endetilkoblingsdesign fremmer korrekte arbejdsstillinger for plejepersonalet.

For plejemodtagere giver den tilbagelænedes stilling – i kombination med det fuldt støttende ryglæn og sæde – mulighed for sikker siddestilling og minimerer glidning eller vækflyden under badning.

Benstøtten understøtter en jævn forflytning over badekarrets kant, og Droplet®-badets design gør det nemt at komme til plejemodtagerens overkrop.



Enkel og effektiv infektionsforebyggelse

Alle elementer i Symbliss®-systemet, herunder valget af materialer, er designet til at sikre infektionsforebyggelse med henblik på sikker badning i varmt vand.

Badestolens fuldstøbte polyuretansæde, aftagelige dele, aftøringsvenligt tilbehør og ikke-porøse overflader minimerer risikoen for bakterievækst og er nemme at holde rene.

Det integrerede desinfektionssystem forenkler processen og eliminerer menneskelige fejl ved at sikre korrekt fortynding og kontakttid for desinfektionsmidlet.

Badekarret kan også udstyres med forebyggende vandstyringsfunktioner, der kan minimere mikrobiel vækst.

Designet med tanke på plejemodtagere med demens

Symbliss® er ikke kun designet til at opfylde alle plejemodtageres funktionelle mobilitetsbehov, men også med demens og værdighed i tankerne.

Alle aspekter af systemet – fra badekarrets hjemlige udseende til stolens komfort og følelse af tryghed – bidrager til at minimere potentielle friktionsmomenter og gøre hele badeoplevelsen mere behagelig, effektiv og sikker.


Der er lagt særlig vægt på at sikre, at øjenkontakt mellem plejepersonalet og plejemodtageren kan opretholdes gennem hele arbejdsgangen, da en-til-en-kommunikation under badning har vist sig at reducere stress hos plejemodtagere, der lever med demens.⁷



Symbliss®-badekar og -badestol har fået den højeste klasse 1A-vurdering som et demensvenligt produkt fra DSDC*

Symbliss®-badestolen vipper omkring plejemodtagerens tyngdepunkt for at:

- hjælpe med at reducere ubehag eller desorientering
- reducere risikoen for hudfriktion og shear
- give ekstra støtte til plejemodtagere, der mangler overkropsstabilitet og hovedkontrol



Multisensorisk, varmtvandsbadning bidrager til sundere resultater

Afslappende badeoplevelser kan forbedre den mentale og fysiske sundhed på forskellige måder. F.eks. hjælper total nedsænkning i varmt vand med at fremme afslapning, lindre muskelspændinger og tilskynde til bevægelse, hvilket hjælper plejemedtagerne med at opretholde deres eksisterende mobilitet. ^{8,9,10}

Symbliss® muliggør nedsænkning af hele kroppen, og systemets QuietConcept™ holder udstyrstøj på et minimum, hvilket hjælper med at reducere agitation og angst for plejemedtager, især dem, der lever med demens eller andre kognitive handicap.¹¹

Symbliss®-badesystemet har multisensoriske funktioner, der forbedrer disse fordele og stimulerer sanserne via lugt, lyd, lys og berøring.

- Justerbar, stille hydromassage
- Integrerede spa-musikspor og adgang til plejemedtagerens musikvalg via Bluetooth®
- Undervandsbelysning med et udvalg af beroligende farver eller mønstre
- Ambientebelysning for et hyggeligt, behageligt og samtidig sikkert arbejdsmiljø
- En eller to dråber aromaolie kan tilsættes badevandet

Når både plejemedtageren og plejepersonalet føler sig godt tilpas, kan badet være dagens højdepunkt og noget at se frem til

Vores assisterede hygiejne- og velværeløsninger



Brusebadssystemer



Badekar



Badelifte



Comfort-sortiment



Shower panels



Væsker

Personcentreret hygiejne

Støtter krop og sind med værdige, effektive og sikre hygiejneoplevelser

Referencer

1. Alzheimer's Society, https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/pdf/factsheet_risk_factors_for_dementia.pdf
2. OLTC, <https://www.oltca.com/OLTCA/Documents/Reports/TILTC2019web.pdf>
3. World Alzheimer Report 2015, dementia prevalence >60% in LTC facility
4. Goto Y, Hayasaka S, Kurihar S et al. Physical and Mental Effects of Bathing: A Randomized Intervention Study. EvidBased Complement AlternatMed. 2018 (publiceret online).
5. Knibbe JJ, Knibbe NE, 2022. A systematic evaluation of a new bathing product.
6. ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — Manual Handling of People in the Healthcare Sector, 2012.
7. Hallström K, Wiese N. (2015) Improving Quality of Care and Workflow by Optimising the Working Conditions. A Case Study from a Danish Nursing Home. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015
8. Alzheimer's Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer's Disease International; 2018.
9. Staczowski JM, Langridge J, Oatway J, Wilson C (2018). Effect of a spa bath on patient symptoms in an acute palliative care setting: a pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice. Accepteret manuskript
10. Knibbe JJ, Knibbe NE, Heitink DEBL (2016) Evaluating different methods of showering and washing patients: assessing ergonomic, time, and quality aspects. American Journal of Safe Patient Handling. Vol 6, Number 2, 49-64
11. Sung HC, Chang AM. Use of preferred music to decrease agitated behaviours in older people with dementia: a review of the literature. J Clin Nurs. 2005 Oct;14(9):1133-40.

* Dementia Services Development Centre University of Stirling, U.K. 2018-246 ARJO Symbliss® System. Revision: 2

Dementia Services Development Centre på University of Stirling har påtaget sig at evaluere dette produkt og har vurderet udformningen i forhold til demensdesignprincipper samt produktets anvendelighed i et demensinkluderende miljø. For at gøre identifikationen nemmere er produktets anvendelighed klassificeret ved hjælp af et nummer med tilhørende forklaring inden for de angivne vurderinger. Logoet med teksten DSDC Accredited Product tildeles ud fra det enkelte produkts egenskaber og farvepalet. Denne akkreditering omhandler ikke fremstillingen af eller den endelige anvendelse af produktet. Der er gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at vurderingerne afspejler produktets anvendelighed og tilsigtede anvendelse på tidspunktet for trykning, og DSDC kan derfor ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af det endelige produkt, dets ydeevne eller grænsefladen til andre produkter eller overflader. For at et miljø kan anses som værende 'demensinkluderende' eller 'demensvenligt', skal der omhyggeligt tages hensyn til specifikationerne for tilgrænsende overflader, deres ydeevnespecifikation (eksempelvis lysrefleksionsværdi), slipmodstand og mønsteranvendelse) samt deres anvendelighed i forhold til tilsigtet anvendelse.

© Arjo, 2025

Hos Arjo tror vi på, at bedre bevægelsesmuligheder i plejemiljøerne er afgørende for kvalitetspleje. Vores produkter og løsninger er designet til at fremme en sikker og værdig oplevelse gennem håndtering af plejemodtagere, hospitalssenge, personlig hygiejne, desinfektion, diagnostik og forebyggelse af tryksår og venøs tromboemboli. Med over 6.500 medarbejdere på verdensplan og 65 års erfaring med at hjælpe plejemodtagere og sundhedspersonale arbejder vi engageret for sunde resultater for mennesker, der står over for mobilitetsudfordringer.

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Danmark A/S • Industriparken 21A • 2. sal • 2750 Ballerup • Denmark • +45 4913 8486

www.arjo.com