



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Lasal lejringspuder

Hjælpemidler, der gør en forskel...



Lasal Trekantpude
Lasal Nakkepude
Lasal T-pude
Lasal Halvmånepude



- Til lejrning med farver
- Gør det nemt at lejre sideliggende
- Giver sansestimuli
- Unik tilpasningsevne.

Bruges til

- Neurologisk skadede brugere
- Brugere i palliative forløb
- Immobiler brugere
- Smertepatienter



Scan koden og hent
brugsanvisningen.

Lasal lejringspuder

Flere funktioner i én og samme pude

Lasal lejringspuder er det rigtige valg, når det drejer sig om positionering af brugere med hjerneskader, neurologisk skadede brugere eller brugere med behov for støtte og stabilisering.

En optimal lejrning er med til at mindske kontrakturdannelse, forebygge tryksår og mindske spasticitet. Lasal lejringspuder er velegnede til lejrning, da puderne har en unik tilpasningsevne efter kroppens og underlagets facon.

Formbare og reflekterer kropsvarmen

Lasal lejringspuder er formbare og tilpasser sig kropsholdningen. Puderne støtter, stabiliserer og fås i flere former og størrelser, der giver mange variationsmuligheder.

Puderne reflekterer kropsvarmen, hvilket virker stimulerende på muskler og kredsløb.

Puderne er lette at tilpasse til den ønskede positionering og har desuden et yderbetræk i bomuld, der er delt op i farvekoder som en hjælp til lejrningen.

Anvendelig til mange patientgrupper

Puderne er velegnede til lejrning af neurologisk skadede, brugere i palliative forløb, immobile brugere og smertepatienter hvor få og selv små bevægelser vil udløse smerter. Puderne kan også bruges til kropsafgrænsning og forøget kropsbevidsthed.

Eksempler på lejrning

T-puden anvendes som abduktionspude mellem benene eller som generel støtte til underbenene. T-puden bruges ved mavelejrning, hvor den løfter brugeren op i en tilpas højde fra underlaget. Det giver bevægelsesfrihed i skuldrene og behagelig lejrning.

Beroligende effekt

For brugeren giver det at være lejret med lejringspuder en oplevelse af komfort, tryghed og støtte uden at være fastlåst.

For plejepersonalet er lejringspuderne et nemt og anvendeligt redskab, fordi det er let at ændre på lejrningen.

Når puderne er placeret tæt omkring brugeren giver den en fornemmelse af afgrænsning, hvilket virker beroligende.

Konstruktion

Lasal lejringspuder er fremstillet af materialer, der skaber god lejrning og trykfordeling. Materialets sammensætning giver både taktile og proprioceptive input.

Puderne er lufttætte og fyldt med små perler, hvilket sikrer, at lejrningen holdes, og puderne ikke ændrer facon.

Yderbetrækket er 100 % Öko-Tex certificeret bomuld.

Cobi deltager gerne i konkrete afprøvninger med brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller 70 25 25 22.



Lasal lejringspuder

Specifikationer

Lasal lejringspuder	
Kuglemateriale	Ekspanderet polystyren. Flammehæmmet
Inderpude	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
Yderbetræk	100 % Öko-Tex bomuld. Ej flammehæmmet.
Rengøring	Bomuldsbetrækket er vaskbart. Betrækket er anti-bakterielt behandlet. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 09 07 06 - 02
CE	93/42/EEC 1993

Bruges til

- Neurologisk skadede brugere
- Brugere i palliative forløb
- Immobiler brugere
- Smertepatienter.

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Farve på yderbetræk	Varenummer	HMI	Tilbehør	Tilbehør
							inkontinensbetræk	bomuldsbetræk
							Varenummer	Varenummer
T-pude, XL	98 / 23	1 / 29	11	Blå	0305-6001-000	27886	0305-6001-010	0305-601-020
T-pude, M	63 / 22	40 / 19,5	7	Grøn	0305-6021-000	27884	0305-6021-010	0305-6021-020
T-pude, S	56,5 / 17,5	37 / 15	7	Rød	0305-6031-000	27883	0305-6031-010	0305-6031-020
Trekantpude, M	66	20	17,5	Gul	0305-211-000	27869	-	0305-231-020
Halvmånepude	79	33	7	Grøn	0305-801-000	27872	0305-801-010	0305-801-020
Halvmånepude, tyk	86	40	7	Marine	0305-811-000	27871	0305-811-010	0305-811-020
Nakkepude, voksen	24	21	7	Marine	0305-311-000	65004	0305-311-010	0305-311-020
Nakkepude, barn	23	16	5	Grøn	0503-321-000	69983	-	0503-321-020

Lasal lejringspuder

T-pude

T-puden bruges som abduktionspude mellem benene eller som generel støtte til underbenene.

T-puden bruges også til mavelejring, hvor puden løfter personen op i en tilpas højde fra underlaget, hvilket øger bevægelsesfriheden.

Trekantpude

Trekantpuden er en forholdsvis fast pude, der bruges som stabilisator langs kroppen i siddende eller liggende stilling eller som fyld i sengen.

Afhængigt af størrelsen kan Trekantpuden også bruges som støtte under knæene, langs underbenene eller under fødderne.

Halvmånepude

Halvmånepuden bruges som støtte under arm og hånd eller i svangen i både siddende og liggende stilling.

Halvmånepuden bruges også som trykafastning mellem knæ og fødder.

Nakkepude

Nakkepuden sidder tæt ind til halsen hele vejen rundt. Den støtter og stabiliserer hoved- og nakke-region i halvt siddende stilling.

Puden er formbar, og fyldet kan hen, hvor der er mest behov for det. Betrækket kan bestilles med lukning med gribeband for helt tæt lukning mod halsen.



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
cobirehab.com