

Velkommen til...

MAGic

Forstørrelse til PC

Præsentation og
installationsvejledning



Indholdsfortegnelse

<i>Opstart.</i>	<i>4</i>
<i>Prøv.</i>	<i>6</i>
<i>Se.</i>	<i>8</i>
<i>Oplev.</i>	<i>10</i>

God fornøjelse med forstørrelses
programmet MAGic fra Freedom Scientific.

Dansk oversættelse af Instrulog A/S.

Denne vejledning findes også digitalt - se
venligst vores hjemmeside under
produkter og MAGic eller find vejledningen
på dit installationsmedie.

Opstart.

Med installations CD'en i hånden er du klar til at installere din MAGic version. Installerer du MAGic uden en licenskode vil programmet køre i demo-version. Det betyder at du efter 40 minutter er nødt til at genstarte din PC for at prøve programmet igen.

Aktivering af programmet kræver kun en aktiveringskode.

Indsæt installations CD'en i dit PC drev og start herefter installationen.
Følg vejledningen på skærmen.

Prøv.

Du har nu installeret MAGic på din PC.

MAGic vinduet består af knapper og faner. For at tilpasse programmet skal du vælge den specifikke forbedring og aktivere den.

Det runde MAGic ikon giver dig flere program-indstillinger. Det store MAGic ikon aktivere og deaktivere alle dine MAGic kontrast indstillinger på en gang.

De tre faner, Visuel, Tale og Værktøjer definerer de forskellige emner du kan arbejde med.

Se.

MAGic er et fleksibelt og fantastisk forstørrelses program til din PC. Du får et væld af unikke fordele ved at benytte MAGic. Du kan blandt andet benytte Explorer og Firefox som browsere. Benytter din arbejdsplads en CITRIX løsning er MAGic svaret. Og har du brug for at arbejde med flere skærme? MAGic supportere Dual monitor - altså to skærme til én PC.

Gem forskellige temaer med forskellige farve-indstillinger til skærm, mus og markør til undervisning eller til brug ved forskellige tidspunkter af dagen.

Du bliver mødt af et moderne program hvor det ikke nødvendigvis kræver en masse indlæring. Efter installationen er du kørende.

Oplev.

Alt bliver let tilgængeligt uden et behov for en masse indstillinger. Så snart MAGic er startet kan du besøge hjemmesider, bruge Word til dine dokumenter og arbejde med din PC.

Du får en oplevelse i høj opløsning, selv med forskellige fonte og ved stor forstørrelse. Hele 46 forstørrelses trin fordelt på 36x forstørrelse.

Det er nemt at bruge MAGic.
Med MAGic tastaturet er det endnu lettere!

Kontakt os hvis du har brug for hjælp eller
ønsker at bestille MAGic.

Instrulog A/S - Bjerringbrovej 116 - DK-2610 Rødovre

Telefon: 44 97 94 77

E-mail: info@instrulog.dk

Web: www.instrulog.dk

