


easy+

another Arion brand

Easy+ - the slide solution

Løsningen til på- og aftagning af kompressionstrømper og tights med både åben og lukket tå.



Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og tights, samt kompressionsærmer en slidsom og møjsommelig proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for både patienter og plejere.

I flere lande i Europa er på- og aftagning af kompressionsstrømper listet som den tredje største kilde til belastningsskader for plejepersonale. Følgende guideline er udstukket for området på europæisk plan:

“Løft eller træk aldrig mere end 15 kg i en gunstig arbejdsposition, eller mere end 5 kilo i en ugunstig arbejdsposition”.

Reelt betyder dette, at et på- og aftagnings hjælpemiddel **altid bør anvendes** til kompressionsstrømper med en kompressions klasse 2 eller højere.

Det samme gør sig gældende for patienter, der er i stand til at udføre opgaven selv. Den fysiske belastning det medfører er et stadig stigende problem. Dette har en direkte indvirkning på om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning

Easy + er specielt designet til at løse alle udfordringer omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper. De to Easy + produkter (Easy on og Easy off) er specielt fremstillet i et meget glat materiale, der har fået en speciel overfladebehandling. Materialet og dobbeltlagsfunktionen sikrer et ultra glat slutprodukt, som nedsætter friktionen ved på- og aftagning væsentligt.

Den nedsatte reduktion ved brug af Easy+ medfører, at den fysiske belastning for plejepersonale og patienter nedsættes til et minimum. Det nedsætter risikoen for skader væsentligt, og har samtidig en positiv indvirkning på at behandlingen overholdes blandt patienterne. ”. Ydermere giver produktet med klare og simple instruktioner patienterne mulighed for selvstændigt fremover, at påføre og aftage kompressionstrømper.

Målgruppe

Easy + giver en løsning for patienter, der bruger kompression strømper og strømpebukser med åben eller lukket tå.. Takket være Easy + kan strømperne tages på og af med største lethed.

Desuden er Easy + en god løsning til plejepersonale, som har den anstrengende opgave at på- og aftage kompressionsstrømper eller tights på deres patienter.

Easy+ - the slide solution

En løsning på to problemer!

Produkt fordele

- Reducerer fysisk anstrengelse for både plejepersonale og patienter.
- Øger uafhængighed og behandlings effektivitet hos patienter
- Kompressions strømper vil bevare deres kompression og egenskaber længere
- Let at bruge
- Sparer tid og penge
- Lang holdbarhed
- Nem at tage med overalt


Easy+ met Easy-Slide® + Easy-Off®

maat	kleur	schoenmaat
small	lichtblauw	≤34-37
medium	wit	38-41
large	donkerblauw	42-45
x-large	paars	≥46


Easy+ met Easy-Slide-Caran® + Easy-Off®

maat	kleur	cA afmeting
small	lichtblauw	cA = <22 cm
medium	wit	cA = 22-25 cm
large	donkerblauw	cA = >25 cm


cA = omtrek breedste gedeelte voet 



Easy-Slide



Easy-Slide-Caran



Easy-Off