

Exploré 12

Vigtige informationer & Kom godt i gang

Produceret af HumanWare Inc. // Præsenteret af Instrulog A/S.



Indholdsfortegnelse

Vigtig advarsel.....	3
Kom godt i gang.....	4

Stort tillykke med din helt nye Exploré 12.

I denne korte vejledning som består af tekst og illustrationer vil du blive bekendt med et par vigtige forhold og hvordan du hurtigt kommer i gang med at bruge din Exploré 12. Det er let at komme i gang. Alligevel kan det være en rigtig god idé at gennemgå den komplette brugervejledningen for at lære hvad din Exploré 12 kan, og hvordan du udnytter de forskellige funktioner. Den komplette brugervejledning kan du downloade fra vores website www.instrulog.dk. Du er også velkommen til at kontakte os på telefonnummer 44 97 94 77 for at få tilsendt en fysisk udgave.


Rigtig god fornøjelse.

Instrulog A/S

hej@instrulog.dk // 44 97 94 77



Vigtig advarsel




Video udgang // Sørg for at porten forbliver tildækket når den ikke benyttes.

Strømforsyning port // Indikeres med en orange prik samt en taktil markering neden under.

VÆR HELT SIKKER PÅ AT DU TILSLUTTER DET RIGTIGE KABEL TIL DEN RIGTIGE PORT.


Der kan ske betydelig skade på / i enheden hvis dette ikke overholdes.




Benyt kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende kabel til opladning. Overholdes dette ikke kan det resultere i beskadigelse af batteriet, overophedning og potentiel brand.

Exporé 12 uden stander


1



2




3




Exploré 12 med stander


1




2




3



4



5



6

