

Bedre støtte, bedre mobilitet!

WINCARE

Lær, hvordan du effektivt positionerer dine patienter ved at vælge de rette Winncare-puder.

Positioner	Anvendes ved	Puder og positionering				
30° semi-lateral sideleje	Risiko for tryksår i følgende områder: trochanter, sacrum, ankler og den indre rygsøjle	09 eller 10	12 + 07	Scan & se video		
Semi-Fowler	- Risiko for tryksår på alle områder af kroppen, der er i kontakt med madrassen - Risiko for ophobning af slim i bronkierne forårsaget af en øvre luftvejsinfektion - Risiko for reflux	14 + 06 eller 12	11 + 06	Scan & se video		
30° semi-lateral sideleje	- Risiko for tryksår i sakral- eller rygområdet - Risiko for komplikationer ved ventilation, når patienten ligger på maven	09 eller 10				
Måltrettet trykaflastning	Risiko for tryksår på hælene	09 eller 10	11	15	01 eller 02	07 + 06
	Risiko for tryksår på nedre kropsdele	06	08	09 eller 10	11	
	Risiko for tryksår på øvre kropsdele	01 eller 02	08			
Hofte-abduktion	- Korrigerende af forkert positionering af benene - Risiko for, at hoften delvist går af led efter en hofteoperation	17	06 + 04			

Vælg mellem 2 typer teknologier baseret på kliniske behov:


POZ 'IN' FORM **plus**

Til POSITIONERING
Reduceret mobilitet
> COMFORT

CAREWAVE **plus**

Til STØTTE
Reduceret mobilitet til immobil
> CARE

17 forskellige former tilgængelige, afhængigt af patientens behov:



Vælg mellem tre typer betræk, der kombinerer komfort, hygiejne og holdbarhed for at imødekomme kravene i alle plejemiljøer.

Standard betræk

Højdensitets polyurethan
> Nem at rengøre

Comfort betræk

Naturlige cellulosefibre
> Høj komfort og sikkerhed

Hygiene betræk

Polyurethan behandlet med sølv-ioner
Ultralydssvejet
> Sikker og nem løsning til flere patienter

Mere end bare et betræk

Ag+ sølvioner bekæmper udviklingen af mikroorganismer

Ultralydssvejet for at undgå indtrængning af væsker

Memory Touch™ konceptet sikrer en jævn spredning af mikroporlerne i betrækket



Repositionering med et **plus**
+ Tilgængeligt for plejepersonale
+ Effektivt for patienter