

dan-rehab a/s var det første firma til at anvende **HMI-numre** som **bestillingsnumre**. Det letter registreringen og styringen af hjælpemidler i hjælpemiddeldepoterne og sikrer samtidigt, at både kunde og leverandør taler om **NØJAGTIGT** samme produkt.

Hvad angår produkter, som **IKKE** kan forsynes med et **HMI-nr.** (fx tilbehør), har vi hos **dan-rehab a/s** igennem årene udviklet et system, som – **når** man får det forklaret – er ganske indlysende:

Specifikt tilbehør til fx **ERGOTip 4** (HMI-nr. **26723**) begynder med stolens HMI-nummer efterfulgt af tilføjelse:
26723-SB betyder således en **sikkerhedsbøjle** (:-sb) til **HMI-nr. 26723 = ERGOTip 4**)

Specifikt tilbehør til fx **ERGOTip 2** (HMI-nr. **20811**) begynder med stolens HMI-nummer efterfulgt af en tilføjelse:
20811-SB betyder således en **sikkerhedsbøjle** (:-sb) til **HMI-nr. 20811 = ERGOTip 2**)

Alment tilbehør (kan anvendes på **FORSKELLIGE** modeller) har et bestillingsnummer **uden** tilknytning til HMI-numre, fx:
01055-S fodhviler, til lav tonus
eller
01112-SP spand, med håndtag.

Nedenstående indeks indeholder vores standard-tilbehør, men skulle De forgæves lede efter et produkt, så kontakt os venligst. De produkter, som ikke umiddelbart er indeholdt i standard-tilbehøret, kan vi sandsynligvis fremstille til Dem !

A lbuestop, til armlæn	side 2
A mputationsstøtte	side 13
A nkelbespændinger	Side 14
A rlæn, skålformet	side 1/2
A rlæn, sideforskudt	side 2
A rlæn, sænket	side 1
A rlænslås	side 6
B enhviler, eleverbar	side 13
B ord, nedfældeligt, til ERGOTip-stole	side 17
E leverbar enhviler	side 13
F od-, ben, lægstøtte, elektrisk indstillelig	side 15/ 16
F odhviler, standard	side 12
F odhviler, til lav tonus	side 14
F odplade, polstret og udelt	side 13
H oftesele	side 7
H årvaskekar	side 9
L ægbånd, til fodhviler	side 12
N akkestøtte, dobbelt indstillelig	Side 8
N akkestøtte, tredobbelt indstillelig	side 9
S idestøtte, polstret	side 11
S idestøtte, PUR	Side 11
S ikkerhedsbøjle	side 10
S pand m. låg	side 7/ 8
S æde m. hul, lille toiletåbning	side 5
S æde m. hul, polstret	side 4
S æde m. hul, PUR	side 3
S æde u. hul, polstret	side 4
S ædelåg, til lukket sædefront	side 3
S ædelåg, til åben sædefront	side 3
S ædepude m. hul	side 5
S ædepude u. hul	side 5


BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Skålarmlæn, til højre arm
Skålarmlæn, til venstre arm


01041-HH
01041-HV

Skålarmlænets bredde er 12 cm – længden 35 cm. Et almindeligt armlæns bredde er 6 cm - længden 36 cm.



Sænket skålarmlæn, højre (indstilleligt i dybden)
Sænket skålarmlæn, venstre (indstilleligt i dybden)
Sænket armlæn, til højre arm (ca.5 cm - eller efter behov)
Sænket armlæn, til venstre arm (ca.5 cm - eller efter behov)

01041-FHH
01041-FHV
01041-FH
01041-FV




BESKRIVELSE

- Sideforskudt armlæn, til højre arm (+ ca. 2.5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)
 Sideforskudt armlæn, til højre arm (+ ca. 5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)
 Sideforskudt armlæn, til venstre arm (+ ca. 2.5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)
 Sideforskudt armlæn, til venstre arm (+ ca. 5 cm i forhold til et almindeligt armlæn)

BESTILLINGS-NR.

- 01041-XBH
 01041-XBH5
 01041-XBV
 01041-XBV5



Albuestop (kan **KUN** påsættes skålarmlæn) – til højre armlæn
 - til venstre armlæn

01041-ASH
 01041-ASV




Albuestoppet kan indstilles frem og tilbage uafhængigt af den skålformede PUR-pude.

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Sædelåg, til sæde med hul og lukket forkant


til ERGOTip 4	26723-P
til ERGOTip 4 H	42137-P
til ERGOTip 4 EL	31427-P
til ERGOTip 4 ELH	42136-P



til ERGOTip 5 EL	35321-P
til SOLI 1	15511-P
til SOLI 7	44448-P
til BUZZ 2	27054-P
til BUZZ 5	49822-P

Sædelåg, til sæde med hul og åben forkant

til ERGOTip 4	26723-PU
til ERGOTip 4 H	42137-PU
til ERGOTip 4 EL	31427-PU
til ERGOTip 4 ELH	42136-PU
til ERGOTip 5 EL	35321-PU



til SOLI 1	15511-PU
til SOLI 7	44448-PU
til BUZZ 2	27054-PU
til BUZZ 5	49822-PU

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Polstret oversæde (uden rørclips) ca. 40,5 x 43 cm. Fås også i "skræddersyede" størrelser. Kan leveres med rørclips, hvis oversædet skal erstatte den pågældende stols **originale** sæde.

01042



Polstret toiletsæde med åben forkant

Til de ikke-nævnte tipstole kan leveres et **PUR-sæde** med åben forkant (ELLER – hvis det foretrækkes – et tilsvarende polstret sæde).

til **ERGOTip 3** ————— 22566-SU
til **ERGOTip 3 EL** ————— 64489-SU

til **ERGOTip 7 EL** ————— 50833-SU
til **ERGOTip 8 EL** ————— 72165-SU
til **ERGOTip 9 EL** ————— 72166-SU
til **SOLI 8** ————— 44467-SU



OBS ! Man kan efter ønske naturligvis få polstrede toiletsæder til **ALLE** vore stole !

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

PUR toiletsæde med *lille* toiletåbning

Bruges, hvor man ønsker at formindske det originale sædes toiletåbning:


01042-UP lægges simpelthen **oven på** det eksisterende sæde (og fjernes igen i et snuptag)!

01042-UP

Åbning, største bredde: **16,5 cm**
Fra sædets bagkant til åbning: **10,5 cm**


Åbning, største dybde: **18,5 cm**
Sædets største bredde: **42,5 cm**
Sædets største dybde: **44,0 cm**

Kan bruges på følgende modeller: **ERGOTip 3, ERGOTip 3 EL, ERGOTip 4, ERGOTip 4 H, ERGOTip 4 EL, ERGOTip 4 ELH, ERGOTip 5 EL, ERGOTip 8 EL, ERGOTip 9 EL** (hvis stolen har PUR-sæde), **ERGOTip X EL, SOLI 1, SOLI 7, BUZZ 2, BUZZ 5, PIL 1, PIL 2, ASK 1 og ASK 2.**



Toiletstolspude med fastspændingsbændler (ca. 39 x 41 x 4 cm (b x d x h) – åbning ca. 22 x 32 cm)
Samme model blot i en større udgave (ca. 47,5 x 50 x 4 cm (d x b x h) – åbning ca. 21 x 37 cm)

01858
01858-XS



Pude med fastspændingsbændler ca. 42 x 44 cm (b x d)



12370

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Armlænslås - kan anvendes til såvel højre som venstre armlæn.
Monteres (og afmonteres) i et snuptag og uden brug af værktøj på alle vore stole, som har opklappelige armlæn af den viste type.

01043



Armlænslås - kan anvendes til såvel højre som venstre armlæn.
Monteres (og afmonteres) i et snuptag og uden brug af værktøj på alle vore stole, som har opklappelige armlæn af den viste type.

01044

BESKRIVELSE

Hoftesele m. quick-release spænde, uden bugstøtte
Hoftesele m. quick-release spænde, med bugstøtte (ca. 15 x 60 cm)

BESTILLINGS-NR.

ERGO-SS
ERGO-SSB



Spand med håndtag (kan IKKE anvendes i forbindelse med de fritstående toiletforhøjere MAJ og JULIE)
Ca. 29 x 40 x 15 cm (b x d x h)
Læg til spand

01112-SP

01112-SPL



BESKRIVELSE

Spand (til fritstående toiletforhøjere **JULIE** og **MAJ**)

ca. 29,5 x 35,5 x 12 cm (b x d x h)

Fås også som **skærm** (: spand uden bund)

Læg til **spand** (eller skærm)

BESTILLINGS-NR.

01111-SP

01111-SK

01111-SPL




Nakkestøtte til ALLE **ERGOtip**-stole (kan indstilles trinløst i højden og dybden)

ERGO-NI



set forfra



BESKRIVELSE


BESTILLINGS-NR.

Nakkestøtte til ALLE ERGOtip-stole (kan indstilles trinløst i højden, dybden og sideværts)

ERGO-NIS



set forfra



Hårvaskekar med afløbshul (til ALLE ERGOtip-stole - kan indstilles trinløst i højden og dybden)

ERGO-H



Set fra siden



BESKRIVELSE**BESTILLINGS-NR.**

Sikkerhedsbøjle, indstillelig i dybden. Da stolens bredde er forskellig, varierer bredden på sikkerhedsbøjlerne også afhængigt af, hvilken stol, de skal monteres på. Derfor knytter bestillingsnummeret sig til stolens HMI-nr.(se forsiden i denne oversigt) – fx:

Til A **ERGOTip 2** med **HMI-nr. 20811** er bestillingsnummeret således

Til A **ERGOTip 3** med **HMI-nr. 22566** er bestillingsnummeret

og så fremdeles.

20811-SB

22566-SB



Sikkerhedsbøjlerne, der som nævnt er forskellige i bredden afhængigt af, hvilken stol, de skal monteres på, er fremstillet i rustfrit stål og kan indstilles i dybden. Såvel montering som indstilling sker uden brug af værktøj.



BESKRIVELSE


Polstret sidestøtte (ca. 20 x 16 cm eller efter ønske), indstillelig i bredde og dybde



BESTILLINGS-NR.

ERGO-SI

set forfra



PUR sidestøtte (ca. 8.5 x 13 cm), indstillelig i bredde og dybde



ERGO-SIP

set fra siden




BESKRIVELSE

Fodhvilere, svingbare og længdeindstillelige uden brug af værktøj:
Uden "knopper"
Med "knopper"

BESTILLINGS-NR.

01055
01051




Lægbånd, indstilleligt (anvendes i forbindelse med fodhvilere 01055 og 01051)

01052



BESKRIVELSE

Fodplade, polstret, til fodhvilere **01055** og **01051** med medfølgende velcro-tape for hurtig af- og påsætning.



BESTILLINGS-NR.

Uden "knopper" **01055-PL**
Med "knopper" **01051-PL**

Eleverbar benhviler. Indstillingerne foregår uden brug af værktøj.



Til højre ben **01058-H**
Til venstre ben **01058-V**

(Samme system som på de øvrige fod- og benstøtter - med eller uden "knopper" - gælder også for denne model.)

Amputationsstøtte, polstret, til højre/venstre side (højdeindstillelig). Uden "knopper"
Med "knopper"

01055-AH/ 01055-AV
01051-AH/ 01051-AV



BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Fodhvilere, par - til lav tonus. En polstret plade i hver side sørger for, at brugerens ben ikke glider ud til siden:
 Uden "knopper"
 Med "knopper"


01055-S
 01051-S



Ankelbespænding med lægbånd

Består af to **ankelbespændinger** (med velcro-lukning) fastgjort på et **lægbånd** (også med velcro-lukning). Anvendes typisk i forbindelse med fodhvilere **01055** eller **01051**.

01055-A



BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.

Pose til opladerstik (til alle toilet-badestole med elmotor(er))

ERGO-LP



Fremstillet i skai og forsynet med en strop med velcrolukning, så den kan hænges, hvor det er mest hensigtsmæssigt.



← Posen med opladerstikket kan hænges på fx stolens stel eller på skairygstøtten.

Højde ca. 11 cm. Diameter ca. 9 cm.

Fod-/ ben-/ lægstøtte, elektrisk

ERGO-EB

Til fabriksmontering på A **ERGOTip**-toilet-badestole **efter aftale.**



← Her i laveste position.

BESKRIVELSE

BESTILLINGS-NR.



Støtten er blødt polstret og betrukket med afvaskeligt skai-betræk.



Her er støtten i mellem-position.

Model **ERGO-EB** kan naturligvis indstilles *trinløst* til den ønskede position vha håndbetjeningen.



Her ses støtten i højeste position.

BESKRIVELSE

Bord, nedfældeligt

Med akrylbordplade (også kendt som plexiglas). Et materiale, som pga sin hårdførhed er velegnet til formålet. Det besidder stor stivhed, hårdhed og overfladeglans.

Er resistent over for fortyndede syrer og basiske opløsninger samt upolære opløsningsmidler.

Vejrbestandigt (UV lys). Må dog ikke bruges sammen med stærke opløsningsmidler og koncentrerede syrer, rensbenzin og alkohol.

BESTILLINGS-NR.

ERGO-B



Bordet kan indstilles i dybden for at passe til forskellige brugere.

Bordet kan nedfældes til den ene side uden brug af værktøj.

Bordet kan naturligvis også tages helt af, når det ikke er i brug. Og igen: Helt uden anvendelse af værktøj.

Ud over det viste tilbehør fremstiller vi specialprodukter efter Deres ønsker og behov.