



































Alcensoft produkt- og tilbehørsliste 2018	Fabrikat	Varenavn	Varenr.	Produkt billede
<b>Nødkaldstelefoner</b>				
<p><b>NOVO 2 vejs tale nød-kaldsapparat startset, 2G</b>, med mulighed for tilslutning af minimum 48 enheder. Startsettet indeholder nødvendigt tilbehør, herunder alarmsender (både halssnor og armbånd), eltilslutning, genopladeligt standard batteri med ca 80 timers backup til nødkaldet og batteri til alarmsender. Nødkaldsapparatet vil på anmodning være forkodet til eksterne eller vores egen vagtcentral. NEAT nød-kaldsapparat er markedets mest avancerede og er bl.a. inkl. portal/webtjeneste til fjernprogrammering og overvågning (Carephone Management Portal (CMP)). CMP medfølger i Basic version med 1 brugerlicens og begrænset funktionalitetsadgang. Nødkaldsapparatet opfylder SCAIP standarden.</p>	NEAT	NOVO IP/GSM SIM:5 ACC:S STOP:G 869.2 EN(EU)	NE10 14101-01	
<p><b>4G NOVO 2 vejs tale nød-kaldsapparat startset</b>, med mulighed for tilslutning af minimum 48 enheder. Startsettet indeholder nødvendigt tilbehør, herunder alarmsender (både halssnor og armbånd), eltilslutning, genopladeligt standard batteri med ca 80 timers backup til nødkaldet og batteri til alarmsender. Nødkaldsapparatet vil på anmodning være forkodet til eksterne eller vores egen vagtcentral. NEAT nød-kaldsapparat er markedets mest avancerede og er bl.a. inkl. portal/webtjeneste til fjernprogrammering og overvågning (Carephone Management Portal (CMP)). CMP medfølger i Basic version med 1 brugerlicens og begrænset funktionalitetsadgang. Nødkaldsapparatet opfylder SCAIP standarden. <b>FULD teknisk spec kan snarest rekvireres.</b></p>	NEAT	NOVO IP/GSM SIM:5 ACC:S STOP:G 869.2 EN(EU)	Er på vej	
<p><b>NEO IP/GSM 2 vejs tale nød-kaldsapparat startset, 2G</b>, med mulighed for tilslutning af 8 enheder. Startsettet indeholder nødvendigt tilbehør, herunder ATOM alarmsender (både halssnor og armbånd), 230 V adaptor, genopladeligt standard batteri med ca 80 timers backup til nødkaldet og batteri til alarmsender. Understøtter flere forskellige protokoller Alarmsender sender over beskyttede 869,2 MHz. <b>OBS: leveres brugt, meget fin stand samt testet.</b></p>	NEAT	NEO IP/GSM Kit, standard, 869.2 EN(EU)	NE10 11101-00	
<p><b>NEO 2 vejs tale nød-kaldsapparat startset, ANALOGT</b>, til brug for tilslutning til fastnettelefoninettet. , med mulighed for tilslutning af 8 enheder. Startsettet indeholder nødvendigt tilbehør, herunder alarmsender (både halssnor og armbånd), eltilslutning, genopladeligt standard batteri med ca 80 timers backup til nødkaldet og batteri til alarmsender. Alarmsender sender over beskyttede 869,2 MHz <b>OBS: leveres brugt, meget fin stand samt testet.</b></p>	NEAT	NEO HOME CARE Tryghedstelefon, analogt til fastnettelefoni tilslutning 869.2 EN(EU)	NE10 03001-68	
<b>Monitoreringssoftware til nød-kaldstelefoner</b>				
<p>CMP med Gold licens. Spar tid og penge ved at tilkøbe CMP Gold, der blandt mange ekstra funktionaliteter så som fjernprogrammering, opdatering af nød-kaldsapparater og tilknyttet NEAT udstyr. Hele funktionalitetslisten vedhæftes separat. Løsningen er en Cloudløsning hostet i EU.</p>	NEAT	CMP Gold		
<b>Radlosendere</b>				
<p><b>D-POS II - Bevægelse og frihed.</b> D-POS II-systemet er en alsidig og meget tilpasselig teknologi til monitorering og overvågning af pedel, brugere, zoner, døre, trapper og så videre for at skabe et sikkert, fleksibelt og let håndterbart miljø for demenssektoren. Fire hovedapplikationer: - Vandrekontrol - Adgangskontrol - Hjælp og panikknop - Indendørs positionering Patienterne behøver kun at bære en Smile ID alarmsender rundt om deres håndled og dermed nyde maksimal bevægelsesfrihed. For mere info klik her. <a href="https://www.neat-group.com/es/en/radio-transmitters/DPOSII/">https://www.neat-group.com/es/en/radio-transmitters/DPOSII/</a></p>	NEAT	D-POS II		
<p><b>Kropsbåren alarmsender, SMILE</b> inkl batteri, armbånd og halssnor, kropsbåren alarmsender, inkl batteri, armbånd og halssnor. SMILE er beregnet til brug i på plejehjem og i hjemmeplejen. SMILE giver følelsen af sikkerhed og frihed af bevægelse med muligheden for udløse alarmer i tilfælde af en nødsituation. Alarmsenderen tillader også indendørs lokalisering af beboere. På ældrecenteret sender SMILE en alarm til en plejers app eller til Neat NOVO nød-kaldstelefonen. IP67 standardiseret. <b>OBS:</b> Fungerer også med NEAT NEO analoge tryghedstelefoner</p>	NEAT	Smile White kit 869 MHz, Red button	NE10 14002-02	
<p><b>Kropsbåren alarmsender, SMILE ID</b>, med positionering. SMILE ID er velegnet til demente borgere der bevæger sig indenfor da SMILE ID versionen automatisk kan sende alarm (passiv alarm) hvis en borger med SMILE ID krydser en defineret zone eller Gate (D-POS II enhed). Inkl. batteri, armbånd og halssnor. IP67 standardiseret. <b>OBS:</b> Fungerer også med NEAT NEO analoge tryghedstelefoner</p>	NEAT	Smile ID White kit 869 MHz, Red button	NE10 14004-02	
<p><b>Tryk-let adaptor - til montering ovenpå SMILE kropsbåren alarmsender</b> - Dette tryk-let påmonteris cover gør det lettere for en borger at aktivere nød-kaldsknappen.</p>	NEAT	Smile Easy Press Adaptor	NE10 16004-01	

Smykke til clip On på hhv SMILE og SMILE ID. Smykke funktionen er et brochelignende cover der monteres/klikkes på SMILE ID enheden så den får et design som et smykke til brug som halssmykke.	NEAT	SMILE "Berlock" Birds	NE10 16002-01	
<b>ATOM alarmsender - testalarm off.</b> Denne alarmsender til håndled eller hals, leveres med "testalarm off". Ved testalarm "off" sendes ingen testalarm fra Atom til Nødkaldstelefonen. Ved testalarm "on" i varianten nedenfor NE1003006-03 sendes testalarm fra ATOM til Nødkaldstelefonen hver 9:e time. IP67 standardiseret.	NEAT	ATOM alarmsender off	NE1003006-01	
<b>ATOM alarmsender - testalarm on.</b> Denne alarmsender til håndled eller hals, leveres med "testalarm on", hvor der sendes testalarm fra ATOM til Nødkaldstelefonen hver 9:e time. IP67 standardiseret.	NEAT	ATOM alarmsender on	NE1003006-03	
<b>D-ATOM personbåren alarmsender med RFID positionering.</b> D-ATOM radiosenderen, kan modtage både ATOM RFID positioneringsdata og data fra D-POS positioneringssenderen. Hvis D-ATOM befinder sig i D-POS' lavfrekvensområde, transmitterer den en alarm med positionsdata. Disse oplysninger kan modtages af modtagere som NEO, TREX eller D-TECT.  Dette system kan bruges som døralarmsystem, som et overvågningssystem til personer der fra tid til anden bliver desorienterede eller for at bestemme en persons position efter et alarmsignal. IP67 standardiseret.	NEAT	D-ATOM alarmsender	NE10 07036-01	
<b>HAPA Handicap stor trykknop/tryk-let alarm knap,</b> inkl ATOM alarmsender "testalarm off" for at aktivere stor trykknop (Til denne løsning kan også bestilles ATOM med "testalarm on"	NEAT	ATOM alarmsender off. Inkl HAPA tryk let knap	NE10 04005-01 + NE1003006-01	
Obs Tryk-let knappen uden ATOM (kan kun fungere med ATOM), sælges også separat ifald der skulle være brug for en ny enhed.	NEAT	HAPA tryklet knap		
<b>Sengealarm, Bed Sensor kit, standard 869,2 MHz.</b> Monitorerer om personen har forladt sengen. Kan kobles med nødkald og dørkontakt. Visse patienter, som dem, der lider af en form for fysisk eller psykisk handicap, kræver en mere grundig pleje, da enhver tid uden kontrol kan udgøre en risiko. Den PCU-enhed, enheden med Neat logo på billedet t.h., der følger med sensoren, genkender, når en person kommer ud af sengen, hvilket gør det muligt for plejepersonalet at handle straks.  Den tid, der er gået siden personen kommer ud af sengen, indtil alarmer meddeles, kan bestemmes individuelt med et interval på 7 til 3.600 sekunder.  OBS: Selve PCU-enhed skal programmeres via en Neat Programming Unit, der kan bruges til at programmere andre Neat enheder.		Bed Sensor kit, standard 869,2 MHz	NE10 16007-01	
<b>BREATH - radiosender åndedrætssensor.</b> BREATH åndedrætssensoren gør livet til selv de mest svært handicappede lettere. Et let ånde er tilstrækkeligt til at udløse en radiooverført alarm. Valgfri integration med ATOM gør det muligt at udløse alarmer manuelt. Alarmoverførslen signaleres af det røde lys; kvitteringen bekræftes af det grønne lys. Hvis systemet ikke bekræfter kvitteringen, bliver alarmer automatisk videresendt.  BREATH er trådløs og er derfor meget nem at installere. Det kan placeres direkte ved siden af sengen eller vedhæftet til sengen.	NEAT			
<b>DOOR radio sender dør alarm /Vinduesvagt</b> - Dette døralarmsystem understøtter pleje af demenspatienter som led i demenssystemet. Når en overvåget dør åbnes, sender den en alarm. Hvis døren lukkes og åbnes igen, udløses yderligere en alarm. DOOR viser transmissionen af alarmer og bekræftelse af modtagelse ved hjælp af lysdioder. DOOR består af en styreenhed og en magnet. Disse er fastgjort til døren eller dørkarmen.	NEAT	DOOR kit	NE10 07009-01	
<b>FLOOR - dørmatte sensor.</b> FLOOR er særligt god til overvågning af risiko patienter om natten. Den kan placeres foran sengen eller døren, eller under gulvbelægningen, hvis det er nødvendigt. Når patienten står op, genkender sensoren de første bevægelser, og styreenheden sender et signal til modtageren, f.eks. NOVO, NEO eller TREX. FLOOR er batteridrevet og kræver ikke et kabel. Den ekstremt tynde, aftagelige sensor kan nemt rengøres med almindelige rengøringsmidler.	NEAT	FLOOR	NE10 07017-02	
<b>PIR - Radio transmitter motion sensor inklusiv stand</b> På samme måde som et indbrudningssystem overvåger PIR bevægelsesføleren tilstedeværelsen af mennesker og registrerer deres bevægelser. Det registrerer først personens inaktivitet og udløser en passiv alarm. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en forudprogrammeret periode, sendes en alarm til det tilsluttede nødkaldsapparat eller hjemmeplejens mobile enhed.  PIR kan også installeres til overvågning af en seng. Når brugeren står op om morgenen, sendes en alarm.	NEAT	PIR	NE10 04001-02	
<b>Røg alarm kit, trådløs.</b> 96x48mm, simpel montering. For rum op til 60m2. Visuelt og optisk signal. Batteri alarm til vagtcentral. Kun ét batteri til alarm og radio transmitter. Lithium batteri med 2-3 års levetid. Battery monitorering for sikker drift. Vds certificering iht ISO EN 14604	NEAT	Smoke Link kit, std.	NE10 15002-01	
<b>Epilepsi Alarm kit/BED sensor.</b> (Emit-Abilia, Tonic-Clonic Seizure Monitor). Patienter med epilepsi eller demens kræver særlig dedikeret pleje: Hvert uovervåget øjeblik kan være en fare. BED genkender den mindste bevægelse af en person, der sidder eller ligger på den; den kan endda detektere personens puls og vejrtrækning. Hvis sensoren ikke længere registrerer nogen bevægelse, indikerer styreenheden, at personen har forladt sengen. Tidsforsinkelsen mellem den person, der forlader sengen og alarmmeddelelsen, kan bestemmes individuelt med forsinkelser på mellem 10 sekunder og 90 minutter. Enheden skelner mellem levende og ikke-levende vægte.	NEAT	Epilepsi Alarm kit	NE10 04008-02	

<p><b>WALL familien</b> WALL familien består af 9 nødkaldsenheder, PUSH, PULL, PEAR, PUSH + PULL, PUSH + PEAR, ROOM, ROOM + PEAR, KEY and WIOR opdelt i to kategorier, WIOR og ROOM-kategorier, hver med sin hardwareopsætning for at imødekomme særlige behov og anmodninger i plejesektoren. Betegnelserne WALL, WALL enheder og WALL familie henviser alle til en fællesbetegnelse for alle 9 produkter. Produkterne er udstyret med forskellige stik til forskellige funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En nøglecylinder til at låse / låse op for en enheds drift.</li> <li>• Træksnor til at udløse alarmer ved at trække i enhedens snor.</li> <li>• Trykknop enhed(er) til udløsning af alarmer.</li> <li>• 6,35 mm tele jack til f.eks. en plug alarm (fx lyd kald nedenfor).</li> </ul> <p>Nedefor beskrives 3 af disse enheder. Se yderligere beskrivelser på denne webadresse <a href="http://neat-group.com/es/en/radio-transmitters/">http://neat-group.com/es/en/radio-transmitters/</a></p>	NEAT			
<p><b>PUSH Kalde knap</b> PUSH er en trådløs opkaldsknap, der sender en alarm til et tilsluttet vagttelefonsystem ved et enkelt tryk på en knap. Ud over den integrerede opkaldsknap kan yderligere kablede opkaldsindretninger integreres i systemet. Eksterne enheder kan styres i bestemte situationer via to relæudgange.</p> <p>PUSH er let at overflade eller indbygningsmontere. Det er også nemt at forbinde til eksterne enheder.</p>	NEAT			
<p><b>PULL Træksnor</b> PULL er en trådløs træksnor, der sender en alarm til et tilsluttet vagttelefonsystem ved et enkelt tryk på en knap. Ud over den integrerede trækledning kan yderligere kablede opkaldsordninger integreres i systemet. Eksterne enheder kan styres i bestemte situationer via to relæudgange.</p> <p>PULL er let at overflade- eller indbygningsmontere. Det er også nemt at forbinde til eksterne enheder.</p>	NEAT	NE10 15002-01		
<p><b>WALL PEAR Universal plug Connector</b> Wall Pear er en universal connector der via 6 mm stereoplugg (jackstik) kan anvendes til forbinde andet nødkaldsudstyr til nødkaldsapparatet. PULL er en trådløs træksnor, der sender en alarm til et tilsluttet vagttelefonsystem ved et enkelt tryk på en knap. Ud over den integrerede trækledning kan yderligere kablede opkaldsordninger integreres i systemet. Eksterne enheder kan styres i bestemte situationer via to relæudgange.</p> <p>PEAR er let at overflade- eller indbygningsmontere. Det er også nemt at forbinde til eksterne enheder.</p>	NEAT	NE10 15008-01		
<p><b>INKA - radio transmitter til kablet input</b> Det multifacetterede INKA hjælpeværktøj overvåger kontakter, der er tilsluttet via kabel. Den behandler både digitale og analoge signaler. Hvis en indgang udløses, sender INKA et radiosignal til modtageren. INKA er velegnet til brug med op til fem indgange.</p> <p>To af disse kan programmeres til at måle tærskelværdier. De indgange, der anvendes til måling, kan løbende overvåge niveauer eller bestemme en måling, hvis en af kontakterne udløses. INKA tilbydes bl.a. sammen med visse alarmer fra KNOP.</p>	NEAT			
<p><b>PIR - Radio transmitter motion sensor</b> På samme måde som et indbrudningsystem overvåger PIR bevægelsesføleren tilstedeværelsen af mennesker og registrerer deres bevægelser. Det registrerer først personens inaktivitet og udløser en passiv alarm. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en forudprogrammeret periode, sendes en alarm til det tilsluttede nødkaldsapparat eller hjemmeplejens mobile enhed.</p> <p>PIR kan også installeres til overvågning af en seng. Når brugeren står op om morgenen, sendes en alarm.</p>	NEAT	PIR Detector, 869 MHz v.2 (without stand)	NE10 04001-01	
<p><b>D-TECT IP connector</b> er den nyeste digitale connector til bl.a. plejecentre. D-TECT IP kan connecte trådløse enheder, vandre alarmer og andre sensorer og kommunikere med Phoniro og Safecon "nurse call" management systemet. Ideelt til fx D-POS II Dementia systemet.</p>	NEAT			
<b>Konfigurationsværktøjer</b>				
<p><b>NPU - (Neat programming Unit)</b> der kan bruges til at programmere Neat enheder: Neat dørkontakten DOOR, Ior, Inka, Link, D-POS II og Wall familien samt hele serien af radiotilbehør.</p>	NEAT		NE10 04006-01	
<b>Ekstraudstyr</b>				
<p><b>Armrem</b> til kropsbåren alarmsender (ekstra)</p>	NEAT	Smile bracelet	NE10 16005-01	
<p><b>Halssnor</b> til kropsbåren alarmsender (ekstra)</p>	NEAT	Smile necklace	NE10 16006-01	
<p><b>Ekstern Antenne</b> til NEAT Nødkaldsapparat LTE/UMTS/GSM/WF/B</p>	NEAT	Ext. Antenna LTE/UMTS/GSM/WF/B	NE31 14005-02	
<p><b>Ethernet kabel</b>, 3 meter, kort connector der passer til NOVO</p>	NEAT	Ethernet cable, 3m, short connector	NE31 09002-01	
<p><b>Genopladeligt batteri, standard</b> til NOVO nødkaldeapparatet, normalt</p>	NEAT	NOVO genopladeligt 3.6 V 400 mAh	NE10 14004-02	
<p><b>Genopladeligt batteri, stort</b> til NOVO nødkaldeapparatet, stort</p>	NEAT	NOVO genopladeligt 3.6 V 2000 mAh	NE10 14004-03	
<p><b>Genopladeligt batteri, standard</b> til NEO nødkaldeapparater, stort</p>	NEAT	NEO genopladeligt Battery NiMH 400mAh	NE31 11002-01	
<p><b>Udskiftningsbatteri</b> til trådløs alarmgiver SMILE ID</p>	NEAT	CR2430	NE31 08001-01	
<p><b>Smile ID/E Battery replacement kit</b>, Smile ID/E Battery replacement kit indeholder 1 st o-ring, 1 st batteri CR2430 og 1 st SMILE top shell. Dette kit er beregnet til Smile ID och Smile E i forbindelse med bateriskift, men fungerer ikke til SMILE standard, da det ikke er muligt at skifte batteri på standard versionen.</p>	NEAT	SMILE replacement kit	NE10 16003-11	

<p>NEMO Overfaldsalarmer. Vi tilbyder NEMO Care fra producenten Neat kombineret med allerede omtalte SMILE ID alarmsender ligeledes fra Neat. Disse 2 enheder sammen kan både afgive ens nøjagtige position inde såvel som ude. Begge enheder er forbundet og vil således ved tryk/alarm på enten SMILE ID armbånd eller NEMO enheden skabe taleforbindelse /medhør og øvrige personale kan straks komme til udsætning.</p> <p>NEMO, med eller uden SMILE ID, udgør et stærkt værktøj til alarmering og en ideel løsning for plejepersonale og andet sikkerhedspersonale. Som en mobiltelefon kan NEMO bruges på farten, mens derhjemme fungerer det som en almindelig håndtelefon: Indgående opkald kan besvares, og nødopkald foretages via den håndfri stemmeforbindelse til et alarmcentral, plejer eller en familie.</p> <p>NEMO kan bruges med eller uden GPS satellitpositionering og kan også overføre fra kældre uden GSM-modtagelse via SMILE ID senderen.</p>	NEAT		NE10 14004-02 + NE10 15003-01 (SMILE ID)	
<p><b>Øvrigt udstyr</b></p>				
<p>Epi-Free alarmer er udviklet i samarbejde med Epilepsihospitalet, Filadelfia og andre epilepsihospitaler. Efter endt udvikling er alarmer testet i et lægeligt forsøg med positivt resultat. Epi-Care free epilepsialarmer er eneste alarm på markedet, der kan fange krampeanfald nat og dag, og som er evidensbaseret.</p> <p>Armbåndssensoren er i 2-vejs trådløs forbindelse med Epi-Care kontrolenheden ved hjælp af indbygget radio i 868-869 MHz båndet. Sensoren drives af et indbygget Li-Po batteri, som skal oplades ca 1 time pr døgn. Batteriets levetid er 3-4 år, hvorefter det kan udskiftes af uddannet personale. Bruger kan bevæge sig med sensoren på i op til 20 meters afstand indendørs fra kontrolenheden. Er der behov for større rækkevidde, kan vi levere repeaterer.</p> <p>Egenskaber for Epi-Care free:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giver tryghed for bruger og personale både nat og dag</li> <li>- Evidensbaseret høj sikkerhed ved alvorlige epileptiske anfald</li> <li>- Enkel at anvende og meget driftstabil</li> <li>- Anvendes bl.a på Epilepsihospitalet, Filadelfia på deres sengeafsnit</li> <li>- Nyeste teknologi, anbefales af Epilepsiforeningen og læger</li> </ul>	Danish Care Technology BY	EPI-Free	EPIFREE	
<p>Epi-Care 3000 alarmer registrerer krampeanfald under søvn ved hjælp af en madrass-placeret, trådført sensor. Følsomhed og alarmtimer indstilles enkelt og nemt ved brug af kontrolenhedens display og pil-taster. Der er desuden nem adgang til en log med oplysninger om alarmtidspunkter mv. Alarmer kan eventuelt placeres skjult for bruger, hvilket kan være aktuelt for visse mennesker med svær autisme.</p> <p>Såvel Epi-Care 3000, som Epi-Care free er forsynet med et potentialefrit udgangsrelæ. I apparatets software kan relæfunktionen indstilles efter behov for 3. parts sendestyrt. Alle Epi-Care epilepsialarmer har indbygget log, som dokumenterer hændelser under brug, man kan således verificere anfald og øvrige hændelser.</p> <p>Egenskaber for Epi-Care 3000:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Driftssikker og meget enkel at anvende i dagligdagen.</li> <li>• Mulighed for høj følsomhed, derfor velegnet også til helt små børn.</li> <li>• Nemt at ændre indstilling for timer og følsomhed.</li> <li>• Apparatet har indbygget log over hændelser</li> <li>• Mere end 4.000 Epi-Care 3000 alarmer er i drift i DK og nabolande</li> </ul>	Danish Care Technology BY	Epicare-3000	Epicare-3000	
<p><b>Kindkontakt/alarm</b>, leveres med Neat Wall Pear sensor således kindkontakten er integreret med Neat NOVO nødkaldsapparat</p>	KNOP		KK100	
<p><b>Lydaktiveret Kald/alarm</b>, leveres med Neat Wall Pear sensor til brug med Neat NOVO nødkaldsapparat</p>	KNOP		LAK900	
<p><b>Sengevædealarm 869MHz</b>, designet til at give alarm hvis madrassen i brugerens seng bliver våd. Leveres med fugtfølsomt lagen/sensor. leveres med Neat INKA sensor til brug med Neat NOVO nødkaldsapparat</p>	KNOP		BW900	
<p><b>Minifinder PICO - GPS Tracking/overfaldsalarmering/Geofencing m.m.</b> Vi forhandler Minifinders kvalitetsprogram af GPS trackers/overfalds alarmer, der med fordel kan anvendes i hjemmeplejen til egen alarmering eller til overvågning af borgere/patienter i eget hjem eller på plejehjem. Egenskaber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibrationsalarm</li> <li>• Panik/overfaldsknap</li> <li>• 2 vejs tale. Ring til Pico eller fra Pico til dine programmerede telefonnumre</li> <li>• GPS tracker besvarer dine kald automatisk</li> <li>• Alarm for lavt batteri-automatisk advarsel via SMS el. email</li> <li>• Pico logger alle positionsinfo ind i tracking softwaren</li> <li>• GEOfence alarm setup på sekunder</li> <li>• Faldalarm indbygget Bosch G-sensor giver alarm ved fald</li> <li>• Live tracking – Pico sender dens position så snart den registrer bevægelse</li> </ul> <p>Læs mere om Pico her: <a href="https://minifinder.com/pico/">https://minifinder.com/pico/</a></p>	MiniFinder			
<p><b>Minifinder - GO Alarm &amp; Tracking software og APP til smartphones.</b> Tracking softwaren er bl.a. særdeles velegnet til at holde styr på og forebygge at personer med kognitive handicap bliver væk. Med springssystemet MiniFinder GO kan du nemt spore dine enheder i realtid fra en computer, en smartphone eller en tablet. Du kan oprette rapporter, kontrollere historik om dine enheders bevægelse, hastighed, rejseafstand og ikke mindst opsætte GeoFence via korttjenesten GO. MiniFinder GO har også en smart funktion, der giver dig mulighed for at dele et unikt link med andre personer. Via dette unikke link kan man følge ruten på kortet i realtid uden at få adgang til systemet, så længe linket er gældende.</p> <p>Efter køb af korttjenesten MiniFinder GO konfigurerer vi din enhed, opretter vi loginoplysninger og sender dem til dig sammen med en hurtigstartguide. I modsætning til tracking on demand (sporing via opkald eller SMS) behøver du ikke aktivt at spore/tracke din(e) tilknyttede enheder. Alt du skal gøre er at logge ind på MiniFinder GO-kortet og se, hvor din GPS-tracker er placeret. Hvis enheden er i bevægelse, vil en sporing blive tegnet på kortet. Nemt og bekvemt. Læs mere om softwaren: <a href="https://minifinder.com/tracktor/">https://minifinder.com/tracktor/</a></p>	MiniFinder	MiniFinder GO		