

Monteringsbeslag og tilbehør



Uafhængige beslag

Uafhængige beslag fastgør Free Form systemet ved to punkter. Det giver mulighed for hurtigt og nemt at løsne systemet.

Centralt beslag til montering

Hurtigspændet til central montering fastgør Free form systemet ved fire punkter. Det centrale beslag til montering giver mulighed for forskellige justeringer.



Overfladebeslag

Overfladebeslag er et fast beslag. De giver ikke mulighed for hurtig frigørelse. De er praktiske, hvis et Free Form skal fastgøres til en klapvogn eller en fast sædeholder.

Fladt pladebeslag

Det flade pladebeslag bruges, når der ikke er nogen rør at fastgøre en modtager til. De kan boltes til en fast overflade eller en flad bagplade og bruges med afhængige beslag.



2 aluminiumskugler

Enheder med 2 aluminiumskugler bruges til at styrke skallen og fastholde den. De erstatter standardleddene.

Universel monteringsplade til hovedstøtte

Den universelle monteringsplade til hovedstøtte kan monteres på enhver rygstøtte (inklusive Free Form) og har huller med gevind til mange producenters monteringsbeslag til hovedstøtter.



[Se mere tilbehør på vores hjemmeside](#)



Free Form Seating

Bruger tilpasset siddestilling



Formstøbning med moduler



Free Form seating er en formstøbt løsning, der kan ændres ved en persons vægtudsving, hvis der bliver behov for mere eller mindre støtte. Efter efterhånden som brugeren vokser eller ændre facon.

Men denne løsning af formstøbning med Free Form Seating, giver det mulighed af justeringer og ændringer ved borger.

Ved store ændringer kan op til 90% af systemet genbruges ved sammen eller en anden borger. Vi bestræber os på at levere det færdige støb på en uge..

Hvorfor det virker:

- Mulighed for at rette stillingen gradvist
- Tilpasser sig vægtudsving
- Vokser med personen
- Modulerne kan fjernes eller trækkes tilbage for at fjerne presset helt
- Letvægts, åndbart og stærk
- Passer til brugere med kyfose, skoliose, lordose og andre deformiteter
- Der fås beslag til mange forskellige kørestole og overflader.
- Kan dækkes det mest passende overtræk og
- Den mest passende polstring til jeres borger
- Giver luftgennemstrømning og leder fugt væk gennem skallen
- Skallen er fleksibel for at dæmpe vibrationer og give et dynamisk sæde
- Fås med rygsæt, tilpassede former eller overtræk, som kan samles til enhver form



Overtræk og polstring

Free Form-overtræk er designet til at strække i form og størrelse efter Free Form-skallen. Det originale overtræk er et luftfyldt net på et skum med åbne celler for at give luftgennemstrømning og fordele trykket. Nu er Stimulite® en mulighed til dit Free Form-overtræk.

Stimulite® giver total ventilation og komfort.



NY MULIGHED! Free Form med: Stimulite®



Cirkulerer luft og leder fugt væk



Komplet ventilationssystem



Ryg system

Det er nemt, hurtigt og effektivt at tilpasse rygstøtter med et Free Form-rygsæt.

Størrelsen på skallen kan øges eller mindskes, så det får den ønskede form.

Bredden mellem tværgående støtter, kurven i lændehvirvlen og det øverste af mellemgulvet kan nemt og hurtigt tilpasses brugeren.

Free Form-rygsæt er en fremragende løsning for folk med skoliose, kyfose, vægtudsving eller enhver, sm har brug for en rygstøtte der tilpasser sig ryggen.



Et redskab. Uendelige muligheder.

Sættet indeholder:

- Free Form-skal
- Overtræk
- Hardware (vælg enten et centralt beslag eller et par uafhængige beslag)
- Ekstra klamper til skal & led med 2 kugler
- 2 aluminiumskugler
- Forlængede 5 mm skruer (for fastgørelse af tilbehør)
- 4 mm umbracho
- Aluminiumsstandere (kun til sæt i medium eller stor størrelse)



Free Form-rygsæt fås for øjeblikket i to former. Hver form fås i tre størrelser.