


- Rosa medium blød
- SAFE ViscoPore skum
- Nr. 109.1, 30x20x10/7 cm
Nr. 109.2, 60x20x10/7 cm
- Giver stabil og komfortabel støtte og trykaflastning ved knoglebrud til både brækket arm og ben.
- Bruges som hælaflaster til borger med meget kraftige ben.
- Vælg Soft-Cell eller Comfor PUR betræk med anti-slip bagside.
- Se HMI-nr. for betræk under detaljer for hver størrelse af ben-armstøtte

Maskinvask efter behov ved 40-95°C og tørretumbles ved høj temperatur.

Brug almindeligt husholdningsvaskemiddel.

Ben-Armstøtte nr. 109.1 og nr. 109.2 HMI-nr. 54421/HMI-nr.54563



- Trykfordelende / Anti-decubitus
- Smertelindrende

Soft-Cell betræk eller Comfor PUR betræk bestilles til. Se detaljer under tilbehørskatalog.