


- Gul/Rosa – blød/medium
- SAFE ViscoPore skum
- 40 x 32 x 6 cm
Hul til øret er \varnothing 10 cm
- For total trykaflastning af øret, liggende på siden, eller for baghovedet, når personen ligger på ryggen.
- Gul blød side er vendt op.

Leveres med sort COMFOR OP betræk med antislip bagside, limede sømme og dækket plastiklynlås. Let daglig rengøring af betræk med sæbevand, afsprøjtning eller klordesinficering med Wet Wipe eller lignende med aktivt klor 1000-1200 ppm. Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved 60°C. Pude kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved høj temperatur.

Nr. 115OP Øreskånepude



- Trykfordelende / Anti-decubitus
- Smertelindrende