

Nr. 125OP Sidelejringspude og skulderstøtte, Nr. 126OP og/eller til rygleje for intubering, anæstesi

I Rosa SAFE ViscoPore skum
85 x 50 x 13 cm

Sidelejringspude- Skulderstøtte anvendes ved 90 graders sidelejrning under operationer. Eller i rygleje til intubering/anæstesi med plan overflade.

Bruges ved hofte - og nyre operationer- undersøgelser og ved gynækologiske operationer-undersøgelser. Sidelejringspudens ortopædiske form giver en behagelig ligestilling i sideleje, samtidig med at puden er trykfordelende/trykaflastende. Den ellers kraftige belastning på skulderen undgås og skulderstøtten forebygger at patienter får smerter eller fraktur på knogler efter sideleje.

Leveres med sort COMFOR OP betræk med antislip bagside, limede sømme og dækket plastiklynlås.

Let daglig rengøring af betræk med sæbevand, afspritning eller klordesinficering med Wet Wipe eller lignende med aktivt klor 1000-1200 ppm.

Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved 60°C. Pude kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles ved høj temperatur.

Nr. 125OP til sideleje



Nr. 126OP til sideleje og rygleje inklusiv indsats pude

