

Nr. 133OP Cylinder

Rosa SAFE ViscoPore medium fast skum
50 x 18Ø cm



Leveres med sort COMFOR OP betræk med
antislip bagside, limede sømme og dækket
plastiklynlås.

Let daglig rengøring af betræk med sæbevand,
afspritning eller klordesinficering med Wet
Wipe eller lignende med aktivt klor 1000-1200
ppm.

Betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og
tørretumbles ved 60°C. Pude kan
maskinvaskes ved op til 95°C og tørretumbles
ved høj temperatur.

Bruges til forskellige
positioneringer. Ex. anbragt
i skulderstøtten no. 125OP
for overvægtige mennesker
liggende på ryggen for
nemmere anæstesi og til
lejrning under knæ.

