

# Medi-Light® Skrivebordsmodel

## EN SÆRDELES EFFEKTIV SKRIVEBORDSLAMPE - SOM OGSÅ ER GODKENDT SOM LYSTERAPILAMPE TIL AT FOREBYGGE VINTERTRÆTHED OG VINTERDEPRESSIONER.



En alsidig lampe, der om morgenen kan anvendes til lysterapi ved at rette lyskilden mod ansigtet i ½ til 1 time, mens man arbejder.

Når lyskilden vendes ned mod bordfladen kan lampen også anvendes som en meget effektiv "normal" skrivebordslampe. Pga. den høje arm kan lampen med fordel anvendes ved skærmarbejde.

- ❖ Velegnet til lysterapi såvel som til læsning
- ❖ Forhøjer arbejdspræstationen ved kontor- og præcisionsarbejde
- ❖ Giver et køligt, hvidt lys. Helt uskadelig UV-stråling
- ❖ Tænder med det samme og lyser uden at flimre
- ❖ Strømforbrug 24 W
- ❖ Effekt 10.000 lux i en afstand af 25 cm (ca.) foran lampen
- ❖ Effekt 2.500 lux i en afstand af 40 cm (ca.) foran lampen
- ❖ Lysstyrken svarer til en normal glødepære på ca. 150 W
- ❖ Lysstofrørets levetid 10.000 timer (= ca. 3-4 år ved normal brug)
- ❖ Euro-ledning med fladt stik, der passer i alle stikkontakter
- ❖ Armens højde 60 cm, lyskildens bredde 30 cm
- ❖ Vægt 3,5 kg
- ❖ Lampen fås i hvid, lysegrå eller sort
- ❖ Finsk kvalitetsprodukt
- ❖ 2 års reklamationsret på armaturet.

**Pris kr. 1.276,-**

Ekskl. moms & forsendelse

### **NB!**

Der foreligger ikke nogen lægelige forbehold for anvendelse af lysterapi for personer, som har grøn stær eller har fået foretaget operation for grøn stær.

Personer, der har risikofaktorer, når det gælder øjnene, bør konsultere deres øjenlæge, inden de begynder med lysterapi. En undersøgelse af øjnene, inden lysterapi påbegyndes, anbefales også til personer, der indtager medicin, der medfører øget følsomhed over for lys.