

Former sig efter kroppen - med supplerende stabilitet, støtte, komfort og smertelindring

LYDLØST materiale - ingen lyd ved bevægelser

Ingen Deformation/Ingen Formændring af vævet
Anti-decubitus puder, som giver sikker og nem trykfordeling til forebyggelse og heling af tryksår



Det Trykfordelende Lejringsystem til trykaflastning

Type 10, 11 puder

Rektangulære puder

Nr. 10.00/HMI-nr. 122760	15 x 15 cm
Nr. 11.00/HMI-nr. 53262	18 x 30 cm
Nr. 11.01/HMI-nr. 25689	30 x 40 cm
Nr. 11.02/HMI-nr. 25690	40 x 50 cm
Nr. 11.03/HMI-nr. 25691	40 x 60 cm
Nr. 11.04/HMI-nr. 127757	40 x 75 cm
Højde ca. 7/8 cm	

Type 22 puder

Rektangulære puder

Nr. 22.01/HMI-nr. 25692	50 x 60 cm
Nr. 22.02/HMI-nr. 25693	50 x 90 cm
Nr. 22.03/HMI-nr. 25694	60 x 90 cm
Nr. 22.04/HMI-nr. 25695	65 x 100 cm
Højde ca. 11 cm	

Type 33 pude

Boomerang


Nr. 33.01/HMI-nr. 25696
160 cm, 26 (40) cm
Højde 10 cm
70°

Type 44 puder

Langpuder/Slangepuder

Nr. 44.01/HMI-nr. 25697	160 x 30 cm
Nr. 44.02/HMI-nr. 25698	180 x 30 cm
Nr. 44.04/HMI-nr. 122230	220 x 30 cm
Højde ca. 13 cm	

Nakkepude, 33x29x12 cm Nakkepølle, 25 cm Ø12 cm
Nr. 66.01/HMI-nr. 37786 Nr. 77.00/HMI-nr. 125976



Fyld er 100% viskoelastisk skumgranulat: SAFE ViscoPore / Stofmateriale er 100% Bomuld
Tre typer betræk til Harmony: Comfor Inkontinensbetræk, Soft-Cell betræk, Bomuldsvelour betræk.
Maskinvask op til 95°C og tørretumbles. Optimal hygiejne og renhed kan opretholdes.
Vask fjerner bakterier, tislugt, svedlugt og parfumelugt.