


SAFE-MED

Trykfordelende Produkter OP


Madraskonstruktion TEX base 6 el. 8 cm + toplag Gul-Rosa SAFE skum 6 cm.
Antistatisk betræk med limede sømme og dækket plastik lynlås.
Betræk er med 4 håndtag – 2 på hver side.



Betræk aftørres med sæbevand, alkohol opløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm.

Nr. 201YPOP Helmadras til intensivpatienter

TEX-base med trykfordelende toplag af Gul-Rosa SAFE skum, 12 cm eller 14 cm høj



- Til let vægt/middelvægt/moderat overvægt
- Former sig efter kroppen
- Trykfordelende/Anti-decubitus til og med stadie 3
- Smertelindrende