


SAFE-MED
Trykfordelende Produkter


Babymadras til babyseng og til babycrib nr. 101B.xxxx

- Gul 6 cm
- SAFE ViscoPore skum
- Trykfordelende/Anti-decubitus madras
- Baby ligger på PLAN side
- Profileret underside skaber ventilation under madrassen
- SAFE ViscoPore skummet er åbentcellet, og madrassen er meget ventilerende
- Soft-Cell betræk anbefales til babymadras - føles som SILKE, er vandtæt, elastisk, åndbart og absorberer mere fugt end bomuld
- Comfor PUR Inkontinensbetræk er med vaskbar overflade og er åndbart
- Begge typer betræk fås heldækkende eller med åben bagside

Baby ligger på plan side!

*Kan bestilles i specialmål





SAFE-MED
Trykfordelende Produkter

Kuvøsemadras Neonatal madras nr. 101IC.3

- Gul 2,5 cm h.
- SAFE ViscoPore skum
- 200 x 100 x 2,5 cm
- Flad overflade på begge sider
- Trykfordelende/Anti-decubitus
- Klippes/skæres til en passende størrelse til kuvøsen – eller til små lejringsdele

Neonatal –afdeling på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Sverige beretter: Vi klipper med fri hånd, vi har ingen bestemte mål. Jeg bestiller en stor madras 200x100x2,5 cm, som vi klipper i de mål vi behøver. Eksempelvis klipper vi et madras stykke til hovedet og klipper hul, hvor der sidder en nål, så der ikke bliver noget tryk – hovedstykket placeres i et pudebetræk. Ligeså klipper vi stykker og klipper hul i dem til total aflastning af forskellige kropsdele. Blandt andet gør vi det for at aflaste børn med dårlig cirkulation ved for eksempel asfyxier. Som madras under barnet placeres madrasstykket også i et pudebetræk.

